

CVN Arctic Easy Kit

Intended use:

Patient specific linen, prevent infection cross contamination.

Intended users:

Military, EMS, Refugee camps, Emergency Ambulances, Hospital theatres, Hospital examination rooms.



ENG: Easy- kit instructions for use:

1. Unpack the products and apply the sheet to the bed / stretcher.
2. Place the patient on the sheet and a pillow under the patient's head.
3. The wings of the sheet are turned over on the patient and the patient is covered with a fleece blanket.
4. When transfer with a transfer sheet: Fold the sheets twice to get a firm and durable grip.

SWE: Easy- kit instruktioner:

1. Packa upp produkterna och applicera lakanet på sängen / båren.
2. Placera patienten på ett lakan och en kudde under patientens huvud.
3. Vingarna på lakanet vänds på patienten och patienten täcks av en fleecfilt.
4. När du flyttar patienten med lakanet: Vik vingarna på lakanet två gånger för att få ett fast och hållbart grepp på lakanet.

DAN: Easy-kit brugsanvisning:

1. Pak produkterne ud, og læg engangslagenet på sengen / båren.
2. Anbring patienten på underlaget og placér en pude under patientens hoved.
3. Lagenets vinger vendes ind mod patienten, og patienten dækkes med et fleecetæppe.
4. Ved forflytning med forflytningslagen: Fold underlaget to gange for at få et fast og holdbart greb.

NOR: Easy-kit bruksanvisning:

1. Pakk ut produktene og legg laken på sengen / båren.
2. Plasser pasienten på laken og en pute under pasientens hode.
3. Vingene på lakenet legges over pasienten, og pasienten dekkes i tillegg med et fleece-teppe.
4. Når du overfører pas til annen seng/båre med et løfteark: Brett lakenet to ganger for å få et fast og holdbart grep.

FIN: Easy-kitin käyttöohjeet:

1. Pura tuotteet pakkauksesta ja levitä lakana sängylle / paareille.
2. Aseta potilas lakanalle ja tyyny potilaan päälle.
3. Lakanan siivet käännetään potilaan päälle ja potilas peitetään fleece-peitolla.
4. Kun siirrät potilasta siirtolakanan avulla: Taita lakanan reuna kaksinkerroin saadaksesi tukevan ja kestävä otteen.



Store in a cool dry place, out of direct sunlight, off the floor.



Do not lift using the Fitted cot sheet, it is designed to laterally transfer only, maximum weight to transfer 125kg.

Adverse event notice:

Carevision Oy
Hiltusentie 26 A 2
90620 Oulu
FINAND
+358456431439
info@cvn.fi



Orvec International Limited
Malmo Road
Hull
HU7 0YF



CS Lifesciences Europe Ltd, 3 Inn Quay,
Dublin 7, Ireland, eurep@cslifesciences.com



Orvec International Limited
Malmo Road
Hull
HU7 0YF

CAREVISION OY NCAE: A843G, NSN: 7210-58-001-3419



3004493629



LATEX-FREE

