

CVN Arctic Pallas Hypothermia Bag

Intended use:

Emergency extraction and prevention of hypothermia.

Intended users:

Military, EMS, Hospital, Refugee camps, Search & Rescue Teams, Police, Fire Service, Extreme sports



ENG: Pallas hypothermia bag instructions for use:

1. Unpack Pallas and straighten it, waxed bottom down.
2. Lift the edges of the Pallas and place the patient inside the bag. Closing edges on top of each other with velcro fastening. Leave the patient face visible.
3. Both sides of the bag have lifting loops for moving the patient.
4. The sides of the Pallas bag have treatment pockets (velcro fastening) and a plastic pocket for patient handling papers.
5. On the end of the patient's head, there is a fastening loop that allows the patient to be pulled using a harness.

SWE: Pallas hypothermia bag instruktioner:

1. Packa upp påsen och räta ut den, vaxade materialet nedåt.
2. Lyft upp kanterna på Pallas och placera patienten i påsen. De stängande kanterna överlappar varandra med kardborreknäppning. Lämna patientens ansikte synligt.
3. På båda sidorna av påsen finns lyftöglor för att flytta patienten.
4. Sidorna på Pallas har behandlingsluckor (kardborreknäppning) och en plastficka för tex patienthandlingspapper etc.
5. Vid patientens huvud, finns det en fästögla som gör att patienten kan dras med hjälp av en sele.

DAN: Brugsanvisning til Pallas hypotermipose:


1. Pak pallas ud, og ret den ud, med det voksede materiale nedad.
2. Løft kanterne på Pallas og placér patienten inde i posen. Luk kanterne oven på hinanden med velcrolukning. Lad patientens ansigt være synligt.
3. Begge sider af posen har løftestropper til forflytning af patienten.
4. Pallasposens sider har behandlingslommer (velcrolukning) og en plastlomme til patienthåndteringsdokumenter.
5. Ved patientens hoved er der en fastgørelsesløkke, der gør det muligt for patienten at blive trukket ved hjælp af en sele.

NOR: Instruksjoner for bruk av Pallas hypotermi:

1. Pakk ut Pallas og brett den ut, vokset materiale legges ned.
2. Løft kantene på Pallas og plasser pasienten i posen. Lukk kantene oppå hverandre med borrelåsfeste. La pasientens ansiktet være synlig.
3. Begge sider av posen har løftesløyfer for å flytte pasienten.
4. Sidene av Pallas-vesken har behandlingslommer for tilgang til pasienten (borrelåsfeste) og en plastlomme for pasienthåndtering av papir.
5. På enden av pasientens hode er det en festesløyfe som gjør at pasienten kan trekkes med sele.

FIN: Pallas-hypotermia-pussin käyttöohjeet:

1. Pura Pallas pakkauksesta ja suorista se vahakankainen pohja alaspäin.
2. Nosta Pallaksen reunat ja aseta potilas pussin sisään. Sulje reunat päällekkäin tarranauhakiinnityksellä. Jätä potilaan kasvot näkyviin.
3. Pussin molemmilla puolilla on nostosilmukat potilaan siirtämistä varten.
4. Pallas-pussin sivuilla on hoitotaskut (tarranauhakiinnitys) ja muovitasku potilastietopapereille.
5. Potilaan pään puoleisessa päässä, pussissa on kiinnityslenkki, jonka avulla potilasta voidaan vetää valjailta.



Take out the inner foam. Machine wash at maximum 40°C. Minor soiling use antibacterial wipes.



Store in a cool dry place, out of direct sunlight, off the floor.



Following each use thoroughly check for any compromise of fabric, particular attention to the stitching on the webbing, any compromise – DO NOT USE!

Adverse event notice:

Carevision Oy
Hiltusentie 26 A 2
90620 Oulu
FINAND
+358456431439
info@cvn.fi



Orvec International Limited
Malmo Road
Hull, HU7 0YF



CS Lifesciences Europe Ltd, 3 Inn Quay,
Dublin 7, Ireland, eurep@cslifesciences.com



Orvec International Limited
Malmo Road
Hull, HU7 0YF

CAREVISION OY NCAGE: A843G, NSN: 6530-58-001-437



3004493629



LATEX-FREE



MEDICAL SOLUTIONS
FOR DEMANDING SITUATIONS