

1610 W Jackson Street • Painesville, Ohio 44077 • 440-350-9510 • www.faretec.com

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER CT-7 TRACTION SPLINT

AVSEDD ANVÄNDNING: CT-7 TRACTION SPLINT är avsedd att ge stöd och dragkraft till frakturer på Underben/Lårben under vård före sjukhus och patienttransport.

INDIKATIONER: Frakturer i Underben/Lårben (ej knäled)

AVSEDD PATIENTGRUPP: Vuxna och barn med frakturer i Underben/Lårben (ej knäled)

AVSEDD ANVÄNDARE: Hälso- och sjukvårdspersonal och utbildad icke-medicinsk personal.

INSTRUKTIONER:

Titta gärna på den korta videon på tillverkarens webbplats: <https://www.faretec.com/training-videos>

1. Ta bort ankelstödet från ytterfickan.
 2. Fäst ankelstödet runt ankeln på det skadade benet.
 3. Kontrollera att spännet på fästet är riktat mot patientens fot.
 4. Ta bort skenorna från påsen och anpassa längden utifrån patienten
 5. Fäst spännet på skenans ände på ankelstödet.
 6. Fäst ljumskbandet i ljumsknen och dra åt remmen. Placera skenfästet vid/över höftleden.
 7. fäst båda benremmarna runt patientens ben, en ovanför knäet, en under knäet.
 8. Vrid i pilarnas riktning på ”muttern” i skenans fotända för att öka dragkraften.
 9. Övervaka och notera effekten som uppnås.
 10. Stoppa när tillräcklig dragkraft har applicerats: Det skadade benet är lika långt som det oskadade benet, patienten känner lättnad och smärtan minskar. Kontrollera distalstatus.
- CT-7 dragsystem applicerar ett drag långsamt och försiktigt så att inga ytterligare skador görs på patienten. Det möjliggör också enkel justering i små steg.

KLINISKA FÖRDELAR:

- Ge stöd och dragkraft till frakturer i Underben/Lårben (ej knäled)
- Minskar muskelpasmer
- Förhindrar ytterligare skador på den omgivande muskeln, vävnaden och den anatomiska strukturen
- Lindrar patientens smärta

1610 W Jackson Street • Painesville, Ohio 44077 • 440-350-9510 • www.faretec.com

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING:

Kontrollera skenan efter varje användning. Splinten ska vara fri från föroreningar. Splinten kan rengöras med tvål och vatten och torkas med en engångshandduk. Om fotleden, benremmarna eller ankelstödsremmen har någon skada eller är sliten, använd dem inte igen, de måste bytas ut mot nya. Kontakta FareTec för utbyte: +1-440-350-9510.

KONTRAIKATIONER: CT-7 Traction Splint ska inte användas för höftledsfrakturer skador på knäet och för ankelbrott.

VARNINGAR, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER & BEGRÄNSNINGAR: Ingen

SÄKER AVFALL: Produkten ska kasseras enligt rekommendation av de lokala myndigheterna.

ANMÄRKNING: Rapportera all allvarlig händelse som har inträffat och du misstänker är relaterad till den här enheten till FareTec eller till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där du använder den här produkten. Om du misstänker en potentiell defekt eller om en produkt inte har uppfyllt dina förväntningar, vänligen rapportera detta till företaget och ge så mycket information som möjligt.

Företagets telefonnummer: + 1-440-350-9510











FareTec Inc, 1610 West Jackson St, Painesville, OH 44077 USA, (p) 440-350-9510



CMC Medical Devices & Drugs SL, C / Horacio Lengo n18, CP 29006
Málaga-Spanien



	Tillverkare		Auktoriserad representant i Europeiska gemenskap
	Medicinsk utrustning		Importör
	Se bruksanvisningen		Katalognummer
	Tillverkningsdatum		Partikod