



Brugsanvisning

Adult Head Immobilizer

Model: XH-16A



1. Tilsigtet anvendelse

Adult Head Immobilizer er beregnet til at immobilisere og stabilisere en patients hoved under transport på spineboard eller bære i nød- og traumesituationer. Enheden hjælper med at reducere hovedbevægelser og bidrager til at opretholde korrekt justering af cervikalcolumna.

Enheden er beregnet til brug af uddannet medicinsk personale i ambulancetjenester, hospitaler og redningsoperationer.

2. Beskrivelse af enheden

Hovedimmobilisatoren er designet til at sikre patientens hoved under transport. Enheden består af en baseplade med fastgørelsesstropper og to laterale hovedstøtteblokke med fastgørelsesstropper.

Funktioner inkluderer:

- Anatomisk formede hovedblokke til patientstøtte
- Store øreåbninger, der gør det muligt at overvåge blødning eller væskeudskillelse
- Radiolucente materialer kompatible med røntgen, CT- og MR-billeddiagnostik
- Vandtæt og let at rengøre overflade
- Velcrolukningssystem for sikker fastgørelse

Brugsanvisningen gælder følgende produkter:

- Adult Head Immobilizer Red
- Adult Head Immobilizer Green



3. Komponenter

Hver enhed indeholder:

- 1 × Baseplade med otte D-formede løkker
- 2 × Hovedstøtteblokke med runde åbninger
- 2 × Immobiliseringsbælter
- 2 × Hovedstropper

4. Brugsanvisning

4.1 Fastgørelse af basepladen

Placer basepladen på spineboardet.

Før det øverste midterbælte gennem det centrale hul i spineboardet (Figur 1).

Før bæltet gennem D-løkken, fold det tilbage, og fastgør det med velcrolukningen (Figur 2).



1



2

4.2 Fastgørelse af basepladen til spineboardet

Brug de to bælter og de fire midterste D-løkker til at fastgøre basepladen til spineboardet.

Fastgør den ene side af bæltet til en D-løkke ved hjælp af velcro (Figur 3, Figur 4).

Vend spineboardet om, og fastgør den anden side af bæltet til den symmetriske D-løkke (Figur 5, Figur 6).

Sørg for, at basepladen er fastgjort sikkert til spineboardet.



3



4



5



6

4.3 Placering af hovedstøtteblokke

Fastgør én hovedstøtteblok til den ene side af basepladen ved hjælp af velcro (Figur 7).

Placér forsigtigt patientens hoved på basepladen (Figur 8).

Fastgør den anden hovedstøtteblok på den modsatte side af patientens hoved og justér den til korrekt position for immobilisering af hovedet (Figur 9).

Sørg for, at blokkene er placeret korrekt. Hovedet må ikke immobiliseres for stramt, og for stor afstand mellem blokkene bør undgås.

Åbningerne i blokkene gør det muligt at overvåge blødning eller væskeudskillelse fra ørerne.



7

8

9

4.4 Fastgørelse af hovedet

Placér én hovedstrop hen over patientens pande og fastgør den til de to symmetriske D-løkker (Figur 10).

Placér den anden hovedstrop hen over patientens hage og fastgør den til de resterende symmetriske D-løkker (Figur 11).

Sørg for, at patientens hoved er sikkert immobiliseret, samtidig med at patientkomforten opretholdes.



10



11

5. Advarsler og forholdsregler

- Må kun anvendes af uddannet medicinsk personale.
- Stram ikke fastgørelsesstropperne for meget.
- Sørg for, at patientens luftveje ikke er blokerede under immobilisering.
- Inspicér enheden før hver anvendelse for tegn på skade eller slitage.
- Brug ikke enheden, hvis komponenter er beskadigede eller mangler.



6. Rengøring og vedligeholdelse

Efter hver brug:

- Rengør enheden med mildt rengøringsmiddel og vand.
- Tør af med en ren klud.
- Undgå at nedsænke velcrolukninger i vand i længere tid.
- Lad enheden tørre helt, før den opbevares.

7. Opbevaring og transport

- Opbevares i et tørt og godt ventileret miljø.
- Beskyt mod overdreven varme og direkte sollys.
- Undgå at placere tunge genstande oven på enheden under opbevaring eller transport.

8. Produktets levetid

Produktet skal inspiceres før hver brug. Udskift enheden, hvis der opstår synlige skader, betydelig slitage eller nedsat fastgørelsessevne.

9. Bortskaffelse

Enheden skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler for medicinsk udstyr og plastmaterialer.

10. Symboler på etikett

Symbol	Mening
CE	CE-mærket medicinsk udstyr
LOT	Batchnummer
UDI	Unique Device Identification
Manufacturer	Producentoplysninger

**Symbol****Mening**

EU REP

Autoriseret repræsentant i EU



Læs brugsanvisningen



Holdes tør

11. Producent

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd.
No.7th Middle Xinzha Road
Zhangjiagang City, Jiangsu, Kina

12. Autoriseret repræsentant i EU

Sungo Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7
2909VA Capelle aan den IJssel
Nederlandene

13. Distributør

Heimdall Rescue AS
Innlaget 25
3185 Skoppum
Norge