

Beskrivning

Ferno CPR Board ger en stadig yta för HLR-utbildning och vid HLR. Huvudkoppen bibehåller korrekt inriktning av patientens huvud och hjälper till att placera patienten korrekt och säkerställa en konstant, öppen luftväg. Konturerade sidor gör det lättare att lyfta patienten.

Användande

HLR-brädan ska skjutas in under patienten och se till att patientens huvud är placerat i den rundade huvudskålen i brädan för att bibehålla korrekt inriktning för att utföra HLR.

Rengöring & Desinfektion

HLR-brädan är gjord av räfflade, högresistent polyeten. För att rengöra, torka av med rengörings- och desinficeringslösning.

Specifikationer

Längd: 60 cm
Bredd: 42 cm
Djup (tjockaste punkten): 6.35 cm



HLR-bräda i bruk

VARNING

Denna manual innehåller allmänna instruktioner för användning, drift och skötsel av denna produkt. Instruktionerna är inte heltäckande. Säker och korrekt användning av denna produkt är enbart efter användarens gottfinnande. Säkerhetsinformation ingår som en tjänst till användaren. Alla andra säkerhetsåtgärder som vidtas av användaren bör vara inom och under beaktande av tillämpliga bestämmelser och lokala protokoll. Utbildning om korrekt användning av denna produkt måste tillhandahållas innan denna produkt används i en verklig situation.

Spara denna handbok för framtida referens. Inkludera den med produkten i händelse av överföring till nya användare. Ytterligare kopior är tillgängliga på begäran via kundtjänst.

EGENDOMSRÄTT

Informationen i denna handbok tillhör Ferno Canada, Mississauga, Ontario, Kanada.

Ferno Canada förbehåller sig alla immateriella rättigheter, äganderätter för design, tillverkningsrättigheter, reproduktionsanvändningsrättigheter och försäljningsanvändningsrätter till dessa, och till alla artiklar som avslöjas däri, utom i den utsträckning dessa rättigheter uttryckligen beviljas andra eller där de inte är tillämpliga på leverantörens äganderättsdelar.

© Copyright Ferno Canada. Alla rättigheter reserverade.



MEDICINSK UTRUSTNING
GTN/UDI 00754016222078



Tillverkad i Kina för Ferno Canada
2460 Tedlo Street, Mississauga
Ontario L5A 3V3, Kanada
+ 1-866-998-7866



FERNO S.r.l.
via B. Zallone, n. 26, 40066
Pieve di Cento, Bologna, Italy
+39.051.6860028

1. Symbolordlista

Symbolerna som definieras här används på HLR-kortet och/eller i denna manual. Ferno använder symboler som erkänns av International Standards Organisation (ISO), American National Standards Institute (ANSI) och industrin för akutsjukvård.



Referensnummer
(Produktnamn)



Batchnummer



Tillverkningsdatum



Läs användarmanualen



Tillverkare



Auktoriserad representant i
Europeiska gemenskapen



Produkten uppfyller Europeiska
unionens standarder



Lastkapacitet



Allmän varning för potentiell skada

LÄGGA MÄRKE TILL

Utbildning krävs innan du använder denna HLR-tavla. Hänvisa till de medföljande instruktionerna före användning. Kontrollera HLR-brädan för slitage före varje användning och gå i pension om någon är synligt tecken på skada hittas.

2. Operatörsfärdigheter och utbildning

2.1 Färdigheter

Operatörer som använder CPR Board behöver:

1. En praktisk kunskap om akuta patienthanteringsprocedurer.
2. Följ lokala protokoll och riktlinjer som fastställts av din organisation.

2.2 Utbildning

Praktikanter behöver:

1. Följ ett utbildningsprogram utformat eller godkänt av deras utbildningsansvarige.
2. Läs denna manual. För ytterligare kostnadsfria användarmanualer, kontakta Ferno Canadas kundtjänst.



VARNING

Utbildade operatörer kan orsaka skador eller skadas.
Tillåta endast utbildad personal att använda HLR-Brädan.

KUNDSERVICE

Kundrelationer och produktsupport är viktiga aspekter av varje Ferno produkt. För hjälp med baren vänligen kontakta din lokala distributör eller Ferno kundtjänst enligt listan nedan:

FERNO KANADA

2460 Tedlo Street, Mississauga, ON, L5A 3V3, Kanada

Telefon (Kanada) 1.800.543.3766

Hemsida www.ferno.ca

EUROPEISK REPRESENTANT

Ferno Srl via B. Zallone, n.26, 40066 Pieve di Cento, Bologna, Italien

Telefon (Europa) 39.051.6860028

DISTRIBUTÖR NORDEN

www.fernonorden.com