



OFFENTLIGA MILJÖER

EVAKUERING & FÖRSTA HJÄLPEN

Alla verksamheter i offentliga miljöer ska ha en utrymnings- och evakueringsplan anpassad efter lokaler och verksamhet. Utrymning fungerar ofta bra när alla kan ta sig ut på egen hand, men det är viktigt att även ha en tydlig plan för personer som inte kan förflytta sig självständigt vid en akut situation.

Val av utrustning styrs av lokala förutsättningar såsom antal våningar, trappornas utformning, verksamhetens karaktär samt vilka personer som vistas i lokalerna. Man bör även ta hänsyn till att skador kan uppstå under en pågående händelse. Hur evakuerar man en person som inte kan gå själv? Med vår 40-åriga erfarenhet av patienthantering inom ambulanssjukvården ser vi detta som en avgörande fråga för säker evakuering.

Första hjälpen

Tillgång till väl anpassad första hjälpen-utrustning är viktigt i alla miljöer där människor vistas och rör sig, exempelvis arbetsplatser, publika lokaler och idrottsverksamheter. Skador kan uppstå i många olika situationer, från vardagliga olyckor till mer allvarliga incidenter.

Vi erbjuder färdiga första hjälpen-lösningar i olika storlekar och utföranden, och anpassar även innehållet efter verksamhetens behov.

PDV/STB – Pågående dödligt våld och Stoppa blödningen

PDV och STB är begrepp som blivit allt mer aktuella i offentliga miljöer. Att snabbt kunna stoppa en allvarlig blödning är en livsavgörande åtgärd som kräver rätt utrustning – enkel att använda och effektiv.

Skador kan även uppstå vid olyckor i exempelvis verkstäder, köksmiljöer och idrottsanläggningar. Vi levererar idag anpassade lösningar till ambulans, polis, räddningstjänst, offentliga verksamheter samt idrottsanläggningar och föreningar.

Hjärt- och lungräddning (HLR/AED)

Tillgången till hjärtstartare ökar i offentliga miljöer, vilket bidrar till ökad trygghet. Vi erbjuder lösningar med tydlig uppmärkning, smart förvaring och inbyggda självtester.

Regelbunden utbildning i HLR är viktigt för att bibehålla kunskap och handlingsberedskap. Egna utbildningsdockor kan på sikt spara både tid och resurser. Vi erbjuder prisvärda övningsdockor med både barn- och vuxenfunktion.

Hör gärna av er om ni har frågor eller söker utrustning som inte finns med i denna katalog.

Teamet på Ferno Norden

Väska Utrymning

Vår utrymningsledarväska är framtagen för att fungera som en praktisk väska när era lokaler behöver utrymmas. Väskan har många smidiga fickor så att ni kan ha struktur på innehållet. Väskan säljs tom men kan enkelt kompletteras med det som ni anser är lämpligt för en utrymningsledare hos er.

Art. nr VT30621

Vikt 350 g

Höjd 6 cm

Längd 40 cm

Bredd 27 cm



Reflexväst Utrymning

Orange väst för utrymningsansvariga. Kardborrestängning. Ögla för upphängning. Svart text på rygg och bröst: UTRYMNINGSLEDARE.

Tvättbar i 40 °C. Vi har ett stort urval av olika västar.

Västen är perfekt för hotell, arbetsplatser och idrottsanläggningar!

Art. nr SWRB210171

Certifieringar EN ISO 20471 Klass 2

Vikt 200 g

Storlek 73 x 68 cm (one size)



Ficklampa EXPLORER XPL


Nightsearcher Explorer XPL är ficklampan för dig som vill ha en robust, laddningsbar, kompakt och högpresterande ficklampa med räckvidd upp till 600 m. Lämpar sig både för säkerhetspersonal, offentliga miljöer och hushåll. När lampan inte används sätts den i medföljande laddningsstation, alltid redo för användning. Laddningsstationen har lysdioder som automatiskt tänds vid strömavbrott, detta för att den snabbt ska hittas. Även en röd signalkon ingår som kan användas för ledning eller varning.

- Upp till 1100 lumen/ 600 meters ljusstråle
- Brinntid 1 h (100%)/ 12 h (10%)
- Laddningsbar ficklampa
- Laddstation med 4 olika adapters ingår
- Laddningstid 6 timmar
- Laddningsindikator
- Fäste för montering på vägg eller i fordon
- Laddstation har 6 lysdioder som tänds vid strömavbrott
- Röd kon ingår
- Aluminiumhölje.
- Batteri 3,7V/ 2200mAh, 8,14Wh, Li-Ion
- IK07 Stötsäker och IP-klass 65

Art. nr NSEXPLORER-XPL

Vikt 280 g

Storlek 120 x 190 x 70 mm





EVACuation Madrass Standardkit

Idag är det en självklarhet att alla miljöer och platser är tillgängliga för alla. Men vad händer när vi snabbt måste utrymma lokalerna – till exempel vid ett brandlarm? När hissar inte får användas, eller när någon skadar sig under utrymningen och inte kan ta sig ut på egen hand?

Utan rätt utrustning på plats kan en sådan situation snabbt bli allvarlig och skapa onödiga risker för både besökare och personal. Därför har EVACuation Madrass Standardkit tagits fram. En bekväm, ergonomisk och lättanvänd evakueringsmadrass som ger stöd vid evakuering vid brand eller andra akuta händelser. Madrassen levereras komplett med förvaringsväska och tydlig vägschild – alltid redo att användas när det verkligen behövs.

Art. nr	5006053
Märke	Tetcon BV
Certifieringar	CE, MDR
Färg	Svart/Grön
Lastkapacitet	200 kg
Vikt	6,5 kg
Höjd	7 cm / 17 cm (väggmonterad)
Längd	210 cm / 100 cm (väggmonterad)
Bredd	60 cm / 60 cm (väggmonterad)

EEM – Emergency Evacuation Mattress

En evakueringsmadrass som används vid nödsituationer, till exempel vid brand i byggnader. Den gör det möjligt att snabbt och säkert evakuera personer som inte kan förflytta sig själva på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller akuta skador. Madrassen är utformad för att vara säker, ergonomisk, hygienisk och snabb att använda – även för personer utan medicinsk eller professionell utbildning.

EEM bygger på ett beprövat arbetssätt från ambulanssjukvården och är särskilt effektiv vid evakuering i trappor och andra trånga utrymmen i byggnader. Tre enkla bälten håller personen säkert på plats, oavsett kroppsstorlek, och remmar i både huvud- och fotända gör madrassen lätt att hantera vid evakuering.

Art. nr	GE24271060001
Märke	Germa
Certifieringar	CE
Färg	Grå/Röd
Lastkapacitet	180 kg
Vikt	3 kg
Höjd	3,4 cm
Längd	190 cm
Bredd	50 cm





Retmex® Rescue Stretcher Comfort 250 kg

Retmex® Rescue Stretcher Comfort 250 kg är en effektiv och kompakt lösning för räddningsuppdrag. Denna räddningsbår kombinerar funktionalitet med komfort och är idealisk för användning under krävande förhållanden.

Enheten har en vätskeavvisande yta, vilket säkerställer att bårn förblir torr och är lätt att rengöra efter användning. Utrustad med bekväma handtag gör det enklare för räddningspersonalen att transportera patienter säkert och effektivt.

Med en vikt på endast 900 g och en mycket kompakt form när den är vikt ihop, är enheten designad för att vara lätt att transportera och förvara.

Art. nr	5006052
Certifieringar	CE
Färg	Svart/Gul
Lastkapacitet	250 kg
Material	100% Polyester PU Coating
Vikt	1,4 kg
Längd	205 cm
Bredd	80 cm




Retmex® Rescue Stretcher Fire 250 kg

Retmex® Rescue Stretcher Fire 250 kg är en mångsidig och praktisk räddningsenhet som är designad för att fylla minimalt och prestera maximalt.

Retmex® är en unik 2-i-1 räddningslösning som kan användas som ett flexibelt räddningslakan för snabb förflyttning av en skadad person. Samtidigt fungerar Retmex® som ett effektivt verktyg för att kväva eld, vilket gör enheten idealisk för kritiska situationer.

Retmex® är tillverkad av förstklassiga material som Nomex® och Kevlar®, och har reflekterande och avancerad webbing för ökad synlighet och säkerhet. Dessutom är enheten lätt att rengöra och underhålla.

Art. nr	5006057
Märke	Retmex
Certifieringar	CE, MDR
Lastkapacitet	250 kg
Material	Nomex & Kevlar
Vikt	1,5 kg
Längd	200 cm
Bredd	78 cm



Evakueringsstol Ferno Saver Safe Evacuation

FERNO SAVER SAFE Evakueringsstol utgör den idealiska lösningen vid en evakuering. Stolen är skapad för användning i nödsituationer, när det gäller att få personer med nedsatt rörlighet säkert ned eller ut ur en evakueringsdrabbad byggnad. Trappstolen levereras med överdrag och monteringsbeslag.

Stolen är noggrant designad för att uppfylla kraven i 'Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005' och 'Equality Act 2010'. Idealiskt sett bör denna stol vara monterad på varje trappa med ett tillhörande beslag och överdrag, redo för omedelbar användning. Det kan rädda liv att vara förberedd, men förhoppningsvis blir det aldrig nödvändigt att använda evakueringsstolen.

FERNO SAVER SAFE Evakueringsstol glider lätt och smidigt ner för trappan, vilket eliminerar behovet av tunga lyft eller manuell hantering.

Art. nr	S2001
Lastkapacitet	180 kg
Vikt	11,2 kg
Djup	91,4 cm
Höjd	134 cm
Bredd	53 cm
Hopfällbar höjd	103 cm


Bärstol trappstol Ferno FAST Premium

FAST är den mest flexibla serien av stolar för enkel och ergonomisk patienthantering. FAST-systemet är en helt ny och flexibel stolslösning - bärstol, trappstol eller powerstol? FAST-stolen ger dig alla lösningar i en och samma produkt.

FAST har en stark konstruktion och kan belastas med upp till 250 kg. Stolen är utrustad med stora svänghjul framtill och fasta bakhjul, vilket gör den lättmanövrerad i alla miljöer.

Premium finns i två olika utföranden: med avtagbara manuella larvfötter (F05620P) eller med avtagbara motordrivna larvfötter (F05630P). Den tidigare modellen med fast monterade manuella larvfötter finns också kvar (F05610).

Art. nr	F05620P / F05630P
Certifieringar	EN1865
Lastkapacitet	250 kg
Material	Aluminium/vinyl
Vikt	21 kg (med larvfötter) / 30 kg (med larvfötter och batteri)
Höjd	100 cm / 102 cm
Längd	72,5 cm
Bredd	57,5 cm



Arctic Saana Poncho Multimover Värmefilt

CVN Arctic Saana Multimover är en förstklassig transportanordning utformad för att förhindra hypotermi och underlätta snabba evakueringar och hjälp.

Den är utrustad med 12 bärhandtag för enkel lyftning och två draghandtag, vilket säkerställer ett säkert och effektivt sätt att flytta patienter eller personer i kritiska situationer.

Detta transporttäck upprätthåller effektivt kroppstemperaturen och förhindrar hypotermi, och ger vitalt skydd i nödsituationer.



Art. nr	5006007
Certifieringar	CE
Lastkapacitet	260 kg
Vikt	1335 gram
Längd	190 cm
Bredd	71 cm
NSN	7210-58-001-3419
Paketstorlek	36 x 23 x 4 cm

Räddningsbår, Armébår ihopfällbar

Enkel räddningsbår, även kallad armébår. Lätt att använda och tålig vilket passar allt ifrån idrottsanläggningar till industrin. Enkel att förvara då den är ihopfällbar och kan tas fram vid behov.

- Kraftiga aluminiumprofiler
- Beklädd med kraftig nylonklädd vinyl vilket gör den tålig och lätt att hålla ren
- Båren fälls ihop både på tvären och längden vilket optimerar förvaringen



Art. nr	S2108AF206
Lastkapacitet	159 kg
Vikt	6 kg
Höjd	103 cm
Längd	206 cm
Bredd	55 cm
Hopfällbar höjd	20 cm
Hopfällbar längd	103 cm
Hopfällbar bredd	11 cm



Sjukvårdsväska packad förstahjälpen M2

M2 är en väldigt populär packad väska med ett innehåll som är tänkt att hjälpa till att lösa både enkla och svåra akutsituationer. Ett praktiskt metallfäste ingår för väggmontering.

Skenan för väggmontage är försedd med ett snabbblås som enkelt kan öppnas för att ta med till den plats där första hjälpen behövs. Passar för alla offentliga miljöer, arbetsplatser och i fordon mm.

När du har öppnat väskan har du en bra översikt.

Innehåller 17 olika produkter, vilket presenteras på vår hemsida.



Art. nr VT30611PA

Märke Ferno



Sjukvårdsväska packad förstahjälpen M3

M3 är en rymlig och mångsidig förbandsväska, perfekt för företag, idrottslag och verksamheter som behöver en komplett lösning där "allt" får plats. Väskan är även uppskattad av professionella användare och används ofta som förbandsväska.

M3 kan hängas på väggen, bäras i handtag eller användas med den medföljande axelremmen. Fronten fälls enkelt ut genom att lossa spännena, vilket ger snabb åtkomst till innehållet.

Väskan erbjuder mycket god överblick med tydligt indelade fack och fickor. Den är kompakt till formatet men samtidigt mycket rymlig.

Komplett innehållsförteckning finns på vår hemsida.



Art. nr VT30613PA

Höjd 25 cm

Längd 33 cm

Bredd 12 cm


Sjukvårdsväska packad förstahjälpen ryggsäck

Den här ryggsäcken blev snabbt en favorit bland våra kunder då den är både enkel och överskådlig! Ryggsäcken är väl avdelad och de totalt 11 innehållsfacken möjliggör en effektiv sortering av produkter samtidigt som den ger en bra överblick. Det packade innehållet är sammansatt med omsorg för att täcka de flesta första hjälpen-situationer.

Vaddering mot ryggsidan ger ökad komfort. Samtliga fack är vadderade både på sidor och framsida. Rejåla reflexer för ökad synlighet. Material: Polyester 600D.

Vi kan anpassa packningen utifrån era behov.

Innehållet presenteras på vår hemsida.



Art. nr	VT200PA
Märke	Ferno
Vätskekapacitet	30 L
Höjd	45 cm
Längd	37 cm
Bredd	21 cm

Hjärtstartare AED Mindray C1A Automatisk

Populär och mycket lättanvänd helautomatisk hjärtstartare som startar automatiskt när locket öppnas. Enkelt byte mellan vuxen- och barnläge. Hjärtstartaren har tydlig röstguidning som instruerar användaren i ett akut läge. Automatiskt självtest av batteri och elektroder.

Produkten är IP55-klassad, vilket innebär att den tål både fukt och damm. Garanti 8 år.

Vi erbjuder ett brett utbud av hjärtstartare i olika modeller samt flexibla förvaringslösningar anpassade för alla miljöer och behov.

Besök vår hemsida för mer information om vårt sortiment.



Art. nr	VT9104
Vikt	2,5 kg
Djup	28,6 cm
Höjd	7,8 cm
Bredd	21 cm

Väska packad, stoppa allvarlig blödning

Kompakt väska med färdigpackat stoppa-blödning-kit

En kompakt och lättillgänglig väska, utformad specifikt för offentliga miljöer och riskzoner där allvarlig blödning kan uppstå. Att ha ett tydligt och lättillgängligt kit för att hantera livshotande blödningar är idag lika självklart som en hjärtstartare i offentliga utrymmen.

Väskan öppnas helt och ger bra översikt över innehållet, så att du snabbt kan stoppa en till två större blödningar.

Väskans innehåll:

1 C-A-T Tourniquet, (CAT) Orange

1 Märkpenna

1 Universalsax

1 Kompressionsbinda

1 par handskar

2 Komprimerade gasbindor

1 Traumaförband

1 Räddningsfilt

Art. nr	SWR480090PA
Material	100% Polyester / Nylonväv
Vikt	600 g
Längd	28 cm
Höjd	20 cm
Bredd	8 cm

Stoppa blödningen, komplett publikt skåp

Komplett skåp för publik tillgång av stoppa blödningsutrustning. Perfekt för köpcentra, idrottsanläggningar, skolor, hotell och andra offentliga miljöer där man önskar en tydlig tillgång till sjukvårdsmaterial för att kunna stoppa allvarlig, livshotande blödning.

Skåpet är komplett med 8 stycken färdigpackade paket för enkel fördelning till första person på plats som kan göra en insats. Sjukvårdspaketen sitter överskådligt fast i en "roll out" väska som kan bäras i en hand för att sedan snabbt kunna rullas ut med alla 8 paket tillgängliga.

Skåpet är försett med ljus- och ljudalarm så man snabbt blir uppmärksam om skåpet öppnats.

Skåpet går även att beställa tomt och packas enligt egna önskemål. Kontakta oss för råd.

Art. nr	5020236
Färg	Vit
Vikt	9,9 kg (5,7 kg endast skåp)
Djup	25 cm
Höjd	45 cm
Bredd	36 cm



Övningsarm STB Komplett

Övningsarm STB för blödningskontroll på övre extremitet med realistiska sår. Övningsarmen har tre olika sår för praktisk träning av blödningskontroll med sårpackning och applicering av tourniquet.

Det här är den perfekta lösningen för realistisk utbildning på blödningskontroll (STB) på arm.

Övningsarmen är utrustad med tre olika sårskador.

- Djupt skärsår på ca 5 cm
- Skottskada genomgående med in- och utgångshål på armens övre del
- Djupgående sår i axelpartiet för sårpackning

Blödningen av varje sår kontrolleras med ett manuellt pumpsystem som simulerar venös eller arteriell, pulserande blödning. Övningsarmen fungerar som en fristående simulator men kan också bäras av en volontär för extra realism.



Art. nr. 5050500

Vikt 6,5 kg

Längd 93 cm

Träningsdockor för HLR – 6-pack i väska på hjul

Ett komplett set med 6 HLR-dockor, smidigt staplade i en robust resväska på hjul för enkel transport och förvaring.

Dockorna är Bluetooth-aktiverade och kan kopplas till QCPR-appen, som ger objektiv återkoppling i realtid och bidrar till högre kvalitet på HLR-träningen.

Vi erbjuder flera olika modeller av träningsdockor, anpassade för olika utbildningsbehov från grundläggande HLR-träning till mer avancerade övningar.

Besök vår hemsida för mer information om vårt sortiment.



Art. nr L135-01350



Vi på Ferno Norden har sedan 1982 arbetat i nära utvecklande samarbete med våra kunder. Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav på säkerhet, kvalitet och funktion.

Våra primära kunder är ambulanssjukvården, räddningstjänsten, polisen, civilförsvaret och försvarsmakten. Vi växer även inom industrin, offentliga miljöer, vårdinrättningar och den privata marknaden.

Vårt kvalitets- och miljösystem uppfyller kraven enligt ISO9001 och ISO14001.



Vårt hållbarhetsarbete


Vårt hållbarhetsarbete följer och bygger på FN:s Agenda 2030, som består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.



Tillsammans gör vi skillnad!

Ferno Norden Sverige AB ingår i en nordisk koncern med huvudkontor i Norge. I koncernen finns dotterbolag i alla nordiska länder under koncernnamnet Ferno Norden. Globalt finns Ferno international representerat i de flesta av världens länder. Det nordiska och internationella nätverket ger oss en bred kunskap och kompetens.

Allfa och Force är egna varumärken som utvecklats och produceras i Sverige. Utöver våra egna produkter har vi ett noggrant urval av produkter som skapar en genomtänkt och fungerande produktportfölj inom hela vårt breda marknadssegment. Vår personal är noga utvald för att kunna möta våra kunders krav, ofta med bakgrund och erfarenhet av akutsjukvård. Vi är ett personalpolitiskt sunt företag och all personal anställd i Sverige omfattas av kollektivavtal.



VILL DU VETA MER OM VÅRT ARBETE?

Skanna QR:en och berätta
vad som är relevant för dig.

**FERNO**
Norden