



STOPPA BLÖDNINGEN

STOPPA BLÖDNINGEN

Livräddande första hjälpen- utrustning från Ferno Norden

Situationen i Europa har dramatiskt förändrats efter kriget i Ukraina, vilket har påverkat svensk säkerhetspolitik och lett till ökad osäkerhet i landet. En svag krona och höga räntor bidrar ytterligare till en instabil ekonomi. I sådana tider är allmän säkerhet av allra största betydelse. För att stärka beredskapen i Sverige är det avgörande att ha nödvändig livräddande första hjälpen-utrustning tillgänglig vid oönskade händelser.

Blödning är en huvudorsak till traumarelaterade dödsfall världen över och utgör 40 % av dessa. En stor pågående blödning kan vara dödlig inom några minuter. Har du det som krävs för att kunna stoppa den? Hos Ferno Norden levererar vi all livräddande första hjälpen-utrustning som behövs för att stoppa en stor, livshotande blödning.

Det räcker inte att ha hjärtstartare tillgängliga; där dessa är placerade bör det också finnas blödningskontrollkit. Tillgång till sådan utrustning i det offentliga rummet är avgörande. Skolor, köpcentrum, butiker, idrottsarenor, konsertarenor och kollektivtrafik är bland många platser som måste ha utrustning för att hantera stora, livshotande blödningar. Alla kan göra något för att rädda liv.

Låt oss tillsammans se till att Sverige är bäst möjligt rustat att hantera varje krissituation. Med livräddande första hjälpen-utrustning från Ferno Norden kan vi göra skillnad.



RÄDDA LIV! STOPPA LIVSHOTANDE BLÖDNINGAR UNDER DE FÖRSTA KRITISKA MINUTERNA

De första minuterna efter en allvarlig skada är avgörande för att rädda liv. Okontrollerad blödning kan leda till döden inom några minuter – ofta innan räddningstjänsten hinner fram.

Blödningskontrollskåp ger allmänheten och räddningstjänsten snabb tillgång till livräddande första hjälpen-utrustning i offentliga byggnader och befolkade områden. Skåpet innehåller individuella blödningskontrollpaket som kan fördelas efter omfattning. Skåpet placeras gärna tillsammans med hjärtstartaren där den är tillgänglig för alla.

Det robusta skåpet ger både fysiskt och miljömässigt skydd, med en säkerhetsförsegling som visar om det har öppnats eller manipulerats. Larm kan läggas till på begäran.

Kontakta oss för detaljer, och läs mer om skåpet längst bak i katalogen.

C-A-T Tourniquet

Combat Application Tourniquet C-A-T är en liten och lätt enhandstourniquet som kan stoppa en kraftig och livshotande artärblödning i en extremitet (armar och ben). C-A-T har ett kraftigt inre och fritt rörligt band som ger ett kraftfullt cirkulärt tryck när man spänner det (roterar spännarmen).

Art.Nr	5020200/1/2
Färg	Orange, Svart, Blå
Vikt	59 g
Längd	165 cm
Bredd	6 cm

Certifieringar CE



Tourniquet SAM-XT avsnörande

Konstruerad för mycket snabb applikation. SAM XT's innovativa design förenklar och säkerställer användandet genom uppkomsten av högt tryck med hjälp av färre vridningar. Dess intuitiva användande möjliggör även enklare och snabbare opplärning.

Art.Nr	5004050
Färg	Orange
Vikt	108 g
Höjd	63 mm
Längd	184 mm
Bredd	126 mm

Certifieringar CE



Tourniquet SWAT-T avsnörande

SWAT-T™ Tourniquet är den mest flexibla modellen på marknaden. Lätt att använda, fungerar perfekt under olika förhållanden och är bättre att använda på högt placerade sår. SWAT-T™ Tourniquet är en latexfri livräddande första hjälpen-enhet. Den kan användas som en Tourniquet på många flexibla sätt och under många olika förhållanden.

Art.Nr	5010100
Färg	Orange
Vikt	117 g
Höjd	0,1 cm
Längd	149 cm
Bredd	103 cm

Certifieringar MDR



Traumaförband 4 bandage

Traumaförband 4 är ett multifunktionellt traumabandage med en mängd olika applikationer. Designat för att behandla en mängd olika sår från skyddsbandage till traumabandage för att stoppa livshotande blödningar. Bandaget är baserat på traditionell militärt fältförband och har en unik självlåsande funktion med en inbyggd bygel som dels låser bandaget, dels ökar trycket över blödningen.

Bandaget har en ficka/öppning "Handle Loop" i ena ändan för att kunna fixera bandaget på sin egen arm i en situation där man själv måste stoppa en blödning med bara en arm. Beroende på lindningsteknik kan man skapa skyddsförband, tryckförband och tourniquetliknande förband. Traumaförband 4 kan även användas som mitella och huvudförband.



Art.Nr 5020203

Färg Grön

Vikt 60 g

Längd 190 cm

Bredd 10 cm

Traumaförband 6 Bandage

Traumaförband 6 är ett multifunktionellt traumabandage med en mängd olika applikationer. Designat för att behandla en mängd olika sår från skyddsbandage till traumabandage för att stoppa livshotande blödningar.

Bandaget är baserat på traditionell militärt fältförband och har en unik självlåsande funktion med en inbyggd bygel som dels låser bandaget, dels ökar trycket över blödningen.

Bandaget har en ficka/öppning "Handle Loop" i ena ändan för att kunna fixera bandaget på sin egen arm i en situation där man själv måste stoppa en blödning med bara en arm. Beroende på lindningsteknik kan man skapa skyddsförband, tryckförband och tourniquetliknande förband.

Traumaförband 6 kan även användas som mitella och huvudförband.



Art.Nr 5020223

Vikt 87 g

Längd 170 cm

Bredd 15 cm

Certifieringar CE

Traumaförband 8 Bandage

Traumaförband 8 är ett bandage avsett för större skador på t.ex. buk, rygg och amputationsskador.

Bandaget är baserat på traditionell militärt fältförband och har en unik självlåsand funktion med en inbyggd bygel som dels låser bandaget och dels ökar trycket över blödningen.

Den är enkel att använda, stoppar livshotande blödningar, och har en stor absorberande kompress på 30x28 cm. Med en bygel som snabbt stoppar blodflödet i kombination med tryck, självlåser den utan behov av knutar, clips eller tejp. Produkten är vakuumpackad för optimal storlek i fickor och väskor.



Art.Nr	5020224
Vikt	164 g
Längd	160 cm
Bredd	20,5 cm
Certifieringar	CE

Hemcon ChitoGauze XR PRO Z-vikt

Vi introducerar ChitoGauze® XR PRO, ett revolutionerande hemostatiskt bandage för extern, tillfällig kontroll av kraftig blödning.

ChitoGauze® XR PRO är utformad för fältet och är ett effektivt och lättanvänt bandage som maximerar hemostatisk effekt innan en kraftig blödning blir dödlig. Vakuumpförpackat och Z-vikt för enkel applicering.

Det är nästa generation av kitosanbandage som består av ett icke-vävt medicinskt gasbandage av polyester / rayonblandning belagd med kitosan. ChitoGauze® XR PRO maximerar den hemostatiska effekten och minskar risken för återblödning genom att ge effektiv hemostas utanför den normala koagulationskaskaden.

ChitoGauze® XR PRO har också naturliga antibakteriella egenskaper mot ett brett spektrum av grampositiva och gramnegativa mikroorganismer vilket är fördelaktigt vid applicering i smutsig miljö.



Art.Nr	5020204
Vikt	19 g
Längd	365 cm
Bredd	7,62 cm
Färg	Vit



Bandage kompressionsbinda 8 cm

Hudfärgad, höglastisk kompressionsbinda med inkluderande fästansordning.

Produkten har en elasticitet på cirka 140%, är tillverkad av bomull/polyamid/polyuretan, är latexfri och kan maskintvättas i 60 grader. Den är 2,8 meter lång osträckt.

Finns även i 12 cm bredd.

Art.Nr	VT30696
---------------	---------

Paketstorlek	10 pce
---------------------	--------

Längd	7 m
--------------	-----

Bredd	8 cm
--------------	------



Bandage Forte kompressionsbinda 8cm

Höglastisk långsträcksbinda av mycket hög kvalitet och med kraftig kompression. Kan tvättas upp till 10 ggr och återanvändas.

Tillverkad av 93% bomull och 7% polyuretan, med en elasticitet på cirka 175%. Den är hudfärgad och har latexfria bindfästare. Produkten kan tvättas i 60° C upp till 10 gånger med bibehållen kvalitet eller steriliseras i autoklav vid 134° C. Längden är 2,55 meter osträckt.

Finns även i 10 cm bredd.

Art.Nr	VT30769
---------------	---------

Paketstorlek	8 pce
---------------------	-------

Längd	7 m
--------------	-----

Bredd	8 cm
--------------	------

Traumaförband Olaes® 4 - Flat Packed

Traumaförband Olaes 4 (10 cm) är ett sterilt och vakuumförpackat traumaförband som är mycket populärt då det har många olika funktioner.

Det finns funktioner för tamponering, lufttäta förband, skyddsförband och självklart ett tryckförband vid svåra blödningar. Den medföljande plasten kan användas för att täcka en öppen bröstkorgsskada eller en brännskada efter kylning. En högelastisk kompressionslinda ger ett bra tryck och dess påsydda kardborreband minimerar att lindan rullar i väg okontrollerat.

I situationer med hög stress, som involverar skadade personer, påverkas ofta individers finmotorik. Detta gör enkla uppgifter som att applicera bandage svårare och tidskrävande. Genom att skapa ett bandage där appliceringen endast involverar grovmotorik, inga riktningsändringar runt krokar eller stänger, erbjuder Traumaförband Olaes en enklare och effektivare lösning.

Art.Nr	5020219
Färg	Beige
Vikt	50 g
Längd	300 cm
Bredd	10 cm
Certifieringar	CE



Compressed Gauze Z-fold

Compressed Gauze/Komprimerad gasväv är ett förband av hög kvalitet att kunna lita på i akuta situationer. Compressed gauze/Komprimerad gasväv är tillverkad av bomull i hög kvalitet för maximal absorption och är ett mycket bra hjälpmedel vid tamponering av blödningar och ett förstahandsval i professionella utrustningspaket när det handlar om att stoppa livshotande blödningar.

NORSE Compressed Gauze/Komprimerad gasväv kommer vakuumförpackad för enkel förvaring och, när den väl öppnats, expanderar den för att hantera stora blödningar. Detta är det perfekta förbandet att använda under ett kompressionsbandage för att stoppa allvarliga blödningar. Compressed Gauze/Komprimerad gasväv ingår idag som standard i många professionella första hjälpen-kit.

Art.Nr	5020215
Färg	Vit
Vikt	40 g
Längd	375 cm
Bredd	11,4 cm
Certifieringar	CE



Chest Seal Vented single

Chest Seal vented är ett avancerat klistrande och ventilerat förband designat för att behandla öppna bröstkorgsskador. Penetrerande skador i bröstet som resulterar i öppna sårkanaler kan leda till olika komplikationer på grund av luft i bröstkorgen (pneumothorax/ventilpneumothorax). Chest Seal kan vara en livsavgörande behandling av öppna bröstkorgsskador i väntan på avancerade sjukvårdsåtgärder.

Chest Seal Vented har ett hydrogellim av högsta kvalitet som är tillräckligt starkt för att fästa på hud som utsätts för blod, svett, hår, sand eller vatten.

Den är enkel att använda och har ett litet och smidigt format som tar upp minimalt med plats. De unika ventilationsöppningarna i flera riktningar gör att vätskor enkelt kan rinna ut. Kompresser för rengöring före applicering ingår. NATO-artikelnummer: 6510-22-636-8498.

Art.Nr	5020213
Färg	Vit/transparent
Vikt	67 g
Längd	15 cm
Bredd	15 cm
Certifieringar	CE

Chest Seal NON Vented single

Chest Seal är ett avancerat klistrande förband designat för att behandla öppna bröstkorgsskador. Penetrerande skador i bröstet som resulterar i öppna sårkanaler kan leda till olika komplikationer på grund av luft i bröstkorgen (pneumothorax/ventilpneumothorax). Chest Seal kan vara en livsavgörande behandling av öppna bröstkorgsskador i väntan på avancerade sjukvårdsåtgärder.

Chest Seal har ett hydrogellim av högsta kvalitet som är tillräckligt starkt för att fästa på hud som utsätts för blod, svett, hår, sand eller vatten.

Den är enkel att använda och har ett litet och smidigt format som tar upp minimalt med plats. Kompresser för rengöring före applicering ingår. NATO-artikelnummer: 6510-22-636-8506.

Art.Nr	5020214
Färg	Vit/transparent
Vikt	52,5 g
Längd	15 cm
Bredd	15 cm
Certifieringar	CE



Eye Shield

NORSE RESCUE® Eye Shield är ett polykarbonat ögonskydd för behandlingen traumatisk ögonskada i fält. Detta konvexa och stela ögonskydd skyddar det skadade ögat och blockerar externt tryck från att appliceras direkt på skadan, vilket förhindrar ytterligare skada.

Tillverkad av höghållfast, genomskinlig röd polymer, den är spricksäker och kommer inte att plattas till eller deformeras när tryck appliceras.

Art.Nr 5020230

Certifieringar MDR

Färg Röd

Vikt 7,5 g



Stop The Bleed kit Small

En sammansättning av några av de viktigaste produkterna som används för att stoppa svåra och okontrollerbara blödningar.

- 1 x NORSE RESCUE® Compressed Gauze Z-fold
- 1 x NORSE RESCUE® Trauma Bandage 4"
- 1 x NORSE RESCUE® Emergency Blanket
- 1 x NORSE RESCUE® Nitrile Gloves, Large

Art.Nr 5020233

Vikt 200 g

Längd 20 cm

Bredd 14 cm



Stop The Bleed kit Large

En sammansättning av några av de viktigaste produkterna som används för att stoppa svåra och okontrollerbara blödningar.

- 1 x C-A-T Tourniquet, BLK
- 1 x NORSE RESCUE® Compressed Gauze Z-fold
- 1 x NORSE RESCUE® Trauma Bandage 4"
- 1 x NORSE RESCUE® Trauma Bandage 6"
- 1 x NORSE RESCUE® EMT Shears
- 1 x NORSE RESCUE® Emergency Blanket
- 1 x NORSE RESCUE® Nitrile Gloves, Large

Art.Nr 5020234

Vikt 425 g

Längd 30 cm

Bredd 14 cm



S-CUT QE Skärverktyg

S-CUT QE (Quick and Easy) har samma skäregenskaper som övriga modeller, men är lite enklare och tillverkad i glasfiberarmerad plast.

Skärverktyget S-CUT är speciellt utvecklat för dig som har behov av att snabbt och säkert kunna skära i olika material såsom textilier, läder, bälten och rep m m.

Art.Nr	5097092
Färg	Blå
Material	Glass fiber reinforced plastic
Vikt	62 g
Längd	18 cm

S-CUT XC-E Skärverktyg

Skärverktyget S-CUT XC-E är ett all-round-verktyg som är optimalt för att skära i tjockare material och har därför ett extra stort gap mellan handtag och mothåll. Stoppklacken gör det ännu säkrare för fingrarna.

S-CUT XS-E används idag förutom av ambulans och vårdpersonal mycket ofta av alla som hanterar hästar, hovslagare, stallpersonal med flera.

Skärverktyget är viktigt att ha tillgång till om olyckan skulle vara framme och är ovärderlig att ha i stall och vid hästtransporter.

Art.Nr	5097095
Vikt	120 g
Längd	21 cm

S-CUT Standard 501RTL skärverktyg

Skärverktyget S-CUT är speciellt utvecklat för att snabbt kunna agera i akuta situationer och för att snabbt kunna användas på skadade vid akuta räddningsinsatser eller vid akutsjukvård.

S-CUT är ett skarpt verktyg för att snabbt kunna ta av textilier, skära av remmar, läderbälten och dylikt i livräddande situationer.

Art.Nr	5097090
Vikt	280 g
Längd	23,9 cm
Bredd	2,4 cm
Färg	Röd



Väska packad, Stoppa Allvarlig Blödning

En mindre väska med färdigpackat stoppa blödning kit som tagits fram för offentliga miljöer och för att hänga framme vid farozoner för allvarlig blödning.

Att ha ett färdigt kit utrustat för detta är idag lika självklart som att ha en hjärtstartare i offentliga miljöer. Väskan är öppningsbar och god översyn över innehåll. Med utrustningen kommer du kunna stoppa en till två större blödningar.

Väskan är öppningsbar och god översyn över innehåll. Med utrustningen kommer du kunna stoppa en till två större blödningar. "Stoppa Allvarlig Blödning" är tydligt tryckt på framsida av väskan för att dess innehåll inte ska missuppfattas.

Art.Nr	SWR480090PA
Material	100% Polyester / Nylonväv
Vikt	600 g
Höjd	20 cm
Längd	28 cm
Bredd	50,5 cm



Packad IFAK

Denna väska är känd under flera namn, inklusive Stop the Bleed, Stop Blödningar, IFAK och PLIVO. Väskan ger bra överblick, och de påsydda elastiska banden håller utrustningen säkert på plats. Det finns också en ficka för triagekort eller liknande. En klickbar hållare för bältesfäste medföljer.

Med vår färdigpackade IFAK-väska är du redo att hantera varje akutsituation. Oavsett om du är på språng, ute i fältet eller hemma ger denna väska dig verktygen du behöver för att agera effektivt och rädda liv.

Väskan innehåller:

2 CAT Tourniquet, 1 räddningsfilt, 2 compressed gauze, 2 trauma bandage, 2 par handskar, 1 märkpenna, 1 sax

Art.Nr	5020210
Färg	Svart
Vikt	0,9 kg (packed)
Höjd	8 cm
Längd	22 cm
Bredd	22 cm



Midjeväska taktisk 6 l.

Smidig midjeväska som rymmer mycket utrustning. Den kan även lätt hängas över axeln.

Väskan används med fördel som en sjukvårdsväska men kan även användas till all typ av utrustning som du vill ha nära till hands. Används av många som PDV(Pågående Dödligt Våld)-väska.

Väskan har två justerbara mellanväggar för flexibilitet. Locket öppnas utåt och har elastiska band för att kunna fästa utrustning vilket ger en mycket bra överskådlighet. MOLLE band på utsidan av väskan som gör det möjligt att fästa annan utrustning.

På framsidan av väskan finns en kardborreplatta för att fästa önskad märkning. Vi säljer den även som packad PDV- väska till vissa regioner. Tveka inte att höra av dig om du har frågor runt det!

Väskan är tom, men kan säljas packad efter önskemål.

Art.Nr	SWR480080
Färg	Beige
Vikt	0,5 kg
Höjd	20 cm
Djup	11 cm
Bredd	35 cm

Ben/bälte Molle trauma taktisk, svart

En lite större personlig akutväska för den som vill få plats med lite mer. Är avsedd att bäras på benet eller i bälte. Den är väldigt enkel att öppna och ger perfekt överblick tack vare den smarta konstruktionen med dragkedjor, kardborreband och ett lock som täcker hela väskan. Flexibla fack både i väskan och på sidorna.

Produkten öppnas enkelt med ett handgrepp tack vare den smarta konstruktionen med dubbla dragkedjor, vilket ger en direkt och tydlig överblick. Den har elastiska fickor på vardera sidan, elastiska band och nätfickor, samt en avtagbar mittklaff. Det finns en hållare för att fästa den i bältet, som är avklickbar, samt dubbla benremmar och dräneringshål i botten.

Väskan är tom, men kan säljas packad efter önskemål.

Art.Nr	VT212
Material	Polyamid 1000D
Vikt	0,53 kg
Höjd	20 cm
Längd	21 cm
Bredd	10 cm
Färg	Svart




Sjukvårdsväska Midje/benväska pro

Smart första hjälpen väska med öppning ovanifrån vilken ger bra överskådlighet för behövligt sjukvårdsmaterial. Lämplig för alla situationer där mobilitet och överskådlighet är viktiga parametrar samtidigt som det krävs kvalitet i varje detalj.

Flexibiliteten att kunna bära den både som en midjeväska och benväska är mycket uppskattat.

Den har ett snabbt öppningssystem och ett fack för klädsaxen på framsidan. Bakpanelen är utrustad med Molle-system, vilket gör det möjligt att kombinera produkter. Det inre huvudutrymmet har elastiska band för att fästa utrustningen. Midjebälte och benremmar ingår, och det finns även en extern platt ficka samt reflekterande blyxtlås. Materialet är 1000D polyester.

Väskan är tom, men kan säljas packad efter önskemål.



Art.Nr	VT215
Material	1000D Polyester
Vikt	830 g
Höjd	12,5 cm
Längd	13 cm
Bredd	28,5 cm

MASCAL-PRO Stop the Bleed 6 set

En färdigpackad MASCAL-väska, PRO med extra fokus på förbandsmaterial för blödningar där en Tourniquet inte fungerar som t.ex. skador i buk/rygg/hals.

Ett färdigt kit för en masskadesituation packat i en välorganiserad väska och utformad för att snabbt kunna ryckas med i akuta, oväntade och större skadesituationer. Väskan har ett genomtänkt innehåll med bl.a. 6 vakuumpförpackade Stoppa blödningen/Stop the Bleed set, färdiga att användas. Väskan innehåller även räddningsbåror/släpbåror, extra hemostatiska förband och traumabandage.

Varje Stoppa Blödningen/Stop the Bleed set innehåller: 1 st. C-A-T Tourniquet, 1 st. märkpena, 1 par handskar, 1 st. räddningsfilt, 2 st. compressed gauze, 2 st. traumabandage.

Art.Nr	5020212
Färg	Röd
Vikt	6 kg (packed)
Höjd	23 cm
Längd	45 cm
Bredd	35 cm



Publikt skåp för blödningskontroll

Innehåller flere vakuumpförpackade blödningskontrollpaket.

Komplett skåp för publik tillgång av stoppa blödningsutrustning. Perfekt för köpcentra, idrottsanläggningar, skolor, hotell och andra offentliga miljöer där man önskar en tydlig tillgång till sjukvårdsmaterial för att kunna stoppa allvarlig livshotande blödning.

Skåpet är komplett med 8 stycken färdigpackade kit för enkel fördelning till första person på plats som kan göra en insats. Sjukvårdskiten sitter överskådligt fast i en "roll out" väska som kan bäras i en hand för att sedan snabbt kunna rullas ut med alla 8 kit tillgängliga.

Skåpet är försett med ljus- och ljudalarm så man snabbt blir uppmärksam om skåpet öppnats.


Skåpet går även att beställa tomt och packas enligt egna önskemål. Kontakta oss för råd.

Varje kit innehåller:

- 1- C-A-T Tourniquet
- 1- Trauma bandage
- 2- Komprimerad gasväv
- 2- Nitril engångshandskar
- 1- Universal Sax
- 1- Foliefilt
- 1- Kraftig tejp

Övrig

- Larmat med ljus och ljud
- 8 kompletta kit för att stoppa allvarlig blödning
- Smart «Roll out» förvaring



Art.Nr 5020236

Färg Vit

Vikt 9,9 Kg (5,7 Kg cabinet only)

Höjd 45 cm

Djup 25 cm

Bredd 36 cm

Övningsarm STB Komplet

Övningsarm STB för blödningskontroll på övre extremitet med realistiska sår. Övningsarmen har tre olika sår för praktisk träning av blödningskontroll med sårpackning och applicering av tourniquet.

Det här är den perfekta lösningen för realistisk utbildning på blödningskontroll (STB) på arm. Övningsarmen är utrustat med tre olika sårskador.

Art.Nr 5050500

Vikt 6,5 kg

Längd 93 cm



Övningsben STB komplett

Övningsben STB för blödningskontroll på nedre extremiteten med realistiska sår. Övningsbenet är idealiskt för att öva blödningskontroll (STB) med sårpackning och applicering av tourniquet. Övningsben STB är en enkel lösning för realistisk träning av blödningskontroll och hantering av traumatiska skador på låret.

Art.Nr 5050500

Vikt 5,1 kg

Längd 91 cm

Bredd 10,2 cm

Höjd 8,9 cm



Övningsblod STB 250ml 10-pack

Övningsblod koncentrat 250ml per flaska vilket ger 2 liter blod utspätt. Paket om 10 flaskor a' 250 ml.

Art.Nr 5050502





Vi på Ferno Norden har sedan 1982 arbetat i nära utvecklande samarbete med våra kunder. Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav på säkerhet, kvalitet och funktion.



Våra primära kunder är ambulanssjukvården, räddningstjänsten, polisen, civilförsvaret och försvarsmakten. Vi växer även inom industrin, offentliga miljöer, vårdinrättningar och den privata marknaden.



Vårt kvalitets- och miljösystem uppfyller kraven enligt ISO9001 och ISO14001.

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete följer och bygger på FN:s Agenda 2030, som består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.



GLOBALA MÅLEN
för hållbar utveckling

Tillsammans gör vi skillnad!

Ferno Norden Sverige AB ingår i en nordisk koncern med huvudkontor i Norge. I koncernen finns dotterbolag i alla nordiska länder under koncernnamnet Ferno Norden. Globalt finns Ferno international representerat i de flesta av världens länder. Det nordiska och internationella nätverket ger oss en bred kunskap och kompetens.

Allfa och Force är egna varumärken som utvecklats och produceras i Sverige. Utöver våra egna produkter har vi ett noggrant urval av produkter som skapar en genomtänkt och fungerande produktportfölj inom hela vårt breda marknadssegment. Vår personal är nogra utvald för att kunna möta våra kunders krav, ofta med bakgrund och erfarenhet av akutsjukvård. Vi är ett personalpolitiskt sunt företag och all personal anställd i Sverige omfattas av kollektivavtal.

