



STOP THE BLEED

**3 TILL 5
MINUTER**

ÄR DEN GENOMSNITTLIGA
TIDEN FÖR ATT
BLÖDA UT

**7 TILL 10
MINUTER**

ÄR DEN GENOMSNITTLIGA
TIDEN INNAN HJÄLPEN
KOMMER

40%

AV ALLA DÖDSFALL
INTRÄFFAR PÅ GRUND
AV BLÖDNING

**DE FÖRSTA MINUTERNA EFTER EN TRAUMATISK
SKADA ÄR AVGÖRANDE FÖR ATT RÄDDA ETT LIV**

Livräddande första hjälpen-utrustning

Blödning är en av de främsta orsakerna till traumarelaterade dödsfall i världen och står för 40 % av dessa. En kraftig, okontrollerad blödning kan vara dödlig inom några minuter. Har du det som krävs för att stoppa den?

Hos Ferno Norden levererar vi all livräddande första hjälpen-utrustning som behövs för att hantera stora, livshotande blödningar.

Det räcker inte att ha hjärtstartare tillgängliga; där dessa finns bör det även finnas blödningskontroll-kit. Tillgång till denna typ av utrustning i offentliga miljöer är avgörande. Skolor, köpcentrum, butiker, idrotts- och konsertarenor samt kollektivtrafik är exempel på platser som bör ha utrustning för att hantera stora, livshotande blödningar. Alla kan göra en insats för att rädda liv.

Tillsammans kan vi se till att Sverige är så väl förberett som möjligt för att hantera alla typer av krissituationer. Med livräddande första hjälpen-utrustning från Ferno Norden kan vi göra skillnad.

Blödningskontroll – varför är det viktigt?

20 % av personer som förlorar livet på grund av svåra skador hade kunnat överleva med snabb blödningskontroll! Livshotande blödningar kan uppstå var som helst och när som helst – från bilolyckor och olyckor med lantbruksutrustning till kollektivtrafikincidenter eller skador från avsiktliga våldshandlingar.

Okontrollerad blödning kan leda till döden inom minuter – ofta innan räddningstjänsten hinner fram. De första minuterna efter en allvarlig skada är avgörande för att rädda liv. För att möta dagens ökande oro erbjuder Ferno Norden skraddarsydd blödningskontrollpaket som ger allmänheten tillgång till livräddande första hjälpen-utrustning. Innehållet i blödningskontrollpaketet kan variera.

Publikt skåp för blödningskontroll

Innehåller fler vakuumpackade blödningskontrollpaket.

Komplett skåp för publik tillgång av stoppa blödningsutrustning. Perfekt för köpcentra, idrottsanläggningar, skolor, hotell och andra offentliga miljöer där man önskar en tydlig tillgång till sjukvårdsmaterial för att kunna stoppa allvarlig livshotande blödning.

Skåpet är komplett med 8 stycken färdigpackade paket för enkel fördelning till första person på plats som kan göra en insats. Sjukvårdspaketen sitter överskådligt fast i en "roll out" väska som kan bäras i en hand för att sedan snabbt kunna rullas ut med alla 8 paket tillgängliga.

Skåpet är försett med ljus -och ljudalarm så man snabbt blir uppmärksam om skåpet öppnats.

Skåpet går även att beställa tomt och packas enligt egna önskemål.

Kontakta oss för råd.

Varje paket innehåller:

- 1- C-A-T Tourniquet
- 1- Trauma bandage
- 2- Komprimerad gasväv
- 2- Nitril engångshandskar
- 1- Universal Sax
- 1- Foliefilt
- 1- Kraftig tejp

Övrig:

- Larmat med ljus och ljud
- 8 kompletta paket för att stoppa allvarlig blödning



| | |
|----------------|----------------------|
| Art. nr | 5020236 |
| Bredd | 36 cm |
| Djup | 25 cm |
| Höjd | 45 cm |
| Vikt | 9,9 kg (5,7 kg skåp) |

Ferno Blödningskontroll Hård Väska, 5-pack Medium

Ferno Blödningskontroll Hård Väska, 5-pack Medium är en kraftfull lösning för att hantera allvarliga blödningar i kritiska situationer. Designad för snabb användning vid stora olyckor eller nödsituationer. Setet innehåller fem helt utrustade blödningskontrollpaket, alla förvarade i ett robust och slitstarkt Nanuk hardcase för maximal portabilitet och skydd.

Med fokus på effektivitet och livräddande precision innehåller varje paket noggrant utvalda verktyg för att hantera livshotande blödningar. Kombinationen av högkvalitativa bandage, avancerade packningsbindor och den välkända CAT-tourniquet, säkerställer snabb och effektiv respons i kritiska situationer.

Art. nr 5020260

Ferno Blödningskontroll Paket med Väska, Large

Ferno Blödningskontroll Paket med Väska, Large är en omfattande lösning för hantering av allvarliga blödningar i kritiska situationer. Nu förpackad i en slitstark och bärbar nödväska, säkerställer detta paket snabb och effektiv tillgång till livräddande utrustning, vilket gör det idealiskt för högriskmiljöer som arbetsplatser, offentliga platser och utryckningsfordon.

Den bärbara növäskan är designad för flexibilitet och praktisk användning, med fack som ger tydlig organisering och enkel åtkomst till innehållet. Oavsett om den är säkert monterad eller bärs till en nödsituation, ger detta paket de verktyg som behövs för att hantera allvarliga blödningar utan dröjsmål.

Art. nr 5020258

Ferno Blödningskontroll Paket med Väska, Medium

Ferno Blödningskontroll Paket med Väska, Medium är en omfattande lösning för hantering av allvarliga blödningar i kritiska situationer. Nu förpackad i en slitstark och bärbar nödväska, säkerställer detta paket snabb och effektiv tillgång till livräddande utrustning, vilket gör det idealiskt för högriskmiljöer som arbetsplatser, offentliga platser och utryckningsfordon.

Ferno Blödningskontroll Paket med Väska inkluderar viktiga verktyg för effektiv blödningshantering. Omsorgsfullt utvalt för pålitlighet och användarvänlighet, ger innehållet både förstahjälpare och lekmän möjlighet att vidta omedelbara, livräddande åtgärder. Var beredd på nödsituationer med denna ultimata bärbara lösning för allvarlig blödningskontroll.

Art. nr 5020259

Ferno Blödningskontroll Paket, Large

Ferno Blödningskontroll Paket, Large är noggrant utvecklat för att snabbt och effektivt hantera allvarliga och livshotande blödningar. Detta paket är en oundgänglig resurs i nödsituationer, utformat för att hantera kritiska situationer effektivt oavsett om det gäller offentliga utrymmen.

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1 x C-A-T | 2 x Kompressionsförband |
| 2 x Packningsförband/Gasbindor | 1 x Elastiskt bandage |
| 1 x Sax | 1 x Räddningsfilt |
| 1 x Handskar | |

Art. nr 5020252



Ferno Blödningskontroll Paket, Medium

Ferno Blödningskontroll Paket, Medium är noggrant utvecklat för att snabbt och effektivt hantera allvarliga och livshotande blödningar. Detta paket är en oundgänglig resurs i nödsituationer, utformat för att hantera kritiska situationer effektivt oavsett om det gäller offentliga utrymmen.

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1 x C-A-T | 1 x Kompressionsförband |
| 1 x Packningsförband/Gasbindor | 1 x Sax |
| 1 x Räddningsfilt | 1 x Handskar |

Art. nr 5020253



Sjukvårdsväska Myndigheter Komplet

Sjukvårdsväskan är framtagen i samarbete med olika myndigheter. Levereras plomberad samt med midjebälte.

| | |
|--|---------------------------------|
| 1 x Universalsax stor 18 cm | 1 x Pocketmask O2 med filter |
| 1 x Tourniquet C-A-T, Orange | 2 x CoFlex Traumabandage |
| 2 x Compressed Gauze | 2 x Skyddshandske Nitril M + XL |
| 1 x Plåster väv 6x100cm Klipp | 1 x Tejp |
| 1 x Räddningsfilt Aluminium 150x200 cm | 2 x Koksalt 30 ml |
| 2 x Plomberingstrådar | 1 x Mössa mot hypotermi |

Art. nr SWRE480010

Bredd 16 cm

Höjd 12 cmt

Längd 35 cm

Vikt 1,1 kg packad





Sjukvårdsväska MASCAL-SR Stop the Bleed, 10 set

En färdigpackad MASCAL-väska, SR (Scoop and Run). Ett färdigt kit för en masskadesituation packat i en välorganiserad väska och utformad för att snabbt kunna ryckas med i akuta, oväntade och större skadesituationer. Väskan innehåller 3 x räddningsbårar/släpbårar och 2 x splintar.

Varje Stoppa Blödningen/Stop the Bleed set innehåller:

- 1 x C-A-T Tourniquet
- 1 x räddningsfilt
- 1 x compressed gauze
- 1 x traumabandage storlek 4

Art. nr 5020208

Bredd 35 cm

Höjd 23 cm

Längd 45 cm

Vikt 6 kg (packad)



Sjukvårdsväska MASCAL-PRO Stop the Bleed, 6 set

En färdigpackad MASCAL-väska, PRO med extra fokus på förbandsmaterial för blödningar där en Tourniquet inte fungerar som t.ex. skador i buk/rygg/hals. Väskan innehåller 3 x enkla räddningsbårar/släpbårar, 2 x hemostatiska förband, och 2 x större traumabandage i ytterfacken.

Varje Stoppa Blödningen/Stop the Bleed set innehåller:

- 1 x C-A-T Tourniquet
- 1 x märkpenna
- 1 x handskar
- 1 x räddningsfilt
- 2 x compressed gauze
- 2 x traumabandage

Art. nr 5020212

Bredd 35 cm

Höjd 23 cm

Längd 45 cm

Vikt 6 kg (packad)



NORSE RESCUE® IFAK Väska Ben/Bälte Packad

NORSE RESCUE® IFAK Kit är ett omfattande, anpassningsbart första hjälpen-kit designat för att möta de olika behoven hos första hjälpare och individer i olika scenarier. Packet i en NORSE RESCUE® IFAK, BLK väska, innehåller detta kit essentiella medicinska förnödenheter som traumabandage, bröstförsegling, nasala luftvägar, och säkerställer beredskap för en rad medicinska nödsituationer. Innehållet kan anpassas för att passa specifika behov och krav, vilket gör det till ett viktigt verktyg för alla som är engagerade i säkerhet och nödhjälp.

Art. nr 5020210

Djup 9 cm

Bredd 10 cm

Höjd 21 cm

Vikt 0,77 kg

Väska packad, stoppa allvarlig blödning

En kompakt och lättillgänglig väska, utformad specifikt för offentliga miljöer och riskzoner där allvarlig blödning kan uppstå. Att ha ett tydligt och lättillgängligt kit för att hantera livshotande blödningar är idag lika självklart som en hjärtstartare i offentliga utrymmen. Innehåll:

| | | |
|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 x C-A-T Tourniquet, Orange | 1 x Räddningsfilt | 1 x Märkpenna |
| 2 x Komprimerade gasbindor | 1 x Universalsax | 1 x Handskar |
| 1 x Traumaförband | 1 x Kompressionsbinda | |

Art. nr SWR480090PA

Bredd 8 cm

Höjd 20 cm

Längd 28 cm

Vikt 0,6 kg



NORSE RESCUE® Stop The Bleed kit, Large

NORSE RESCUE® Bleeding Kit Large, är en sammansättning av några av de viktigaste produkterna som används för att stoppa svåra och okontrollerbara blödningar.

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1 x C-A-T Tourniquet, BLK | 1 x Compressed Gauze Z-fold |
| 1 x Trauma Bandage 4" | 1 x Trauma Bandage 6" |
| 1 x EMT Shears | 1 x Emergency Blanket |
| 1 x Nitrile Gloves, Large | |

Art. nr 5020234

Bredd 14 cm

Längd 30 cm

Vikt 0,4 kg



NORSE RESCUE® Stop The Bleed kit, Small

NORSE RESCUE® Bleeding Kit Small, är en sammansättning av några av de viktigaste produkterna som används för att stoppa svåra och okontrollerbara blödningar.

| |
|-----------------------------|
| 1 x Compressed Gauze Z-fold |
| 1 x Trauma Bandage 4" |
| 1 x Emergency Blanket |
| 1 x Nitrile Gloves, Large |

Art. nr 5020233

Bredd 14 cm

Längd 20 cm

Vikt 0,2 kg



SAM
MEDICAL



SAM-XT® avsnörande Tourniquet, Orange

SAM XT från SAM Medical används av amerikanska försvaret. Den är konstruerad för snabb användning med effektivt resultat och kräver endast minimalt med träning. När man applicerar en tourniquet så är "slack" den största orsaken till en icke lyckad applicering. SAM XTs teknologi (TRUFORCE™) låser automatiskt med en klick när det är tillräckligt spänt.

Art. nr 5004050

Bredd 126 mm

Höjd 63 mm

Längd 184 mm

Vikt 108 g

SAM
MEDICAL



SAM-XT® avsnörande Tourniquet, Black

SAM XT från SAM Medical används av amerikanska försvaret. Den är konstruerad för snabb användning med effektivt resultat och kräver endast minimalt med träning. När man applicerar en tourniquet så är "slack" den största orsaken till en icke lyckad applicering. SAM XTs teknologi (TRUFORCE™) låser automatiskt med en klick när det är tillräckligt spänt.

Art. nr 5004055

Bredd 126 mm

Höjd 63 mm

Längd 184 mm

Vikt 108 g

SAM
MEDICAL



SAM® Junctional Emergency Tourniquet

SAM® Junctional Tourniquet (SJT) är ett specialiserat hjälpmedel designat för att kontrollera blödningar i områden där standard tourniquet inte kan användas, såsom i ljumsk- eller armhålor. Denna innovativa tourniquet kan appliceras på under 25 sekunder, effektivt stoppa blödning och immobilisera bäckenfrakturer.

Den snabba appliceringen och effektiviteten gör den till ett ovärderligt verktyg för att hantera allvarliga blödningar och stabilisera bäckenfrakturer i nödsituationer.

Art. nr 5008000

Färg Svart

C-A-T Tourniquet, Orange

Combat Application Tourniquet (C-A-T) är en liten och lätt enhandstourniquet som kan stoppa en kraftig och livshotande artärblödning i en extremitet (armar och ben). C-A-T har ett kraftigt inre och fritt rörligt band som ger ett kraftfullt cirkulärt tryck när man spänner det (roterar spännarmen).

Art. nr 5020200

Bredd 6 cm

Färg Orange

Längd 165 cm

Vikt 59 g



C-A-T Tourniquet, Black

Combat Application Tourniquet (C-A-T) är en liten och lätt enhandstourniquet som kan stoppa en kraftig och livshotande artärblödning i en extremitet (armar och ben). C-A-T har ett kraftigt inre och fritt rörligt band som ger ett kraftfullt cirkulärt tryck när man spänner det (roterar spännarmen).

Art. nr 5020201

Bredd 6 cm

Färg Black

Längd 165 cm

Vikt 59 g



C-A-T Tourniquet, Blue

Combat Application Tourniquet (C-A-T) är en liten och lätt enhandstourniquet som kan stoppa en kraftig och livshotande artärblödning i en extremitet (armar och ben). C-A-T har ett kraftigt inre och fritt rörligt band som ger ett kraftfullt cirkulärt tryck när man spänner det (roterar spännarmen). Blå är avsedd för övning.

Art. nr 5020202

Bredd 6 cm

Färg Blue

Längd 165 cm

Vikt 59 g





SWAT-T Tourniquet, Orange

SWAT-T™ Tourniquet är den mest flexibla modellen på marknaden. Lätt att använda, fungerar perfekt under olika förhållanden och är bättre att använda på högt placerade sår. SWAT-T™ Tourniquet är en latexfri livräddande första hjälpen-enhet. Den kan användas som en Tourniquet på många flexibla sätt och under många olika förhållanden. Finns även i svart (5010101).

Art. nr 5010100

Bredd 10,3 cm

Höjd 0,1 cm

Längd 149 cm

Vikt 117 g

CVN



CVN Tourniquet NSN, Black

CVN Tourniquet NSN är en liten och lätt enhandstourniquet som kan stoppa en kraftig och livshotande artärblödning i en extremitet (armar och ben). CVN Tourniquet NSN har en unik bredare öppning för enklare och snabbare applicering av metallstaven. CVN Tourniquet NSN är speciellt designad för att kontrollera allvarliga blödningar i extremiteter under kritiska situationer. Den har en kraftfull metallstav som håller för hård belastning och en design på remmen som minimerar klämrisken och är enkel att öppna upp.

Art. nr 5006092

Längd 95 cm

Packad 14,5 x 7 x 5 cm

Vikt 95 g



Tourniquet Gen2, Black

Tourniquet Gen2 är en liten och lätt enhandstourniquet som kan stoppa en kraftig och livshotande artärblödning i en extremitet (armar och ben). Tourniquet Gen2 har en unik funktion med en inbyggd penna i metallstaven. Tourniquet Gen2 är speciellt designad för att kontrollera allvarliga blödningar i extremiteter under kritiska situationer. Den har en kraftfull metallstav som håller för hård belastning.

Art. nr VT21162

Bredd 3,8 cm

Längd 96 cm

Vikt 93,1 g

NORSE RESCUE® Traumaförband 4 bandage

Traumaförband 4 är ett multifunktionellt traumabandage med en mängd olika applikationer. Designat för att behandla en mängd olika sår från skyddsbandage till traumabandage för att stoppa livshotande blödningar. Bandaget är baserat på traditionell militärt fältförband och har en unik självlåsand funktion med en inbyggd bygel som dels låser bandaget, dels ökar trycket över blödningen.

Art. nr 5020203

Bredd 10 cm

Hållbarhet 5 år

Längd 190 cm

Vikt 60 g



NORSE RESCUE® Traumaförband 6 Bandage

Traumaförband 6 är ett multifunktionellt traumabandage med en mängd olika applikationer. Designat för att behandla en mängd olika sår från skyddsbandage till traumabandage för att stoppa livshotande blödningar. Bandaget är baserat på traditionell militärt fältförband och har en unik självlåsand funktion med en inbyggd bygel som dels låser bandaget, dels ökar trycket över blödningen.

Art. nr 5020223

Bredd 15 cm

Hållbarhet 5 år

Längd 170 cm

Vikt 87 g



NORSE RESCUE® Traumaförband 8 Bandage

Traumaförband 8 är ett bandage avsett för större skador på t.ex. buk, rygg och amputationsskador. Bandaget är baserat på traditionell militärt fältförband och har en unik självlåsand funktion med en inbyggd bygel som dels låser bandaget och dels ökar trycket över blödningen. Den är enkel att använda, stoppar livshotande blödningar, och har en stor absorberande kompress på 30x28 cm. Med en bygel som snabbt stoppar blodflödet i kombination med tryck, självlåser den utan behov av knutar, clips eller tejp.

Art. nr 5020224

Bredd 20,5 cm

Hållbarhet 5 år

Längd 160 cm

Vikt 164 g



CVN



10 år

CVN 4" Responder Bandage

4" Responder Bandage från CVN Medical Solutions är ett bandage av hög kvalitet, snabbt och enkelt att använda, designat för att stoppa livshotande blödningar. Med en innovativ design är detta ett idealiskt kompressionsbandage för olika typer av sår. Tryckstången applicerar tryck på såret, medan stängningsstången säkrar bandaget på plats. Den icke-klistrande sårpuden gör det möjligt att ta bort bandaget utan att såret öppnas igen.

Icke-klistrande sårpad: 10 cm x 20 cm

Elastiskt bandage: 10 cm x 4,8

Art. nr 5006070

Hållbarhet 10 år

CVN



10 år

CVN 6" Responder Bandage

6" Responder Bandage från CVN Medical Solutions är ett bandage av hög kvalitet, snabbt och enkelt att använda, designat för att stoppa livshotande blödningar. Med dess innovativa design är det ett idealiskt kompressionsbandage för olika typer av sår. Tryckstången applicerar tryck på såret, stängningsstången säkrar bandaget, och den icke-klistrande sårpuden gör det möjligt att ta bort bandaget utan att öppna såret igen.

Icke-klistrande sårpad: 15 cm x 20 cm

Elastiskt bandage: 15 cm x 4,8 m

Art. nr 5006072

Hållbarhet 10 år

CVN



10 år

CVN Abdominal Bandage 20 cm

20 cm Abdominalbandage från CVN Medical Solutions är ett högkvalitativt bandage utformat för att stoppa bukblödningar, behandla större sår, amputationer och brännskador. Den har en icke-vidhäftande sårkudde och ett icke-vidhäftande plastomslag, vilket gör att bandaget kan tas bort utan att såret öppnas på nytt.

Icke-vidhäftande sårkudde: 50 cm x 50 cm

Elastiskt bandage: 20 cm x 4,8 m

Icke-vidhäftande plastomslag: 60 cm x 60 cm

Art. nr 5006073

Hållbarhet 10 år

Vikt 202 g (packad)

CVN 4" First Aid Bandage

CVN First Aid Bandage från CVN Medical Solutions är ett bandage av hög kvalitet, snabbt och enkelt att använda, designat för att stoppa livshotande blödningar. Med en innovativ design är det ett idealiskt kompressionsbandage för olika typer av sår. Bandaget är tillverkat av slitstarkt material, och den extra förbandet applicerar tryck på såret. Stop & Go mekanismen är säkerställd och fäst i slutet med Velcro. Den icke-klistrandande sårpuden gör det möjligt att ta bort bandaget utan att öppna såret igen.

Bandagestorlek: 10 cm x 4,8 m

Art. nr 5006074

Hållbarhet 10 år



10 år

CVN 6" First Aid Bandage

CVN första hjälpen-bandage är ett högpresterande, snabbt och användarvänligt kompressionsbandage, utvecklat för att stoppa livshotande blödningar i akuta situationer.

Detta första hjälpen-bandage är idealiskt för både civil och militär användning och är en nödvändig del av varje första hjälpen-kit för att snabbt hantera allvarliga blödningar.

Bandagestorlek: 15 cm x 4,8 m

Art. nr 5006075

Hållbarhet 10 år



10 år

CVN 4" Tactical Responder Bandage

4" Tactical Responder från CVN Medical Solutions är ett bandage av hög kvalitet, designat för att vara den ultimata lösningen för behandling av ett eller flera sår. Detta bandage möjliggör effektiv behandling av skador, från mindre sår till in- och utgångssår. Den transparenta plastfolien (42 cm x 42 cm) kan användas för brännskador, buksår och som bröstförsegling. Dessutom kan det extra gasbindet användas för rengöring, packning och förband av sår.

Icke-klistrandande sårpad: 110 cm x 20 cm x 2 (utvikbar kompress)

Elastiskt bandage: 10 cm x 4,8 m

Extra gasbind: 10 cm x 75 cm

Plastfolie: 42 cm x 42 cm

Art. nr 5006071

Hållbarhet 10 år



10 år



NORSE RESCUE® Compressed Gauze, Z-folded

Compressed Gauze/Komprimerad gasväv är ett förband av hög kvalitet att kunna lita på i akuta situationer. Compressed gauze/Komprimerad gasväv är tillverkad av bomull i hög kvalitet för maximal absorption och är ett mycket bra hjälpmedel vid tamponering av blödningar och ett förstahandsval i professionella utrustningspaket när det handlar om att stoppa livshotande blödningar.

Art. nr 5020215

Bredd 11,4 cm

Hållbarhet 5 år

Längd 375 cm

Vikt 40 g



CVN Compressed Gauze, Z-folded

CVN Compressed Gauze är designad för svår blödning. Produkten är tillverkad av högkvalitativt 6-lagers bomullsmaterial och är det perfekta komplementet till CVN Responder-förband för att stoppa svår blödning. Gasbindet är Z-vikt och sterilt och kommer i ett litet, kompakt paket som gör det lätt att bära och förvara (5 års hållbarhet).

Nyckelfunktioner: Z-vikt, Steril, Litet paket

Art. nr 5006080

Hållbarhet 5 år



CVN Packing Gauze, Z-folded

Specifikt utformad för att kontrollera blödningar, både vid användning tillsammans med en kompressionsbandage eller som direkt sårförband. Denna högkvalitativa gasbinda säkerställer effektiv och pålitlig sårvård i akuta situationer och är utformad för att ge maximalt skydd under kritiska förhållanden.

Packing Gauze från CVN är en pålitlig lösning för både militära och civila nödsituationer där snabb och effektiv blödningskontroll är avgörande.

Art. nr 5006079

Förpackningsstorlek 7 cm x 5 cm x 1 cm

Hållbarhet 10 år

Mått 11,43 cm x 3,75 m

Vikt 28 g

10 år

CVN Chitosan Haemostatic Dressing, Z-folded

CVN Chitosan Hemostatisk Förband erbjuder en snabb och pålitlig lösning för att kontrollera livshotande blödningar.

Förbandet är packat i Z-vikning för snabb applicering, och det 100 % chitosan-materialet förstärker blodets naturliga koagulationsförmåga.

Art. nr 500801

Bredd 7,6 cm

Färg Vit

Hållbarhet 5 år

Längd 185 cm



Hemcon ChitoGauze XR PRO Z-vikt

Vi introducerar ChitoGauze® XR PRO, ett revolutionerande hemostatiskt bandage för extern, tillfällig kontroll av kraftig blödning. ChitoGauze® XR PRO är utformad för fältet och är ett effektivt och lättanvänt bandage som maximerar hemostatisk effekt innan en kraftig blödning blir dödlig. Vakuumpförpackat och Z-vikt för enkel applicering.

Art. nr 5020204

Bredd 7,62 cm

Färg Vit

Hållbarhet 5 år

Längd 365 cm

Vikt 19 g



TacMed Traumaförband Olaes® 4, Flat Packad

Traumaförband Olaes 4 (10 cm) är ett sterilt och vakuumpförpackat traumaförband som är mycket populärt då det har många olika funktioner. Det finns funktioner för tamponering, lufttäta förband, skyddsförband och självklart ett tryckförband vid svåra blödningar.

Den medföljande plasten kan användas för att täcka en öppen bröstorgsgskada eller en brännskada efter kylning. En höglastisk kompressionslinda ger ett bra tryck och dess påsydda kardborreband minimerar att lindan rullar i väg okontrollerat.

Art. nr 5020219

Bredd 10 cm

Färg Beige

Längd 300 cm

Vikt 50 g





ViTri Kompressionsbinda Forte 10cm

Högelastisk långsträcksbinda av mycket hög kvalitet och med kraftig kompression.

93% bomull, 7% polyuretan. Elasticitet ca 175%. Beigefärgad. Tvättas i 60° C, kan tvättas upp till 10 gånger med bibehållen kvalitet.

Längd osträckt: 2,55 meter.

Art. nr VT30770

Bredd 10 cm

Längd 7 m

Paketstorlek 8 st



Vitri Kompressionsbinda 10cm

En enkel, högelastisk kompressionsbinda avsedd för kompressionslindning. Hudfärgad, bindfästare ingår. Bandaget har en längd på cirka 2,8 meter när det är osträckt och erbjuder en elasticitet på cirka 150%.

Perfekt för kompressionsterapi, den hjälper till att kontrollera svullnad och ge stöd.

Art. nr VT30697

Bredd 8 cm

Längd 7 m

Paketstorlek 10 st



Vitri Traumaförband Första förband

Första förband för akut vård i klassisk armémodell. Tryckförband för att effektivt stoppa blödning på akut uppkommen skada.

Första hjälpen för akut vård. Att användas som ett tryckförband/omplåstringsförband för att stoppa blodflödet.

Förbandet består av 2 kompresser 20 x 20cm, 1 elastisk binda 10 cm x 4m i armémodell.

Art. nr VT21186

Bredd 20 cm

Längd 20 cm

NORSE RESCUE® Bandage, Självhäftande 7,5cm

NORSE RESCUE® Cohesive Bandage är ett luftigt bandage med dubbelhäftande effekt. Enkelt att hantera då bandaget häftar i sig självt. Detta säkerställer en snabb och enkel applicering på skadan utan att lindan rullar ut sig och att man ej behöver säkra upp den med häftor eller tape.

- Snabb applicering
- Perfekt för fixering av skyddsförband
- Favoritbinda för leder vid stukningar

Art. nr 5020232

Bredd 7,5 cm

Längd 45 cm

Vikt 20 g



NORSE RESCUE® Combat tape 5x250cm

Stark "Silvertape" för fixering av bandage och annat under fältmässiga förhållanden. En mångsidig tape för att förstärka och fixera bandage och annat sjukvårdsmaterial.

NORSE RESCUE® Combat Tape är gjord av ett högkvalitativt självhäftande material och kan rivs för hand. Tejpen kan användas som ett förstärkt underlag för dina bandage, gasväv och kompressionsförband. Liten lätt och kompakt rulle som enkelt får plats i din sjukvårdsväska

Art. nr 5020231

Bredd 5 cm

Längd 2,5 m

Vikt 40 g



NORSE RESCUE® Eye Shield

NORSE RESCUE® Eye Shield är ett polykarbonat ögonskydd för behandlingen traumatisk ögonskada i fält. Detta konvexa och stela ögonskydd skyddar det skadade ögat och blockerar externt tryck från att appliceras direkt på skadan, vilket förhindrar ytterligare skada.

Tillverkad av höghållfast, genomskinlig röd polymer, den är spricksäker och kommer inte att plattas till eller deformeras när tryck appliceras.

Hål i ögonskyddet ger ventilation.

Art. nr 5020230

Färg Röd

Vikt 7,5 g





NORSE RESCUE® Chest Seal Vented single

Chest Seal vented är ett avancerat klistrande och ventilerat förband designat för att behandla öppna bröstskador. Penetrerande skador i bröstet som resulterar i öppna sårkanaler kan leda till olika komplikationer på grund av luft i bröstet (pneumothorax/ventilpneumothorax).


Chest Seal kan vara en livsavgörande behandling av öppna bröstskador i väntan på avancerade sjukvårdsåtgärder.

Art. nr 5020213

Bredd 15 cm

Längd 15 cm

Vikt 67 g



NORSE RESCUE® Chest Seal NON Vented single

Chest Seal är ett avancerat klistrande förband designat för att behandla öppna bröstskador. Penetrerande skador i bröstet som resulterar i öppna sårkanaler kan leda till olika komplikationer på grund av luft i bröstet (pneumothorax/ventilpneumothorax).

Chest Seal kan vara en livsavgörande behandling av öppna bröstskador i väntan på avancerade sjukvårdsåtgärder.

Art. nr 5020214

Bredd 15 cm

Längd 15 cm

Vikt 52,5 g

Dekompressionsnål TPAK 1,6mm

Dekompressionsnål för akut behandling av skadade som uppvisar symtom på ökat tryck i lungsäcken som vid övertryckspneumothorax. TPAK dekompressionsnål har en längd på 82,6mm vilket är längre än den grävsta PVK och penetrerar därför djupare och gör det mer troligt att man kommer rätt vid thoraxdekompression. TPAK dekompressionsnål är en kompakt och tillförlitlig lösning för att behandla en livshotande övertryckspneumothorax.

Art. nr 5020220

Bredd 1,6 mm

Längd 8,2 cm

Vikt 14 g

CVN Hexagon Chest Seal Non-Vented, 2-Pack

CVN Hexagon Chest Seal är utmärkt för behandling av penetrerande bröstskador. Dess starkt klibbande hydrogel gör att den anpassar sig till hudens yta.

Den hexagonala formen säkerställer täckning av ett stort område. Förpackningen innehåller två individuellt inpackade Chest Seals, så att du kan använda bara en om det behövs.

Art. nr 5006077

Längd 16 cm

Vikt 73 g



CVN Hexagon Chest Seal Vented, 2-Pack

CVN Hexagon Chest Seal är utmärkt för behandling av penetrerande bröstskador. Dess starkt klibbande hydrogel gör att den anpassar sig till hudens yta.

Den hexagonala formen säkerställer täckning av ett stort område. Förpackningen innehåller två individuellt inpackade Chest Seals, så att du kan använda bara en om det behövs.

Art. nr 5006078

Längd 16 cm

Vikt 69 g



CVN Pneumothorax Needle

CVN Pneumothorax Needle är designad för behandling av spänningpneumothorax och ger lindring från livshotande tryckuppbyggnad. Nålen är steril och levereras med ett skal för extra skydd. Dess design säkerställer enkel insättning och effektiv tryckavlastning.

Designad för behandling av spänningpneumothorax och har hållbarhet i 5 år från tillverkningsdatum

- Med skal: 14 g
- Total längd: 14,3 cm (ca. 5,6")
- Nålens längd: 8,8 cm (ca. 3,5")
- Nålens hål: 1,15 mm (ca. 0,045")
- Nålematerial: Rostfritt stål

Art. nr 5006081



CVN



Arctic Pallas Hypotermi Räddningsbår, Grön

Arctic Pallas hypotermi räddningsbår är en specialiserad produkt för förebyggande och behandling av hypotermi. Tillverkad i Finland i samarbete med räddningspersonal, är denna bår utvecklad för att ge både säkerhet och komfort under räddningsoperationer. Båren har fyra åtkomstöppningar som gör det möjligt för räddningspersonalen att undersöka och behandla patienten utan att behöva öppna hela båren. Två genomskinliga fickor ingår för patienttriagekort eller behandlingsformulär. Den vadderade och kallisolerande basen med åtta bäröglor ökar patientens komfort och säkerhet. Båren har en lastkapacitet på upp till 220 kg och är designad för att upprätthålla normotermi och förhindra hypotermi.

Testad i de arktiska områdena i Finland, skyddar den mot vatten och vind, vilket gör den idealisk för tuffa förhållanden.

Den militärgröna färgen ger kamouflage och diskretion i naturliga miljöer, samtidigt som den säkerställer hög synlighet i extrema förhållanden.

Art. nr 5006012

Bredd 84 cm

Höjd 3,5 cm

Längd 220 cm

Lastkapacitet 220 kg

Vikt 3,6 kg

Arctic Pallas Hypotermi Räddningsbår, Gul

Arctic Pallas hypotermi räddningsbår är en specialiserad produkt för förebyggande och behandling av hypotermi. Tillverkad i Finland i samarbete med räddningspersonal, är denna bår utvecklad för att ge både säkerhet och komfort under räddningsoperationer. Båren har fyra åtkomstöppningar som gör det möjligt för räddningspersonalen att undersöka och behandla patienten utan att behöva öppna hela båren. Två genomskinliga fickor ingår för patienttriagekort eller behandlingsformulär. Den vadderade och kallisolerande basen med åtta bäröglor ökar patientens komfort och säkerhet. Båren har en lastkapacitet på upp till 220 kg och är designad för att upprätthålla normotermi och förhindra hypotermi.

Testad i de arktiska områdena i Finland, skyddar den mot vatten och vind, vilket gör den idealisk för tuffa förhållanden.

Den ljusa färgen säkerställer hög synlighet i extrema miljöer.

Art. nr 5006002

Bredd 84 cm

Höjd 3,5 cm

Längd 220 cm

Lastkapacitet 220 kg

Vikt 3,6 kg

CVN



CVN Tactical Räddningsfilt

CVN taktiska räddningsfilt är en enkel men effektiv foliefilt, designad för att skydda patienter eller räddningspersonal från hypotermi och extrema väderförhållanden. Denna lätta och kompakta filt är en oumbärlig del av varje sjukvårdskit och är speciellt utvecklad för att förhindra värmeförlust i kritiska situationer som till exempel vid större blödningar. Skydd mot hypotermi: Perfekt för skydd mot kyla och för användning vid större brännskador, där det är viktigt att förhindra hypotermi. Lätt och kompakt: Filten kommer i ett litet, lättanvänt paket som är lätt att förvara och transportera.

| | |
|----------------|--------------|
| Art. nr | 5007076 |
| Färg | Grön/Silver |
| Mått | 140 x 220 cm |



CVN Fire Resistant Räddningsfilt

CVN taktiska räddningsfilt är ett enkelt men effektivt nödfilt designat för att skydda patienter eller räddningspersonal från hypotermi och extrema väderförhållanden. Detta lätta och kompakta filt är en oumbärlig del av varje sjukvårdskit och är speciellt utvecklat för att förhindra värmeförlust i kritiska situationer som till exempel vid större blödningar. Skydd mot hypotermi: Perfekt för skydd mot kyla, där det är viktigt att förhindra hypotermi. Lätt och kompakt: Filten kommer i ett litet, lättanvänt paket som är lätt att förvara och tar liten plats.

| | |
|----------------|--------------|
| Art. nr | 5007075 |
| Färg | Grön/Silver |
| Mått | 140 x 220 cm |



NORSE RESCUE® Räddningsfilt

NORSE RESCUE® Räddningsfilt / Foliefilt mot hypotermi är ett avgörande överlevnadsverktyg, designat för att erbjuda kompakt skydd i alla väderförhållanden genom att behålla kroppsvärmen.

Tillverkad av högkvalitativa material, är den vattentät, vindtät och otroligt lätt, vilket säkerställer enkel förvaring och tillförlitlighet. Filten har en 12 miu silver/silverkonstruktion som optimerar termisk effektivitet och hållbarhet.

| | |
|----------------|--------------|
| Art. nr | 5020226 |
| Färg | Silver |
| Mått | 120 x 210 cm |
| Vikt | 50 g |





Ready Heat II Värmefilt

Ready Heat II är utformad för mångsidig användning både utomhus, direkt på skadeplats, och inomhus, exempelvis på akuten eller vårdavdelningar. Produkten har aktiv värme, vilket innebär att den genererar värme för att värma patienten och smidigt kan följa med den nödstälde genom vårdkedjan utan avbrott i värmegivningen. Alla Ready Heat-produkter är tillverkade av ett lätt, vattenavvisande non-woven-material med minimalt fibersläpp. Produkterna är enskilt vakuumpförpackade, och uppvärmningsprocessen startar så snart förpackningen öppnas.

Art. nr SWR480040

Bredd 86 cm

Längd 122 cm

Vikt 0,7 kg



CVN Arctic Saana Poncho Hypotermi Värmefilt

Saana Poncho är en högkvalitativ termisk poncho designad för att upprätthålla normotermi och förhindra hypotermi. Den är lång och öppnar framifrån, vilket gör den enkel att använda under olika förhållanden.

Ponchon skyddar effektivt huvudet och hela kroppen, och ger pålitlig värme och isolering i kalla och tuffa miljöer. Med kardborrknäppning säkerställs en bra och säker stängning, vilket gör den både lätt att ta på och bekväm att använda.

Art. nr 5006003

Mått 190 x 82 cm

Packad storlek 32 x 23 x 4 cm

Vikt 585 g



CVN Arctic Saana Poncho Multimover Värmefilt

CVN Arctic Saana Multimover är en förstklassig transportanordning utformad för att upprätthålla normotermi, förhindra hypotermi och underlätta snabba evakueringar.

Den är utrustad med 12 bärhandtag för enkel lyftning och två draghandtag, vilket säkerställer ett säkert och effektivt sätt att flytta patienter eller personer i kritiska situationer.

Art. nr 5006007

Bredd 71 cm

Längd 190 cm

Lastkapacitet 260 kg

Packad storlek 36 x 23 x 4 cm

Vikt 1335 g

CVN Arctic Levi Hypotermi Värmefilt

Arctic Levi filt är en högkvalitativ räddningsfilt. En högkvalitativ termisk filt för att förhindra hypotermi. Arctic Levi-filten värmer och upprätthåller normotermi proaktivt utan krav på sekundär värmekälla.

Att upprätthålla kärntemperaturen över 36 grader är avgörande för att förbättra patientutfallet.

Art. nr 5006005

Bredd 150 cm

Längd 200 cm

Vikt 0,55 kg



CVN Arctic Halti Hypotermi Värmefilt Lite

Den nya CVN Arctic räddningsfilten är framtagen för extrema förhållanden och ger utmärkt termisk isolering samt skydd mot hårt väder. Dess trelagers bikakestruktur har högkvalitativa värmeegenskaper som hjälper till att både förebygga och behandla hypotermi, vilket gör den till ett viktigt verktyg vid räddningsinsatser. Produkten är även brandskyddande, vilket ökar säkerheten vid användning.

Utfälld storlek: 195 cm x 235 cm. Packad storlek: 22 cm x 10 cm x 5 cm.

Art. nr 5006001

Bredd 2,25 m

Längd 2,3 m

Vikt 0,65 kg



CVN Arctic Baby Wrap Hypotermi Värmefilt

Arctic Baby Wrap är idealisk för att upprätthålla normotermi. Den är tillverkad av ett värmeisolerande material som innehåller en värmereflekterande folie och ett mjukt fleecefoder vilket värmer patienten.

Arctic Baby Wrap är lämplig för akutsjukvård, räddningssituationer och transport av spädbarn där det finns risk för hypotermi.

Art. nr 5006004

Bredd 47 cm

Längd 55 cm

Vikt 0,06 kg



CVN



CVN Nasopharyngeal Airway

CVN Nasopharyngeal Airway är designad för att kringgå övre luftvägsobstruktioner vid näsa, nasopharynx eller tungan. Produkten är avsedd att säkerställa en öppen luftväg vid nödsituationer och medicinska situationer, säkerställa patientsäkerhet och underlätta arbetet för medicinsk personal. Den är flexibel och levereras med smörjmedel för enkel användning. Denna luftväg är längre än standard för att ge bättre placering och effektivitet. Tillbehör: Anslutare, smörjmedel (5 mg).

Art. nr 5006082

Diameter 7 mm (inre)

Längd 16 cm

Vikt 17 g

NORSE
RESCUE



NORSE RESCUE® Nasopharyngeal Airway/Nästub

Nästub, även kallad "näskantarell", hjälper till att hålla luftvägarna öppna på en patient som är halvt eller helt medvetslös och har en intakt svalgreflex.

Sitter bättre vid transporter och tolereras bättre än en svalgtub.

Art. nr 5020222

Bredd 0,93 cm

Längd 11,7 cm

Storlek 28F

Vikt 10 g

Hölster till C-A-T tourniquet

Tillverkat i vävd nylon som är mycket slitstarkt och motståndskraftigt mot vatten och smuts. Hölstret placeras i bältet för snabb åtkomst till tourniqueten, som skyddas av ett lock med kardborrelås.

Bälteshållaren är justerbar för bälten upp till 55 mm i bredd.

- Vävd nylon som är mycket slitstarkt.
- Lock med kraftigt kardborrelås.
- Skyddar mot stötar och repor.
- Säljs utan innehåll.

Art. nr SWR815381

Sjukvårdsväska ben/bälte molle trauma stor

Liten personlig, kompakt akutväska (röd, tom) avsedd att bäras på benet med halkfria benremmar. Den är väldigt enkel att öppna och ger perfekt överblick över innehållet tack vare den smarta konstruktionen med blyxtlås, kardborreband och ett lock som täcker hela väskan. Har flexibla fack på sidorna. Vätskekapacitet 1,8 L
Väskan säljs utan innehåll.

Art. nr VT206

Bredd 7 cm

Höjd 15 cm

Längd 17 cm

Vikt 0,4 kg



Sjukvårdsväska ben/bälte molle trauma stor

Liten personlig, kompakt akutväska avsedd att bäras på benet med halkfria benremmar. Den är väldigt enkel att öppna och ger perfekt överblick över innehållet tack vare den smarta konstruktionen med blyxtlås, kardborreband och ett lock som täcker hela väskan. Väskan har även flexibla fack på sidorna. Lastkapacitet 1,70 kg och vätskekapacitet 1,80 L.
Väskan säljs utan innehåll.

Art. nr VT205

Bredd 7 cm

Höjd 15 cm

Längd 17 cm

Vikt 0,4 kg



Sjukvårdsväska förstahjälpen taktisk

Första Hjälpen Förbandsväska Modell 2 kan fästas på väggen med snabbfäste eller bäras i medföljande rem.

Vid akut behov kan den snabbt tas ned och bäras med. Kan med fördel fästas upp i hantverksbilen eller annan typ av fordon där du vill att förbandsväskan skall sitta på plats.

Modellen används idag i olika typer av utryckningsfordon tack vare sitt praktiska snabbfäste samt flexibla uppbyggnad där du enkelt kan fördela och hitta innehållet.

Väskan säljs utan innehåll.

Art. nr VT30611





NORSE RESCUE® IFAK Väska Ben/Bälte Tom

NORSE RESCUE® IFAK Väska är en mångsidig och lätt väska designad för effektiv förvaring och snabb åtkomst till essentiella första hjälpenföremål. Tillverkad i svart, ger den en praktisk lösning för personer som behöver snabb åtkomst till medicinsk utrustning i nödsituationer. Oavsett om du är en första hjälpare eller en som värdesätter att vara förberedd, erbjuder denna väska komfort och tillgänglighet.

OBS: Säljes tom, Bild endast för illustration

Art. nr 5020209

Bredd 18,5 cm

Höjd 6,5 cm

Längd 21 cm

Vikt 30 g



Sjukvårdsväska ben/bälte Molle trauma taktisk

Större personlig akutväska avsedd att bäras runt midjan eller på benet. Väskans halkskyddade benremmar, avtagbara midjeband och MOLLE-panel säkerställer att väskan lätt kan fästas runt kroppen eller på andra väskor. Väskan säljs utan innehåll.

Art. nr VT212

Bredd 10 cm

Höjd 20 cm

Längd 21 cm

Lastkapacitet 4 kg

Vätskekapacitet 4,2 L

Vikt 0,53 kg



NORSE RESCUE® IFAK Diplomats Packad

NORSE RESCUE® D-FAK (Diplomat First Aid Kit) är en kompakt men omfattande nödlösning anpassad för diplomater, förpackad i en diskret 19x12 cm väska. Den innehåller essentiella medicinska föremål för omedelbar respons och säkerställer beredskap för en rad olika scenarier. Satsen kombinerar funktionalitet med effektivitet och innehåller de nödvändiga elementen för att effektivt hantera akuta medicinska situationer. Innehåll:

| | |
|---|-----------------------------|
| 1x Valkyrie Responder Väska + Bag Patch | 1x Ambulansförband |
| 1x Nödfilt | 1x Nitrilhandskar (Stor) |
| 1x Sax | 1x Z-fold Kompress |
| 1x Ögonskydd | 1x Trauma 4" Bandage |
| 1x Tusch | 1x Band Aid 6 cm |
| | 1x NPA 28F + Steril Gel |
| | 1x Rullad Combat Tape |
| | 1x Ventrerat Brösthörsegl |
| | x 1 m C-A-T Tourniquet Gen7 |

Art. nr 5020270

Vikt 0,57 kg

Sjukvårdsväska Midjeväska

Midjeväska med axelrem som ger god flexibilitet. Ett större stuvfack i mitten och mindre fack med blixtlås på sidorna för bra överblick och möjlighet att separera innehållet. Reflexer för bästa synlighet i ljus och mörker. Flera alternativa fästen gör att väskan alltid kan hängas eller bäras på önskat sätt. Väskan säljs utan innehåll.

Art. nr VT213

Bredd 12 cm

Höjd 16 cm

Längd 34 cm

Vätskekapacitet 6,2 L

Vikt 0,5 kg



Sjukvårdsväst EMS Molle

En slitstark väst som är bekväm att bära, även i krävande situationer. Västen har ett PAL-system som ger ett mycket anpassningsbart monterings- eller MOLLE-system, vilket gör att väskor, påsar eller andra externa föremål kan fästas på västen. Den har två framfickor med blixtlås som ger utmärkt, lättåtkomlig förvaring för medicinska material eller andra förnödenheter.

Art. nr VT237

Bredd 54 cm

Djup 3,5 cm

Höjd 59 cm

Storlek 100-150 cm in circumference

Vikt 1 kg



Sjukvårdsväska ALS L Roller

Stor men ändå kompakt andningsvårdsväska med en inredning anpassad för professionellt bruk. Genomtänkt design med ergonomiska bärhandtag och integrerade hjul gör att den blir lätthanterad även när den är tungt packad. Den integrerade karran med teleskophandtag gör att den är perfekt att ta med sig på resan. Väskan har dolda axelremmar och kan även bäras som en ryggsäck. Väskan säljs utan innehåll.

Art. nr VT235

Bredd 35 cm

Djup 31 cm

Höjd 61 cm

Lastkapacitet 25 kg

Vätskekapacitet 66 L

Vikt 62 kg



BENVÄSKOR OCH MIDJEVÄSKOR



SNIGEL Funny Pack 6L

Snigel 6L Funny Pack är en flexibel och rymlig väska, utvecklad med Tactical Combat Casualty Care (TCCC) i åtanke. Den är perfekt för sjukvårdspersonal, tekniker eller andra operatörer som behöver ha viktig utrustning lättillgänglig – oavsett om den bärs runt midjan, över axeln eller fäst vid en större ryggsäck.

Denna praktiska och rymliga midjeväska är designad för att rymma en stor mängd utrustning och kan enkelt bäras runt midjan eller slängas över axeln.

Art. nr 5030300

Färg Grå

Storlek 20 x 35 x 11 cm

Vikt 0,5 kg



SNIGEL Multipurpose Bag 3L

Snigel 3L Multipurpose Väska är en kompakt men rymlig väska, perfekt för medicinsk utrustning, teknisk utrustning eller andra viktiga förnödenheter som måste vara lättåtkomliga. Med sitt genomtänkta design och flexibla monteringsmöjligheter är den en oumbärlig del av varje operatörs utrustning.

Denna väska är designad för att fungera optimalt både stående och knästående, vilket gör den perfekt för fältarbete där snabb och smidig åtkomst till utrustning är avgörande.

Art. nr 5030301

Färg Grå

Storlek 25 x 21 x 8 cm

Vikt 0,51 kg



SNIGEL Oyster Pouch Extra Small

SNIGEL Oyster Pouch Extra Small är en ny generation av lätta och användarvänliga utrustningsväskor, designade för att maximera både funktionalitet och hållbarhet. Med sin genomtänkta konstruktion och smarta detaljer är denna mångsidiga väska perfekt för sjukvårdsutrustning och annan viktig utrustning i taktiska miljöer.

Väskan har en bred öppning med dragkedja som löper längs tre sidor, vilket möjliggör snabb och enkel åtkomst till innehållet.

Art. nr 5030302

Färg Grå

Storlek 16 x 11 x 4 cm

Vikt 0,1 kg

SNIGEL Oyster Pouch Small

SNIGEL Oyster Pouch Small är en ny generation av lätta och användarvänliga utrustningsväskor, designade för att maximera både funktionalitet och hållbarhet. Med sin genomtänkta konstruktion och smarta detaljer är denna mångsidiga väska perfekt för sjukvårdsutrustning och annan viktig utrustning i taktiska miljöer.

Väskan har en bred öppning med dragkedja som löper längs tre sidor, vilket möjliggör snabb och enkel åtkomst till innehållet.

Art. nr 5030303

Färg Grå

Storlek 19 x 8 x 6 cm

Vikt 0,1 kg



SNIGEL Oyster Pouch Medium

SNIGEL Oyster Pouch Medium är en ny generation av lätta och användarvänliga utrustningsväskor, designade för att maximera både funktionalitet och hållbarhet. Med sin genomtänkta konstruktion och smarta detaljer är denna mångsidiga väska perfekt för sjukvårdsutrustning och annan viktig utrustning i taktiska miljöer.

Väskan har en bred öppning med dragkedja som löper längs tre sidor, vilket möjliggör snabb och enkel åtkomst till innehållet.

Art. nr 5030304

Färg Grå

Storlek 19 x 12 x 8 cm

Vikt 0,13 kg



SNIGEL Oyster Pouch Large

SNIGEL Oyster Pouch Large är en ny generation av lätta och användarvänliga utrustningsväskor, designade för att maximera både funktionalitet och hållbarhet. Med sin genomtänkta konstruktion och smarta detaljer är denna mångsidiga väska perfekt för sjukvårdsutrustning och annan viktig utrustning i taktiska miljöer.

Väskan har en bred öppning med dragkedja som löper längs tre sidor, vilket möjliggör snabb och enkel åtkomst till innehållet.

Art. nr 5030305

Färg Grå

Storlek 19 x 16 x 9 cm

Vikt 0,16 kg






Retmex® Rescue Stretcher Combat 280 kg

Retmex® Rescue Stretcher Combat är specifikt designad för snabb och säker evakuering av patienter i stridsmiljöer. Med två justerbara remmar säkrar den patienten på plats, medan dess flexibla design gör att den kan anpassas till ojämn terräng. Med flera handtag kan baren bäras av två till sex personer, vilket säkerställer en snabb och säker överföring av patienten.

| | |
|----------------------|---------|
| Art. nr | 5006066 |
| Bredd | 70 cm |
| Längd | 208 cm |
| Lastkapacitet | 280 kg |
| Vikt | 0,9 kg |



Retmex® Rescue Stretcher Fire 250 kg

Retmex® Rescue Stretcher Fire 250 kg är en mångsidig och praktisk räddningsenhet som är designad för att fylla minimalt och prestera maximalt. Retmex® är en unik 2-i-1 räddningslösning som kan användas som ett flexibelt räddningslakan för snabb förflyttning av en skadad person. Samtidigt fungerar Retmex® som ett effektivt verktyg för att kväva eld.

| | |
|----------------------|---------|
| Art. nr | 5006057 |
| Bredd | 78 cm |
| Längd | 200 cm |
| Lastkapacitet | 250 kg |
| Vikt | 1,5 kg |



Retmex® Rescue Stretcher Standard 250 kg

Retmex® Rescue Stretcher Standard 250 kg är en praktisk nödbår som tar minimalt med plats och är designad för att hantera även de mest kritiska situationerna.

Räddningsbåren är tillverkad av kvalitetsmaterial som tål hårda påfrestningar och samtidigt är lätt att hålla ren. Med en vikt på endast 900 g och en mycket kompakt förvaringsstorlek är Retmex® Rescue Stretcher lätt och flexibel utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet.

| | |
|----------------------|---------|
| Art. nr | 5006063 |
| Bredd | 80 cm |
| Längd | 205 cm |
| Lastkapacitet | 250 kg |
| Vikt | 0,9 kg |

NORSE RESCUE® Go Stretcher

Go Stretcher är vårt enklaste räddningslakan i halvkroppsformat som p.g.a. sin storlek enkelt kan packas ner i en akutväska och finnas med för att lösa en akut evakuering. Den fungerar mycket bra som en "engångsbår" i allt ifrån vardagligt bruk till katastrofberedskap eller i ett masskadescenario.

| | |
|----------------------|----------|
| Art. nr | 5020211 |
| Bredd | 58 cm |
| Längd | 116 cm |
| Lastkapacitet | 226 kg |
| Vikt | 0,435 kg |



Retmex® Rescue Stretcher Light Model 250kg

Retmex® Rescue Stretcher Light Med en vikt på endast 500 gram är detta den lättaste och mest kompakta bärduken i Retmex-serien. Den får plats i nästan alla första hjälpen-kit, så att du alltid har ett evakueringsverktyg nära till hands. Nästan lika kompakt som en vattenflaska. Retmex® Rescue Stretcher Light är den ultimata mjuka baren för snabba evakueringar. Med en vikt på endast 500 gram och en storlek som nästan motsvarar en vattenflaska, är den den minsta och lättaste räddningsduken i Retmex-serien.

| | |
|----------------|---------|
| Art. nr | 5006064 |
| Bredd | 69 cm |
| Höjd | 188 cm |
| Vikt | 0,5 kg |



CVN Trauma Universal Sax 18 cm

CVN Trauma Shears är starka klädsaxar designade för att effektivt klippa igenom olika material, inklusive kläder, säkerhetsbälten, tunn plast och förband. Med en längd på 18 cm är dessa saxar idealiska för nödsituationer och medicinska situationer. De rundade spetsarna ger extra skydd genom att förhindra stickskador. Tillverkad av slitstarkt rostfritt stål är dessa saxar byggda för långvarig användning.

- Stark och effektiv klippning
- Rundade spetsar för skydd mot stickskador
- Tillverkad av slitstarkt rostfritt stål

| | |
|----------------|---------|
| Art. nr | 5006083 |
| Bredd | 9 cm |
| Djup | 1 cm |
| Höjd | 18 cm |
| Vikt | 63 g |





S-CUT Standard 501RTL skärverktyg

Skärverktyget S-CUT är speciellt utvecklat för att snabbt kunna agera i akuta situationer och för att snabbt kunna användas på skadade vid akuta räddningsinsatser eller vid akutsjukvård. S-CUT är ett skarpt verktyg för att snabbt kunna ta av textilier, skära av remmar, läderbälten och dylikt i livräddande situationer. Den används för att snabbt frilägga skador utan att behöva ändra den skadades läge och därmed riskera ytterligare skada eller onödigt lidande.

Art. nr 5097090

Bredd 2,4 cm

Längd 23,9 cm

Vikt 280 g



S-CUT QE Skärverktyg


S-CUT QE (Quick and Easy) har samma skäreigenschaften som övriga modeller, men är lite enklare och tillverkad i glasfiberarmerad plast. Skärverktyget S-CUT är speciellt utvecklat för dig som har behov av att snabbt och säkert kunna skära i olika material såsom textilier, läder, bälten och rep m m.

Säkerhetsprincipen för S-CUT QE bygger på den patenterade teknik som under flera år använts på motsvarande verktyg avsedda för akutmottagningar, ambulanser, räddningstjänster och försvar i stora delar av världen.

Art. nr 5097092

Längd 18 cm

Vikt 62 g



S-CUT XC-E Skärverktyg

Skärverktyget S-CUT XC-E är ett all-round-verktyg som är optimalt för att skära i tjockare material och har därför ett extra stort gap mellan handtag och mothåll. Stoppklacken gör det ännu säkrare för fingrarna.

S-CUT XS-E används idag förutom av ambulans och vårdpersonal mycket ofta av alla som hanterar hästar, hovslagare, stallpersonal med flera. Skärverktyget är viktigt att ha tillgång till om olyckan skulle vara framme och är ovärderlig att ha i stall och vid hästtransporter.

Ambulans- och vårdpersonal använder verktyget för att skära i tjocka tyglager och läder som i exempelvis skinnstall och mc-stövlar.

Art. nr 5097095

Längd 21 cm

Vikt 120 g

Pannlampa ZOOM 580, 3xAAA

Zoom 580 är den enda pannlampa du någonsin behöver. 700 lumen ljusutgång / 200 meter ljuskägla. Drifttid på upp till 18 timmar. Roterat handtag för spot-till-flood-ljuskägla. 90 ° strålvinkeljustering. Två separata LED-lampor: svalt vitt (tre ljuslägen, alla zoombara) / varmvit (diffus stråle för nära synlighet, blinkande läge för nöd användning)

| | |
|-----------------|----------------|
| Art. nr | NSHTZOOM580 |
| Diameter | 4,1 cm |
| IP-klass | IP64 |
| Lumen | 700 |
| Storlek | 6,5x4,5x4,5 cm |
| Vikt | 0,95 kg |



Pannlampa ZOOM, Re-Charg

Zoom 1100RX är vår mest kraftfulla pannlampa med otroliga 1100 lumen i boost-läget. Zoom 1100RX har flera olika styrkor (Boost/High/Medium/Low/Flashing) och ett bakåtvänt rött varsel ljus som kan sättas i fast eller blinkande läge. Zoom 1100RX kan med en enkel justering växla från ett långt fokus ljus till en bredare "flood" ljus genom att rotera linsen.

| | |
|-----------------|----------------|
| Art. nr | NSHTZOOM1100RX |
| IP-klass | IP66 |
| Lumen | 1100 |
| Storlek | 61x70x63 mm |
| Vikt | 0,292 kg |



Pannlampa Wave, Re-Charg

Wave 520 är en kraftfull uppladdningsbar pannlampa med inbyggd rörelsedetektor. Vifta helt enkelt med handen framför sensorn för att slå på eller av pannlampan.

Wave 520 har två linser, en för långdistansbelysning och en flood beam för breddbelysning eller en kombination av båda strålarna samtidigt.

Vågsensorn är perfekt för handsfree-drift, särskilt om du har handskar på dig eller har smutsiga händer - istället för att fumla efter strömbrytaren är det bara att vifta med handen framför sensorn.

| | |
|-----------------|------------------|
| Art. nr | NSHTLIGHTWAVE520 |
| IP-klass | IP44 |
| Lumen | 520 |
| Storlek | 65x40x47 mm |
| Vikt | 96 g |





Övningsarm STB Komplet


Övningsarm STB för blödningskontroll på övre extremitet med realistiska sår. Övningsarmen har tre olika sår för praktisk träning av blödningskontroll med sårpackning och applicering av tourniquet.

Det här är den perfekta lösningen för realistisk utbildning på blödningskontroll (STB) på arm. Övningsarmen är utrustad med tre olika sårskador.

| | |
|----------------|---------|
| Art. nr | 5050500 |
|----------------|---------|

| | |
|--------------|-------|
| Längd | 93 cm |
|--------------|-------|

| | |
|-------------|--------|
| Vikt | 6,5 kg |
|-------------|--------|



Övningsben STB komplett

Övningsben STB för blödningskontroll på nedre extremiteten med realistiska sår. Övningsbenet är idealiskt för att öva blödningskontroll (STB) med sårpackning och applicering av tourniquet. Övningsben STB är en enkel lösning för realistisk träning av blödningskontroll och hantering av traumatiska skador på låret.

| | |
|----------------|---------|
| Art. nr | 5050501 |
|----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Bredd | 10,2 cm |
|--------------|---------|

| | |
|-------------|--------|
| Höjd | 8,9 cm |
|-------------|--------|

| | |
|--------------|-------|
| Längd | 91 cm |
|--------------|-------|

| | |
|-------------|--------|
| Vikt | 5,1 kg |
|-------------|--------|



Övningsblod STB 250ml 10-pack

Övningsblod koncentrat 250ml per flaska vilket ger 2 liter blod utspätt. Paket om 10 flaskor a' 250 ml.

| | |
|----------------|---------|
| Art. nr | 5050502 |
|----------------|---------|

HUR MAN HANTERAR KRAFTIGA BLÖDNINGAR

Baserat på tillgänglig specialistkunskap och "best practice" är den nuvarande rekommendationen att blödningskontroll uppnås i följande prioriterade ordning:

1

Direkt tryck mot blödningsstället med ett kompressionsbandage

2

Packa sårhålan med ett packningsbandage och sätta på ett kompressionsbandage

Vid kraftig blödning på den del av kroppen där man inte kan sätta en tourniquet. Packning av sår görs i axlar, armar, ben, ljumskar och rumpa - **ALDRIG** i mage eller bröst. Linda gasväv i såret. Fortsätt packa tills såret är fyllt och blödningsen har avstannat.

3

Applicering av en tourniquet

Vid livshotande blödningar på armar och ben, som inte kan stoppas med direkt kompression och packning, kan tourniqueten appliceras. Tourniqueten appliceras 5-6 cm ovanför skadan, och används endast på armar och ben. Vrid spännstiftet tills blödningsen upphör. Använd endast i extrema fall.



Viktigt: Håll patienten varm hela tiden.



Vi på Ferno Norden har sedan 1982 arbetat i nära utvecklande samarbete med våra kunder. Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav på säkerhet, kvalitet och funktion.



Våra primära kunder är ambulanssjukvården, räddningstjänsten, polisen, civilförsvaret och försvarsmakten. Vi växer även inom industrin, offentliga miljöer, vårdinrättningar och den privata marknaden.



Vårt kvalitets- och miljösystem uppfyller kraven enligt ISO9001 och ISO14001.

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete följer och bygger på FN:s Agenda 2030, som består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.



GLOBALA MÅLEN
för hållbar utveckling

Tillsammans gör vi skillnad!

Ferno Norden Sverige AB ingår i en nordisk koncern med huvudkontor i Norge. I koncernen finns dotterbolag i alla nordiska länder under koncernnamnet Ferno Norden. Globalt finns Ferno international representerat i de flesta av världens länder. Det nordiska och internationella nätverket ger oss en bred kunskap och kompetens.

Allfa och Force är egna varumärken som utvecklats och produceras i Sverige. Utöver våra egna produkter har vi ett noggrant urval av produkter som skapar en genomtänkt och fungerande produktportfölj inom hela vårt breda marknadssegment. Vår personal är noga utvald för att kunna möta våra kunders krav, ofta med bakgrund och erfarenhet av akutsjukvård. Vi är ett personalpolitiskt sunt företag och all personal anställd i Sverige omfattas av kollektivavtal.

