



SPORT OCH IDROTT

EVAKUERING & SJUKVÅRD

Vi på Ferno Norden har i över 40 år arbetat nära våra kunder i de nordiska länderna med frågor som rör säkerhet, förflyttning, evakuering och sjukvårdsutrustning. Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav, såsom ambulanssjukvård, polis och räddningstjänst – och nu även i allt fler idrottsanläggningar.

Första hjälpen

Att snabbt och enkelt ha tillgång till ett första hjälpen-kit är avgörande för alla idrotter och anläggningar. Men vad är egentligen ett bra första hjälpen-kit? Det finns inget enkelt svar – det beror på vilken verksamhet eller idrott som bedrivs samt vilken kunskapsnivå inom sjukvård de som sannolikt kommer att använda utrustningen har. Vi erbjuder färdigpackade sjukvårdsväskor i olika storlekar och anpassar gärna innehållet efter era specifika behov.

PDV / STB – Stoppa blödningen

PDV (Pågående Dödligt Våld) och STB (Stoppa Blödningen) är begrepp som blir allt vanligare. Stora publika sammankomster utgör en riskfaktor som fler arrangörer nu uppmärksammar. Att snabbt kunna stoppa en allvarlig blödning är en livsavgörande åtgärd som måste ske omedelbart efter en skada. Vi erbjuder rätt utrustning som är både enkel att använda och mycket effektiv. Vi packar anpassade lösningar för ambulans, polis, räddningstjänst, skolor samt idrottsanläggningar och föreningar.

HLR / AED

Att ha en hjärtstartare (AED) tillgänglig på sin idrottsanläggning eller i sin förening är idag i det närmaste en standard. Vi erbjuder genomtänkta lösningar med inbyggda självtester, smart förvaring och tydlig uppmärkning. Regelbunden HLR-utbildning är viktig för att hålla kunskapen vid liv. Att investera i egna utbildningsdockor sparar både tid och pengar på sikt. Vi har prisvärda övningsdockor både för vuxna och barn.

Vattenlivräddning

Idrott i vattenmiljö ställer extra krav på både utrustning och utbildad personal. Att få upp en medvetlös person över bassängkanten kan vara en stor utmaning, liksom att ta sig fram med utrustning i avancerade miljöer som äventyrsbad. Vi erbjuder unika produkter, framtagna i nära samarbete med användare, för just dessa situationer.

Bårar

För att kunna förflytta en skadad person så skonsamt som möjligt behövs ofta en bår. Det kan röra sig om allt från en enkel armébår eller spineboard (ryggbräda) till delbara scoopbårar eller våra korgbårar (räddningsbårar). Att välja rätt lösning kan vara svårt. Det är viktigt att se över vilka behov som finns och vilka begränsningar som gäller: Kommer ambulansens bår fram hela vägen? Behöver ni kunna flytta en skadad till en säkrare miljö i väntan på hjälp?

Evakuering

Idag är det en självklarhet att idrotten och idrottsanläggningar ska vara tillgängliga för alla. Men vad händer när vi måste utrymma skyndsamt, till exempel vid ett brandlarm? Om hissarna inte får användas? Om någon ramlar och skadar sig under utrymningen och inte kan ta sig fram på egen hand? Vi erbjuder flera olika lösningar för att säkert och ergonomiskt kunna transportera personer upp och nedför trappor eller ut ur trånga utrymmen.

Räddningsbår, PXB Pool Extrication Board

Pool Extrication Board, PXB är framtagen specifikt för livräddare för att utföra snabb, effektiv och säker livräddning i vatten. Den är extra effektiv i pooler där en kant annars kan försvåra möjligheten att snabbt rädda en nödställd ur vattnet. Dess flytförmåga håller den nödställda flytande. Remmar och huvudblock gör att du enkelt vid behov även kan rörelsebegränsa personen.

Den fixerade mattan på baksidan ger en bra stabilitet för räddningspersonal vid poolkanten och är samtidigt ett bra hjälpmedel för att enkelt och ergonomiskt snabbt få upp den nödställda ut vattnet.

Utvecklad av Ferno i samarbete med Royal Life Saving Society UK.



Art.Nr	FGB10776700
Höjd	4 cm
Bredd	40 cm
Längd	182 cm
Vikt	10 kg
Max kapacitet	182 kg

Räddningsbår, Ferno XT Floating

Ferno XT Floating är en lätt och smidig räddningsutrustning för att evakuera och vid behov rörelsebegränsa en nödställd vid vattenlivräddning. Dess lätta konstruktion gör att man enkelt för in utrustningen under kroppen, fäster remmar och flythjälpmedel i några klick.

Sedan kan man enkelt dra den nödställda i land med remmar/öglor på sidan. Utrustningen kan hängas synlig på väggen eller enkelt packas ned i medföljande väska.



Art.Nr	F126XTFLOAT
Höjd	11 cm
Bredd	35 cm
Längd	120 cm
Vikt	3,3 kg
Max kapacitet	160 kg

Spineboard NAJO® RediHold®

NAJO® Redihold® är vår mest allsidiga spineboard/ryggbräda. De integrerade handtagen runt hela brädan gör det enkelt att alltid hitta ett säkert och ergonomiskt grepp vid förflyttning.

Ryggbrädan har en flytförmåga på upp till 62 kg och används därför ofta vid vattenräddning. Den robusta konstruktionen är byggd för att klara tuffa miljöer och saknar öppningar där vatten kan tränga in, vilket gör den både slitstark och pålitlig.

Tillbehör: Ferno B-Lock2 huvudstöd (F00063)
X-Spindel (GEAS405)

Art. Nr	FNAJO10105
Certifieringar	MDR
Färg	Gul
Lastkapacitet	272 kg
Vikt	7 kg
Höjd	4,5 cm
Längd	183 cm
Bredd	41 cm

Scoopbår Ferno Scoop EXL

SCOOP® EXL är utan tvekan en av våra mest populära produkter genom tiderna. Det är en delbar bår som gör det möjligt att försiktigt "scoopa" upp en skadad person utan att behöva vända eller lyfta, vilket minimerar risken för ytterligare skador.

Scoopbåren används dagligen inom både ambulanssjukvård och räddningstjänst. Den fungerar dels som ett effektivt förflyttningshjälpmedel, men även för rörelsebegränsning (immobilisering) av skadade personer. Låg vikt, enkel hantering och stor flexibilitet gör SCOOP® EXL till ett tryggt och användarvänligt val i akuta situationer.

Tillbehör: Ferno B-Lock2 huvudstöd (F00063)
X-Spindel (GEAS405)

Art. Nr	F065EXL
Certifieringar	MDR, CE, EN1865
Färg	Gul
Lastkapacitet	227 kg
Vikt	8 kg
Höjd	8 cm
Längd	165-201 cm
Bredd	43 cm



Räddningsbår, Armébår ihopfällbar

Enkel räddningsbår, även kallad armébår. Lätt att använda och tålig vilket passar allt ifrån idrottsanläggningar till industrin. Enkel att förvara då den är ihopfällbar och kan tas fram vid behov.

- Kraftiga aluminiumprofiler
- Beklädd med kraftig nylonklädd vinyl vilket gör den tålig och lätt att hålla ren
- Båren fälls ihop både på tvären och längden vilket optimerar förvaringen

Art. Nr	S2108AF206
Lastkapacitet	159 kg
Vikt	6 kg
Höjd	103 cm
Längd	206 cm
Bredd	55 cm
Hopfällbar höjd	20 cm
Hopfällbar längd	103 cm
Hopfällbar bredd	11 cm



Räddningsbår Ferno M71


Ferno modell 71 är en av våra mest sålda räddningsbåtar någonsin. Den är idealisk för de flesta räddningssituationer. Båten är tillverkad av kraftig polyeten kombinerat med en stark aluminiumram, vilket gör den både stabil och lätt att hantera, även på ojämn terräng.

Modell 71 levereras med en tunn madrass i botten för bättre komfort, som samtidigt är lätt att rengöra. Fyra justerbara bälten medföljer, som kan flyttas vid behov om situationen kräver det.

Finns även i delbar version F071S

Tillbehör: F071W-V - Hjul till räddningsbår

Art. Nr	F071
Certifieringar	MDR,CE
Färg	Orange
Lastkapacitet	272 kg
Vikt	10 kg
Djup	19 cm
Höjd	20 cm
Längd	218 cm
Bredd	61 cm





Heimdall Rescue Flex Splint, Rolled

Heimdall Rescue Flex Splint är precis så flexibel som namnet antyder. Den är alltid redo att användas vid frakturer som behöver rörelsebegränsas och tar liten plats i akutväskan.

Splinten är tillverkad av mjukt och lätt formbart aluminium, är röntgengenomsläpplig och polstrad på båda sidor för ökad komfort. Den kan även klippas till önskad storlek.

Splinten kan rengöras med vanliga desinfektionsmedel eller tvättas i mild tvållösning. Efter rengöring kan den plattas ut, förvaras plant eller rullas ihop för fortsatt användning.



Art. Nr	5003000
Certifieringar	MDR
Färg	Röd/Grå
Vikt	0,154 kg
Längd	92 cm
Bredd	11 cm

Vakuumsplintset Blue Line – Komplet kit

Vakuumsplintar av hög kvalitet i en enkel och användarvänlig design. Splintarna är avsedda för att stabilisera och fixera frakturer.

De används både inom professionell vård och som första hjälpen-utrustning inom idrotter där skador kan uppstå, till exempel i skidbackar.

Tillverkade i Sverige och finns även att köpa styckvis



Art. Nr	GE272708000
Certifieringar	MDR 2017/745 Class 1, EN1865
Färg	Blue/Black
Vikt	4 kg
Djup	18 cm
Längd	75 cm
Bredd	37 cm

Hjärtstartare AED Mindray C1A Automatisk

Populär och mycket lättanvänd helautomatisk hjärtstartare som startar automatiskt när locket öppnas. Enkelt byte mellan vuxen- och barnläge.

Hjärtstartaren har tydlig röstguidning som instruerar användaren i ett akut läge. Automatiskt självtest av batteri och elektroder.

Produkten är IP55-klassad, vilket innebär att den tål både fukt och damm. Garanti 8 år.

Vi erbjuder ett brett utbud av hjärtstartare i olika modeller samt flexibla förvaringslösningar, anpassade för alla miljöer och behov.

Besök vår hemsida för mer information om vårt sortiment



Art. Nr	VT9104
Vikt	2,5 kg
Djup	28,6 cm
Höjd	7,8 cm
Bredd	21 cm

Träningsdockor för HLR – 6-pack i väska på hjul

Ett komplett set med 6 HLR-dockor, smidigt staplade i en robust resväska på hjul för enkel transport och förvaring.


Dockorna är Bluetooth-aktiverade och kan kopplas till QCPR-appen, som ger objektiv återkoppling i realtid som bidrar till högre kvalitet på HLR-träningen.

Vi erbjuder flera olika modeller av träningsdockor, anpassade för olika utbildningsbehov från grundläggande HLR-träning till mer avancerade övningar.

Besök vår hemsida för mer information om vårt sortiment.

6-pack i resväska:

- Längd: 42 cm
- Bredd: 42 cm
- Höjd: 75 cm



Art. Nr	L135-01350
----------------	------------

Sjukvårdsväska packad förstahjälpen ryggsäck

Den här ryggsäcken blev snabbt en favorit bland våra kunder då den är både enkel och överskådlig! Ryggsäcken är väl avdelad och de totalt 11 innehållsfacken möjliggör en effektiv sortering av produkter samtidigt som den ger en bra överblick. Det packade innehållet är sammansatt med omsorg för att täcka de flesta första hjälpen situationer.

Vadderung mot ryggsida ger ökad komfort. Samtliga fack är vadderade både på sidor och framsida. Regjäla reflexer för ökad synlighet. Material: Polyester 600D.

Vi kan anpassa packningen utifrån era behov.

Art. Nr	VT200PA
Märke	Ferno
Vätskekapacitet	30 l
Höjd	45 cm
Längd	37 cm
Bredd	21 cm

Kampsport Premium packad


Kampsport Premium är en komplett och färdigpackad sjukvårdsväska, specifikt framtagen för kampsporter. Den är utformad för att fungera lika bra i träningslokalen som vid tävlingar. Resultatet är en kompakt, genomtänkt och lättanvänd sjukvårdsväska för akuta situationer.

Väskan är utrustad med reflexer på sidorna för god synlighet och har gott om stuvfack samt flexibla fästen för förbandsmaterial och annan sjukvårdsutrustning. Den ger mycket god överblick och har en stabil konstruktion som klarar tuff användning.

Väskan och dess innehåll har utvecklats och utvärderats i samarbete med det medicinska rådet inom Svensk Judo, vilket gör den till ett tryggt och väl beprövat val.

Även om Kampsport Premium är framtagen för kampsport används den idag med stor framgång inom bland annat ishockey, innebandy, scoutverksamhet, läger och andra idrotts- och fritidsaktiviteter.

Art. Nr	VT211KP
Höjd	25 cm
Längd	44 cm
Bredd	27 cm





Sjukvårdsväska packad förstahjälpen M2

M2 är en väldigt populär packad väska med ett innehåll som är tänkt att hjälpa till att lösa både enkla och svåra akutsituationer. En praktisk metallfäste ingår för vägghängning.

Skenorna är försedda med ett snabbblås som enkelt kan öppnas för att ta med till den plats där första hjälpen behövs. Passar för offentliga miljöer, arbetsplatser och i fordon m.m.

När du har öppnat väskan har du en bra översikt. Innehåller 17 olika produkter. Överskådlig väska som fälls ut när man öppnar den.



Art. Nr VT30611PA

Märke Ferno


Sjukvårdsväska packad förstahjälpen M3

M3 är en rymlig och mångsidig förbandsväska – perfekt för företag, idrottslag och verksamheter som behöver en komplett lösning där "allt" får plats. Väskan är även uppskattad av professionella användare och används ofta som förbandsväska eller barnväska.

M3 kan hängas på väggen, bäras i handtag eller användas med den medföljande axelremmen. Fronten fälls enkelt ut genom att lossa spännena, vilket ger snabb åtkomst till innehållet.

Väskan erbjuder mycket god överblick med tydligt indelade fack och fickor. Den är kompakt till formatet men samtidigt mycket rymlig – en kombination som gjort att många kunder kallar M3 för "Coach-väskan".

Vi kan självklart packa väskan efter era specifika behov. Komplette innehållsförteckning finns på vår hemsida.



Art. nr. VT30613PA

Höjd 25 cm

Längd 33 cm

Bredd 12 cm

Stoppa blödningen, komplett publikt skåp

Komplett skåp för publik tillgång av stoppa blödningsutrustning. Perfekt för köpcentra, idrottsanläggningar, skolor, hotell och andra offentliga miljöer där man önskar en tydlig tillgång till sjukvårdsmaterial för att kunna stoppa allvarlig livshotande blödning.

Skåpet är komplett med 8 stycken färdigpackade paket för enkel fördelning till första person på plats som kan göra en insats. Sjukvårdspaketen sitter överskådligt fast i en "roll out" väska som kan bäras i en hand för att sedan snabbt kunna rullas ut med alla 8 paket tillgängliga.

Skåpet är försett med ljus- och ljudalarm så man snabbt blir uppmärksam om skåpet öppnats.

Skåpet går även att beställa tomt och packas enligt egna önskemål. Kontakta oss för råd.


Art. Nr	5020236
Färg	Vit
Vikt	9,9 kg (5,7 kg cabinet only)
Djup	25 cm
Höjd	45 cm
Bredd	36 cm

Sjukvårdsväst EMS Molle

Vår sjukvårdsväst är framtagen för tävlingar, event och arrangemang där hög synlighet och rörlighet är avgörande. Den passar särskilt bra i miljöer där sjukvårdspersonal behöver kunna arbeta snabbt och effektivt i rörelse. Västen är utvecklad för krävande situationer och erbjuder hög flexibilitet. Den är tillverkad i lätt meshtyg som ger låg vikt och god ventilation, vilket gör den bekväm att bära även under längre pass. Ett reflekterande band runt västen säkerställer mycket god synlighet.

Sjukvårdsvästen är utrustad med två stora framfickor, två invändiga fickor samt ett fack på ryggen för vätskesystem. Allround MOLLE-fästen gör det enkelt att komplettera med ytterligare medicinsk eller taktisk utrustning vid behov. Västen är ett utmärkt val för första hjälpen-personal, akutsjukvårdare och läkare vid event och arrangemang, men fungerar även väl för sjukvård i fältmässiga miljöer med civil användning.

Art. Nr	VT237
Material	MESH, 1000D Polyester
Vikt	1 kg
Djup	3,5 cm
Höjd	59 cm
Bredd	54 cm
Storlek	L / XL 52-56 cm high 100-150 cm in circumference



Väska Utrymning

Vår utrymningsledarväska är framtagen för att fungera som en praktisk väska när era lokaler behöver utrymmas.

Väskan har många smidiga fack så att ni kan ha struktur på innehållet.

Väskan säljs tom men kan enkelt kompletteras med det som ni anser är lämpligt för en utrymningsledare hos er.



Art. Nr	VT30621
Vikt	350 g
Höjd	6 cm
Längd	40 cm
Bredd	27 cm

Reflexväst Utrymning

Orange väst för utrymningsansvariga. Kardborrestängning. Ögla för upphängning. Svart text på rygg och bröst: UTRYMNINGSLEDARE

Tvättbar i 40 °C.

Vi har ett stort urval av olika västar.

Västen är perfekt för hotell, arbetsplatser och idrottsanläggningar!



Art. Nr	SWRB210171
Certifieringar	EN ISO 20471 Klass 2
Vikt	200 g
Höjd	73 cm
Bredd	68 cm
Storlek	One size



EVACuation Madrass Standardkit

Idag är det en självklarhet att idrotten och våra idrottsanläggningar ska vara tillgängliga för alla. Men vad händer när vi snabbt måste utrymma lokalerna – till exempel vid ett brandalarm? När hissar inte får användas, eller när någon skadar sig under utrymningen och inte kan ta sig ut på egen hand?

Utan rätt utrustning på plats kan en sådan situation snabbt bli allvarlig och skapa onödiga risker för både besökare och personal. Därför har EVACuation Madrass Standardkit tagits fram. En bekväm, ergonomisk och lättanvänd evakueringsmadrass som ger stöd vid evakuering vid brand eller andra akuta händelser. Madrassen levereras komplett med förvaringsväska och tydlig väggskyld – alltid redo att användas när det verkligen behövs.

Art. Nr	5006053
Märke	Tetcon BV
Certifieringar	CE, MDR
Färg	Svart/Grön
Lastkapacitet	200 kg
Vikt	6,5 kg
Höjd	7 cm / 17 cm on the wall
Längd	210 cm / 100 cm on the wall
Bredd	60 cm / 60 cm on the wall

EEM – Emergency Evacuation Mattress

En evakueringsmadrass som används vid nödsituationer, till exempel vid brand i byggnader. Den gör det möjligt att snabbt och säkert evakuera personer som inte kan förflytta sig själva på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller akuta skador. Madrassen är utformad för att vara säker, ergonomisk, hygienisk och snabb att använda – även för personer utan medicinsk eller professionell utbildning.

EEM bygger på ett beprövat arbetssätt från ambulanssjukvården och är särskilt effektiv vid evakuering i trappor och andra trånga utrymmen i byggnader. Tre enkla bälten håller personen säkert på plats, oavsett kroppsstorlek, och remmar i både huvud- och fotända gör madrassen lätt att hantera vid evakuering.

Art. Nr	GE24271060001
Märke	Germa
Certifieringar	CE
Färg	Grey/Red
Lastkapacitet	180 Kg
Vikt	3 Kg
Höjd	3,4 cm
Längd	190 cm
Bredd	50 cm





Evakueringsstol Ferno Saver Safe Evacuation

FERNO SAVER SAFE Evakueringsstol utgör den idealiska lösningen vid en evakuering. Stolen är skapad för användning i nödsituationer, när det gäller att få personer med nedsatt rörlighet säkert ned eller ut ur en evakueringsdrabbad byggnad. Trappstolen levereras med överdrag och monteringsbeslag.

Stolen är noggrant designad för att uppfylla kraven i 'Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005' och 'Equality Act 2010'. Idealiskt sett bör denna stol vara monterad på varje trappa med ett tillhörande beslag och överdrag, redo för omedelbar användning. Det kan rädda liv att vara förberedd, men förhoppningsvis blir det aldrig nödvändigt att använda evakueringsstolen.

FERNO SAVER SAFE Evakueringsstol glider lätt och smidigt ner för trappan, vilket eliminerar behovet av tunga lyft eller manuell hantering.

Art. Nr	S2001
Lastkapacitet	180 kg
Vikt	11,2 kg
Djup	91,4 cm
Höjd	134 cm
Bredd	53 cm
Hopfällbar höjd	103 cm





Bärstol trappstol Ferno Fast


FAST är den mest flexibla serien av stolar för en enkel och ergonomisk patienthantering. FAST systemet är en helt ny och flexibel stolslösning, bärstol, trappstol eller powerstol? FAST stolen kan ge dig alla lösningar!

FAST har en stark konstruktion och kan belastas med upp till 250 kg. Stolen är utrustad med stora svänghjul fram och fasta bakre hjul vilket gör den lättmanövrerad i alla miljöer.

Stolen finns i tre olika utföranden. Förutom den här med fast monterade manuella larvfötter (F05610) finns den även med: Avtagbara manuella larvfötter (F05620). Avtagbara larvfötter power med motor (F05630).

Art. Nr	F05610 / F05620 / F05630
Märke	Ferno
Certifieringar	EN1865
Lastkapacitet	250 kg
Material	Aluminium/vinyl
Vikt	15 kg
Höjd	1000 mm
Längd	69,5 cm (21,5 cm folded)
Bredd	51,6 cm
Hopfällbar längd	21,5 cm





Retmex® Rescue Stretcher Fire 250kg

Retmex® Rescue Stretcher Fire 250 kg är en mångsidig och praktisk räddningsenhet som är designad för att fylla minimalt och prestera maximalt.

Retmex® är en unik 2-i-1 räddningslösning som kan användas som ett flexibelt räddningslakan för snabb förflyttning av en skadad person. Samtidigt fungerar Retmex® som ett effektivt verktyg för att kväva eld, vilket gör enheten idealisk för kritiska situationer.

Retmex® är tillverkad av förstklassiga material som Nomex® och Kevlar®, och har reflekterande och avancerad webbing för ökad synlighet och säkerhet. Dessutom är enheten lätt att rengöra och underhålla.

Art. Nr	5006057
Märke	Retmex
Certifieringar	CE, MDR
Lastkapacitet	250 kg
Material	Nomex & Kevlar
Vikt	1,5 kg
Längd	200 cm
Bredd	78 cm

Retmex® Rescue Stretcher Comfort 250kg

Retmex® Rescue Stretcher Comfort 250 kg är en effektiv och kompakt lösning för räddningsuppdrag. Denna räddningsbår kombinerar funktionalitet med komfort och är idealisk för användning under krävande förhållanden.

Enhetsen har en vätskeavvisande yta, vilket säkerställer att bårn förblir torr och är lätt att rengöra efter användning. Utrustad med bekväma handtag gör det enklare för räddningspersonalen att transportera patienter säkert och effektivt. Med en vikt på endast 900 g och en mycket kompakt form när den är vikt, är enheten designad för att vara lätt att transportera och förvara. Detta gör den idealisk för snabba insatser, då den enkelt kan förvaras och transporteras i fält, i fordon eller som en del av första hjälpen-utrustningen.

Art. Nr	5006052
Certifieringar	CE
Färg	Svart/Gul
Lastkapacitet	250 kg
Material	100% Polyester PU Coating
Vikt	1,4 kg
Längd	205 cm
Bredd	80 cm




Pannlampa ZOOM 580 (700lm) 3xAAA

Zoom 580 är den enda pannlampa du någonsin behöver. 700 lumen ljusutgång / 200 meter ljuskägla. Drifttid på upp till 18 timmar.

Rotera handtag för spot-till-flod-ljuskägla. 90 ° strålvinkeljustering.

Två separata LED-lampor: svalt vitt (tre ljuslägen, alla zoombara) / varmvit (diffus stråle för nära synlighet, blinkande läge för nödanvändning)




Art. Nr	NSHTZOOM580
Diameter	4,1 cm
Vikt	0,95 kg
Höjd	4,5 cm
Längd	6,5 cm
Bredd	4,5 cm
IP-klass	IP64

Ficklampa EXPLORER XPL

Nightsearcher Explorer XPL är ficklampan för dig som vill ha en robust, laddningsbar, kompakt och högpresterande ficklampa med räckvidd upp till 600 m. Lämpar sig både för säkerhetspersonal, offentliga miljöer och hushåll. När lampan inte används sätts den i medföljande laddningsstation, alltid redo för användning. Laddningsstationen har lysdioder som automatiskt tänds vid strömbavbrott, detta för att den snabbt ska hittas. Även en röd signalkon ingår som kan användas för ledning eller varning.

- Upp till 1100 lumen/ 600 meters ljusstråle
- Brinntid 1 h (100%)/ 12 h (10%)
- Laddningsbar ficklampa
- Laddstation med 4 olika adapters ingår
- Laddningstid 6 timmar
- Laddningsindikator
- Fäste för montering på vägg eller i fordon
- Laddstation har 6 lysdioder som tänds vid strömbavbrott
- Röd kon ingår
- Aluminiumhölje.
- Batteri 3,7V/ 2200mAh, 8,14Wh, Li-Ion
- IK07 Stötsäker och IP klass 65



Art. Nr	NSEXPLORER-XPL
Vikt	280 g
Storlek	120x190x70 mm



Vi på Ferno Norden har sedan 1982 arbetat i nära utvecklande samarbete med våra kunder. Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav på säkerhet, kvalitet och funktion.

Våra primära kunder är ambulanssjukvården, räddningstjänsten, polisen, civilförsvaret och försvarsmakten. Vi växer även inom industrin, offentliga miljöer, vårdinrättningar och den privata marknaden.

Vårt kvalitets- och miljösystem uppfyller kraven enligt ISO9001 och ISO14001.



Vårt hållbarhetsarbete


Vårt hållbarhetsarbete följer och bygger på FN:s Agenda 2030, som består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.



Tillsammans gör vi skillnad!

Ferno Norden Sverige AB ingår i en nordisk koncern med huvudkontor i Norge. I koncernen finns dotterbolag i alla nordiska länder under koncernnamnet Ferno Norden. Globalt finns Ferno international representerat i de flesta av världens länder. Det nordiska och internationella nätverket ger oss en bred kunskap och kompetens.

Allfa och Force är egna varumärken som utvecklats och produceras i Sverige. Utöver våra egna produkter har vi ett noggrant urval av produkter som skapar en genomtänkt och fungerande produktportfölj inom hela vårt breda marknadssegment. Vår personal är noga utvald för att kunna möta våra kunders krav, ofta med bakgrund och erfarenhet av akutsjukvård. Vi är ett personalpolitiskt sunt företag och all personal anställd i Sverige omfattas av kollektivavtal.



VILL DU VETA MER OM VÅRT ARBETE?

Skanna QR:en och berätta vad som är relevant för dig.

