



Hygienskåp Ozon a40Medi



Ozon ger en luktneutralisering och desinficering då den avdödar mikroorganismer som bakterier, virus, sporer och mögel.

Desinficerar

Luktneutraliserar

Neutraliserande effekt på PAH (Polycykliska aromatiska kolväten)

Är det är lätt att desinficera, så gör man det oftare!

Sjukvård/Akutsjukvård



Inom sjukvården är det ibland svårt att hålla en god hygienivå för både patienter och personal. Utrustning kan ofta vara svårt att desinficera då de inte tål höga temperaturer, desinfektionsmedel eller traditionell tvätt.

Hygienskåp ozon a40Medi kan användas för att desinficera alla slags arbetskläder, skor och utrustning, som t.ex. vakuumsplintar, lyftselar, täcken och väskor.

Programmen är effektiva och desinficerar förutom bakterier och virus även sporbildande mikrober och mögel.

Sensitive-programmen kan också användas för att behandla elektronisk utrustning, som t.ex. radiotelefoner, datorer och defibrillatorer. Efter behandlingen kan man använda dem direkt.



Barnomsorg

Att förhindra spridning av olika infektioner är en viktig del av personalens arbete när man arbetar med barn. Barn är ombytliga och leker med många olika leksaker och andra föremål under en dag, det bidrar också till att infektioner lätt sprids. Därför är det viktigt med regelbunden och effektiv rengöring.

Magsjuka, influensa och förkylningar sprids snabbt inom barnomsorgen.

Det är svårt att rengöra leksaker, böcker, pysseltillbehör, rollspelskläder, täcken och kuddar eftersom de inte tål höga temperaturer, desinfektionsmedel eller ens vattentvätt.

Med Hygienskåp ozon a40Medi kan man däremot enkelt fräscha upp och desinficera dem.

Efter rengöringen kan man använda dem direkt.



Räddningstjänst

Räddningskläder och -utrustning bär ofta spår av sot, rök och bränsle som är svårt att få bort. Lukten av sot och bränsle sitter kvar trots att kläderna och utrustningen tvättats.

Ozon har en neutraliserande effekt på PAH (Polycykliska aromatiska kolväten) som är kraftigt cancerframkallande och ett stort problem för framförallt räddningstjänstpersonal som utsätts för detta i samband med insatser.

PAH utgör en extra exponeringskälla i räddningstjänsten och är en hälsorisk för hela personalen.

Hygienskåp ozon a40Medi neutraliserar PAH, bakterier, virus, sporer och mögel. Utan att slita på utrustning och kläder.

Med Hygienskåp ozon a40Medi kan man spara hundratusentals kronor om året eftersom man kan återanvända förorenad, men i övrigt användbar utrustning som annars hade kasserats.



Polis

Varje dag utsätts polisen för situationer där smittämnen, utsöndringar och skadliga kemikalier hotar deras hälsa. Det räcker inte att tvätta kläderna i normala temperaturer för att ta bort dessa smittämnen.

Mycket av den utrustning som polisen använder är varm och svettbringande och kan i många fall inte tvättas i maskin. Det är inte heller särskilt trevligt att arbeta eller träffa människor i unken utrustning.

Genom att ozonbehandla utrustningen tar man bort ingrodda lukter, förstör smittämnen och neutraliserar de flesta hälsoskadliga kemiska föreningar.

Hygienskåp ozon a40Medi kan användas för att desinficera kläder, skor, skyddsvästar, andningskydd och hjälmar. Det kan även användas för att behandla elektronik, som t.ex. datorer, radiotelefoner och mätutrustning. Efter rengöringen kan man använda dem direkt.





Hygienskåpet a40Medi är en unik lösning på ett väl beprövat koncept!

Ozonets renande egenskaper används inom flera områden.

Det används för att reducera mängden fett i ventilationskanaler i storkök, för att minska lukten från fettavskiljare, för att luktsanera miljörum, hotellrum och bostäder. Ozon används också för att desinficera luft eller vatten i olika tekniska processer.

Hygienskåpet a40Medi desinficerar kläder, skor, skyddsvästar, andningsskydd och hjälmar och redskap utan att behöva ta isär dem. Många redskap och sjukvårdsutrustning är svåra att desinficera då de inte tål desinfektionsmedel, höga temperaturer eller tvätt / tvättmaskin.

Man kan även behandla elektronik, som till exempel datorer, kommunikationsutrustning och mätutrustning. Hygienskåpet a40Medi används av bland annat sjukvård, polis, räddningstjänst, omsorg, förskolor och idrottsföreningar m.m.

Ozon ger en luktneutralisering och desinficering då den avdödar mikroorganismer som bakterier, virus, sporer och mögel. Ozon har även en neutraliserande effekt på PAH (Polycykliska aromatiska kolväten) som är kraftigt cancerframkallande.

Hygienskåpet a40Medi kan användas i alla vanliga torra och varma lokaler. Det är tyst, stör inte arbetet och släpper inte ifrån sig någon lukt. Det producerar ozon av luften i skåpet och neutraliserar det till vanligt syre igen innan programmet är slut. Rengöringsprocessen sker i ett slutet system och skåpet ska inte anslutas till något ventilationssystem.

Standard utrustning
-4 trådkorgar
-3 hängare
-4 hängare ribbor
-6 korta hängare
-1 hängare för rockar
-2 nycklar
- justerbara ben

Programtid
-10 min
-2 h
-6 h

Utvändiga mått:
-Höjd 1900 mm
-Bredd 550 mm
-Djup 650 mm
-Vikt: 105kg

Invändiga mått:
Höjd 1470 mm
Bredd 430 mm
Djup 595 mm



Kontakta gärna oss för mer information om hur ozonprocessen fungerar.

Vi har flera studier och testprotokoll utifrån användningsområde.

Artikelnr. 5070100

CE

 **FERNO**[®]
Norden