



# Hypotermi





**Vi på Ferno Norden AB har i de Nordiska länderna sedan 40 år arbetat nära våra kunder med frågor som rör patienthantering i alla typer av miljöer.**

Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav som inom ambulanssjukvård, räddningstjänst, polis och inom försvarsmakten.

Det är inte bara sjukvårds och räddningsinsatser i arktiska miljöer som för tankarna på risken med nedkylning. Vi möter ständigt utmaningar att hålla en patient varm pga. vind, regn, trauma, medicinska tillstånd och drunkningstillbud. Med ett nordiskt klimat, kuster, fjäll och mycket sjöar är nedkylning en ständig risk.

I denna katalog hittar du ett komplett sortiment inom området hypotermi.

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller om ni undrar över någon annan utrustning som inte finns med i just den här katalogen!

Med vänliga hälsningar  
Teamet på Ferno Norden.

## Arctic Saana Multimover



Arctic Saana multimover är en färdig evakueringsset för nödsituationer, utformad för den nordiska miljön. Arctic SAANA Multimover är ett högpresterande och isolerande utrustning för snabb förflyttning ifrån olycksplatser. På insidan av Multimover har man fäst en stängbar poncho med Orve + wrap® prestanda för att minska risken för hypotermi.

Samma mått som på Saan Poncho

<b>Art.Nr</b>	5006007
<b>Höjd</b>	40 mm (Packad)
<b>Bredd</b>	230 mm (Packad)
<b>Längd</b>	360 mm (Packad)
<b>Vikt</b>	1,1 kg
<b>Max kapacitet</b>	260 kg
<b>Certifiering</b>	CE, NSN: 7210-58-001-3419

## Arctic Saana Poncho



Arctic Saana Poncho är den perfekta och allsidiga hypotermiprodukten. Bekväm och stor storlek med en kapp som täcker hela patienten.

En högkvalitativ termisk poncho, med hög prestanda för att förhindra hypotermi.

SAANA är en lång, användbar poncho med en öppningsfunktion som du kan lägga på bären och stänga med tejp. Saana värmer och upprätthåller proaktivt normotermi utan krav på sekundär värmekälla. Att upprätthålla kärntemperaturen över 36 grader är avgörande för att förbättra patientutfallet.

<b>Art.Nr</b>	5006003
<b>Bredd</b>	82 cm
<b>Längd</b>	190 cm
<b>Vikt</b>	0,5 kg
<b>Certifiering</b>	CE

## Arctic Pallas hypothermia bag



Arctic Pallas hypothermia bag är en taktiskt utformad räddningslösning för patienttransporter i Norden.

En speciellt utformad räddningslösning som erbjuder utmärkta isoleringsegenskaper för att skydda mot vind, regn och kyla. Strategiskt placerade öppningar som möjliggör enkel åtkomst vid behandling av patienten utan att kompromissa med tygets funktion. Vattentätt och vadderat baslager för ökat skydd och patientkomfort.

Åtta handtag testade för 260 kg belastning för förflyttning även i trånga utrymmen.

Väl synlig ficka för triagekort för snabb patienthantering.

**Art.Nr** 5006002

**Bredd** 225 cm

**Längd** 230 cm

**Vikt** 2,2 kg

**Max kapacitet** 260 kg

**Certifiering** CE

## Arctic Levi Filt

Arctic Levi filt är en högkvalitativ räddningsfilt.

En högkvalitativ termisk filt för att förhindra hypotermi.

Arctic Levi-filten värmer och upprätthåller normotermi proaktivt utan krav på sekundär värmekälla.

Att upprätthålla kärntemperaturen över 36 grader är avgörande för att förbättra patientutfallet.



**Art.Nr** 5006005

**Bredd** 150 cm

**Längd** 200 cm

**Vikt** 550 g

**Certifiering** CE

## Arctic Halti Räddningsfilt

Arctic Halti räddningsfilt är en professionell filt i tre lager, designad för den nordiska miljön.

Arctic Halti räddningsfilt består av tre lager cellstruktursfilm med hög termisk egenskap för behandling och förebyggande av hypotermi.

Räddningsfilten är också lämplig för större brännskador där en viktig del av behandling är att förhindra hypotermi.

**Art.Nr** 5006001

**Bredd** 2,25 m

**Längd** 2,3 m

**Vikt** 0,65 Kg

**Certifiering** CE, NSN: 6532-01-524-6932



## Arctic Tactical Räddningsfilt

Arktisk taktisk räddningsfilt är en perfekt och en självklar utrustning för ett första hjälpen kit!

Det är en enkel filt i ett lager som är gjord för patient- eller självskydd mot hypotermi i krävande väderförhållanden.

Liten och kompakt i storlek samt lätt att öppna och använda.

**Art.Nr** 5006006

**Bredd** 140 cm

**Längd** 220 cm

**Vikt** 60 g

**Certifiering** CE, NSN: 4240-58-000-6081



## Arctic Easy Kit Ambulans



Arctic Easy Kit Ambulans är ett komplett engångsset för ambulansbåtar, utformat för den nordiska miljön. Setet innehåller förutom ett engångslakan även en kudde och en mjuk fleecfilt. Hållbarhet minskar risken för kontaminering och ökar därmed patientsäkerheten. Arctic Easy Kit är mycket lämplig för enheter och operatörer med patientkontakter under kortare tider och med hög patientomsättning.



<b>Art.Nr</b>	5006000
<b>Höjd</b>	7 cm
<b>Bredd</b>	24 cm
<b>Längd</b>	35 cm
<b>Vikt</b>	600 g
<b>Max kapacitet</b>	220 kg
<b>Certifiering</b>	CE, NSN: 7210-58-001-3419

## Arctic Baby Wrap



Arctic Baby Wrap är idealisk för att upprätthålla normotermi. Den är tillverkad av ett värmeisolerande material som innehåller en värmereflekterande folie och ett mjukt fleecfoder vilket värmer patienten. Arctic Baby Wrap är lämplig för akutsjukvård, räddningssituationer och transport av spädbarn där det finns risk för hypotermi.



<b>Art.Nr</b>	5006004
<b>Bredd</b>	47 cm
<b>Längd</b>	55 cm
<b>Vikt</b>	60 g
<b>Certifiering</b>	CE

## Ullfilt

Den klassiska ullfilten med en enkel skärning. Ullfilten är tillverkad av vävd högkvalitativ ull och håller värmen väl under tuffa förhållanden. Ullfilten är lika populär som den är mångsidig. Det här är filten som gör sitt jobb även under grova förhållanden, utomhus, sommar och vinter.



**Art.Nr** 9088051

**Bredd** 150 cm

**Längd** 200 cm

**Vikt** 2,1 kg

## Mediwrap filt, Vuxen/Barn

En praktisk filt som tar liten plats och ger ett gott skydd. Mediwrap-filten isolerar patienten från kyla och vind. Finns i storlek för vuxen och barn.  
Vuxen: 5062001  
Barn: 5062003




**Art.Nr** 5062001 / 5062003

**Bredd** 120 cm / 74,5 cm

**Längd** 200 cm / 79 cm

**Vikt** 210 g (vuxen)

**Certifiering** CE





Ferno Norden ble etablert i 1979 og har spesialisert sin virksomhet til det profesjonelle markedet for politi, ambulanse, brann, militære og offentlige virksomheter. Vi jobber tett med våre kunder og utvikler vår kunnskap og portefølje i samarbeid med våre brukere. Vi er ISO 1509001 og 15014001 sertifisert.

<b>COUNTRY</b>	<b>PHONE</b>	<b>EMAIL</b>	<b>WEB</b>
NORWAY	+47 33 03 45 00	fno@fernonorden.com	www.fernonorden.no
SWEDEN	+46 520 420 200	fab@fernonorden.com	www.fernonorden.se
DENMARK	+45 43 62 43 16	fas@fernonorden.com	www.fernonorden.dk
FINLAND	+358 (0)29 1700 454	foy@fernonorden.com	www.fernonorden.fi