



VÅRDHEM-HEMSJUKVÅRD



 **FERNO**[®]
Norden

Ergonomi-Sjukvård-Evakuering

Ergonomi:

Ferno Norden AB har i över 40 år arbetat med frågor som rör patienthantering i en prehospital miljö. Att arbeta i en hemlik miljö ger andra förutsättningar och sätter större krav på utrustningen och personalen. Detta för att det ska vara både skonsamt för vårdtagaren och ergonomiskt för personalen. Här kan man med kunskap och enkla hjälpmedel göra stor skillnad. Vi arbetar därför med många olika hjälpmedel för att underlätta förflyttning av människor. Idag ser vi också ett ökat behov av hjälpmedel för de lite tyngre vårdtagarna och har därför även arbetet fram specifik utrustning för det arbetet.

Sjukvård:

Att ha tillgång till en bra och genomtänkt första hjälpen utrustning kan vara avgörande och rädda liv! I vårt utbud hittar ni allt ifrån anpassade diskreta hemsjukvårdsväskor för att inte väcka uppmärksamhet ute i samhället till sjukvårdsväskor som man vill ska synas. Vi packar dem efter önskemål till olika verksamheter, allt ifrån ambulanssjukvård till skolor och idrottsföreningar. Att ha en hjärtstartare (AED) tillgänglig på sin arbetsplats är närmast en standard idag. Vi erbjuder bra lösningar med inbyggda självtest, smart förvaring och tydlig uppmärkning. Att kontinuerligt utbilda sig i HLR (Hjärt-Lungräddning) är viktigt för att hålla kunskapen vid liv. Att investera i egna utbildningsdockor för HLR spar både tid och pengar för er verksamhet över tid. Vi har prisvärda övningsdockor med både barn och vuxen funktion inbyggt i dockan.

PDV, pågående dödligt våld och allvarlig blödning är ett begrepp som fler och fler blir bekanta med idag. För att kunna agera i en akut situation oavsett orsak måste man vara förberedd! I Sverige utbildar man på många ställen idag i hur man stoppar en allvarlig blödning samtidigt med HLR-utbildning. Ett sätt att vara förberedd är att ha ett färdigt kit för att stoppa en allvarlig blödning på arbetsplatsen eller i bilen. Den som står bredvid när något händer är den som kan göra skillnad!

Evakuering:

Idag läggs stora resurser för att öka tillgängligheten i samhället. Parallellt med det arbetet måste man även ha en plan för hur utrymning och evakuering ska kunna genomföras. Många är idag duktiga på systematiskt brandskyddsarbete och har handlingsplaner för brand med utrymningsanvisningar och uppsamlingsplatser. Om man inte kommer ut på egen hand, hur får man hjälp att komma ut då? Vilken lösning och vilka produkter som passar för just er verksamhet styrs självklart av de lokala förutsättningarna men även av olika föreskrifter samt av det förebyggande arbetsmiljö- och krishanteringsarbete ni har gjort i er verksamhet. Vi får ofta frågor om allt i från evakueringslakan och madrasser till trappstolar och andra hjälpmedel som underlättar i en evakueringsituation. Många verksamheter arbetar idag utifrån riktlinjer om inrymning med brandceller men finns det en plan B om räddningsaktionen drar ut på tiden eller om räddningstjänsten skulle dröja på grund av simultana räddningsuppdrag?

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller om ni undrar över någon annan utrustning, vi har många fler produkter än det som finns med i just den här katalogen!
Teamet på Ferno Norden!

Airlift ELK med pump

Airlift ELK är en lyftkudde designad för att lyfta patienter från golvet för överflyttning till stol eller bår. Lyftkudden blåses upp med en kompressor och en enkel handkontroll. Airlift ELK är enkel att använda, kräver väldigt lite träning och är lämplig för användning både inne och ute. Kan om situationen kräver det användas av endast en vårdare.

Enkel att underhålla, rengörs enkelt med ett icke-slipande mildt flytande rengöringsmedel/desinfektion. Materialet är designat för exceptionellt höga krav med extraordinär hållbarhet, styrka och prestanda i de tuffaste miljöerna. Lyfter patienter med vikter upp till 450kg från golvet endast med ett knapptryck.

Nu behöver vårdtagare inte bli liggande länge på golvet i väntan på fler vårdare och personalen skonar sin rygg!

Art.Nr	5005130
Höjd	56 cm
Bredd	57 cm
Längd	50 cm
Vikt	3,6 kg
Max kapacitet	450 kg



Airlift EAGLE med pump

Airlift EAGLE är en lyftkudde designad för att lyfta patienter från golvet för överflyttning till stol eller bår. AIRLIFT EAGLE har ett unikt stöd för rygg och nacke. Ryggstöd är extra viktigt för vårdtagare som inte kan ligga på rygg pga andningsproblem eller liknande.

Lyftkudden blåses upp med en kompressor och en enkel handkontroll. Airlift EAGLE är enkel att använda, kräver väldigt lite träning och är lämplig för användning både inne och ute. Kan om situationen kräver det användas av endast en vårdare. Enkel att underhålla, rengörs enkelt med ett icke-slipande mildt flytande rengöringsmedel/desinfektion. Materialet är designat för exceptionellt höga krav med extraordinär hållbarhet, styrka och prestanda i de tuffaste miljöerna. Lyfter patienter med vikter upp till 220kg från golvet endast med ett knapptryck.

Nu behöver vårdtagare inte bli liggande länge på golvet i väntan på fler vårdare och personalen skonar sin rygg!

Art.Nr	5005140
Höjd	56 cm
Bredd	57 cm
Längd	112 cm
Vikt	4,5 kg
Max kapacitet	220 kg



Vårdbälte förflyttning Ferno Walk belt



Ferno Walk Belt är ett ergonomiskt vårdbälte som fästs på vårdtagaren och ger personalen möjlighet att ge ett stadigt stöd vid uppresning, gång eller överflyttning. Bälten ingår som kan sättas runt benen vilket gör att vårdbältet inte glider upp vid användning som traditionella bälten ofta gör. Fyra horisontella och fyra vertikala handtag ger flera möjligheter att få ett bra grepp.

Vårdbältet kan maskintvättas för bästa hygien.


Art.Nr FWEWBLS

Bredd 15 cm

Längd 140 cm

Vikt 0,3 kg

Evakueringsmadrass Minitranz 250 kg



Minitranz är ett utmärkt hjälpmedel för att förflytta människor, framförallt i trånga utrymmen där det är svårt att komma åt. Den tar liten plats och är ett bra ergonomiskt hjälpmedel för att förbättra arbetsmomenten i olika situationer.

Undersidan är förstärkt för att kunna dras på golvet. Hygienisk och lätt att hålla ren.

Ett självklart hjälpmedel överallt där det är svårt att komma åt som i till exempel badrum eller trånga boenden. Den passar mycket bra för att på ett smidigt sätt göra överflyttningar till och från och bärar. Används dagligen i ambulanssjukvården.

Art.Nr GE70050

Höjd 1,5 cm

Bredd 76 cm

Längd 136 cm

Vikt 1,8 kg

Max kapacitet 250 kg

Ferno Scoop® EXL gul 227 kg

SCOOP® EXL är utan tvekan vår mest populära produkt för rörelse-begränsning men även för situationer där man behöver skopa upp en skadad person vid förflyttning, till exempel om någon fallit på golvet och skonsamt behöver flyttas upp till säng. Kan här även kombineras med Airlift ELK.

Det unika TSL låset, den rundade skålningen och dess ergonomiska handtag gör Scoop® EXL överlägsen. Scoop® EXL används dagligen av ambulans-sjukvården och kan vara kvar under den skadade personen hela vägen in till röntgen, CT samt inne i MRI undersökningsrum. Används även ofta vid hjärt-stopp för snabb patienthantering och i kombination med Lucas.

Scoopbåren kan breddas med Extender kit TSL, med fortsatt samma belastningskapacitet.

Extender kit TSL (F0832274)

Art.Nr F065EXL


Höjd 8 cm

Bredd 43 cm

Längd 165-201 cm

Vikt 8 kg

Max kapacitet 227 kg



Ferno Easy Handle 250 kg

Ferno Easy Handle, den enkla lösningen som gör den stora skillnaden. Easy Handle är ett ergonomiskt hjälpmedel tänkt att användas vid lyft av madrasser, minibårar, vakuummadrasser, scoopbårar med mera. Överallt där man behöver komma åt lite bättre och få ett mer ergonomiskt grepp.

Easy Handle möjliggör mer ergonomiska lyft från knähöjd vid golvlyft. Ferno Easy handle kit har 4 st. slingor med ergonomiska handtag, allt packat i en praktisk påse.




Art.Nr GE15000000034

Längd 40 cm

Vikt 0,45 kg

Max kapacitet 250 kg



Förflyttningslakan, engångs 415 kg

Flexislide är ett hygieniskt, patientbundet förflyttningshjälpmedel för engångsbruk, idealiskt till all lateral patientförflyttning. Flexislide underlättar arbetet och minskar risken för belastningsskador på rygg och axlar hos vårdpersonal. Klarar vikt upp till 415 kg både i torrt och vått tillstånd. Testad för antändlighet enligt EN ISO12952-1:2010 och för linting enligt BS EN 13795:2011+A1:2013

Finns i två storlekar, standard (5006201) och bred (5006202)



Art.Nr	5006201/ 5006202
Höjd	2 cm
Bredd	85/ 115 cm
Längd	195 cm
Vikt	450 g
Max kapacitet	415 kg

Easy Glide Glidbräda 60 cm

EasyGlide är en smått genialisk liten uppfinning. Den hjälper till vid förflyttningar från rullstol till säng, toalett, bilsäte och många andra ställen där man kan vilja sätta sig en stund. Den är speciellt lämplig för att jämna ut höjdskillnader eller för att överbrygga kortare avstånd. Glidbrädans kanter kan böjas och är därför smidig att placera framför rullstolens hjul som skydd mot smuts och annat. Den glatta ovansidan gör att det är lätt att förflytta sig medan antiglidtejp på undersidan gör att den inte halkar undan vid förflyttning.



Art.Nr	SWR131641
Höjd	0,6 cm
Bredd	33 cm
Längd	60 cm
Vikt	1 kg
Max kapacitet	136 kg

Glidbräda 114 cm Ferno

Fernos glidbräda är större än våra andra glidbrädor och lämpar sig speciellt när man behöver en glidbräda på längden eller när man ska förflytta de lite större patienterna. Det är mycket lämpligt att använda två glidbrädor när man förflyttar en liggande patient. En under bäckenet och en under skulderpartiet. Med sex olika handtag får man enkelt grepp om glidbrädan. Den här är en favorit vid arbete med bariatriska patienter.



Art.Nr	F673
Höjd	0,6 cm
Bredd	46 cm
Längd	114 cm
Vikt	2 kg

Sjukvårdsväska rygsäck hemsjukvård grå

Multifunktionell hemsjukvårdsrygsäck i ergonomiskt utförande. Bra och smidig att bära med sig men samtidigt tålig och enkel att rengöra i vattenavstötande material.

Kraftiga vadderade justerbara rygsäcksremmar. Ett flertal praktiska transparenta stuvfack inkl. ampullväska för 33 ampuller. Flera vadderade fickor ger goda möjligheter att packa professionell sjukvårdsutrustning. Finns även plats för personliga artiklar och laptop. Vattentålig halkskyddad botten.

Mycket omtyckt av vårdpersonal som rör sig mellan vårdtagare i samhället då den inte väcker uppmärksamhet!

Professionell sjukvårdsväska på insidan men stilren på utsidan!



Art.Nr	VT221
Höjd	40 cm
Bredd	28 cm
Djup	14 cm
Vikt	1,39 kg



Kombiväska hemsjukvård grå

Multifunktionell hemsjukvårdsväska i modern design. Veldig lätt att bära med sig men samtidigt tålig och enkel att rengöra i vattenavstötande material.

Bärhandtag. Axelrem och dolda rygsäcksremmar. Flera vadderade fickor och elastiska band ger goda möjligheter att packa professionell sjukvårdsutrustning. Finns även plats för personliga artiklar och laptop. Ett flertal praktiska stuvfack inklusive ampullväska för 38 ampuller.

Mycket omtyckt av vårdpersonal som rör sig mellan vårdtagare i samhället då den inte väcker uppmärksamhet!

Professionell sjukvårdsväska på insidan men stilren på utsidan!



Art.Nr	VT222
Höjd	30 cm
Bredd	40 cm
Djup	16 cm
Vikt	2,14 kg



Kombiväska hygien hemsjukvård



Hemsjukvårdsväska – en av de mest kompletta på marknaden. Bra och smidig att bära med sig med ett genomtänkt utförande för den som arbetar mycket på fältet.

Kraftiga, vadderade och dolda ryggsäcksremmar. Vadderat bärhandtag. Flera praktiska och löstagbara stuvfack inklusive ampullväska för 43 ampuller. Elastiskt fästband för avfallsbehållare. Reservkasse/bag. Hygieniskt material som är lätt att torka av. Fästremmar för vagn.

Mycket omtyckt av vårdpersonal som rör sig mellan vårdtagare i samhället då den inte väcker uppmärksamhet!

Professionell sjukvårdsväska på insidan men stilren på utsidan!



Art.Nr VT224

Höjd 30 cm

Bredd 40 cm

Djup 12 cm

Vikt 2,35 kg

Kombiväska läkare svart



Hemsjukvårdsväska i flexibelt utförande utvecklad av och för läkare. Bra och smidig att bära med sig med ett genomtänkt utförande för den som arbetar mycket på fältet.

Kraftiga, vadderade och dolda ryggsäcksremmar. Vadderat bärhandtag. Flera praktiska stuvfack inklusive ampullväska för 38 ampuller. Stor ficka för dokument och en vadderad datorficka. Nätfickor för medicinsk utrustning.

Mycket omtyckt av vårdpersonal som rör sig mellan vårdtagare i samhället då den inte väcker uppmärksamhet!

Professionell sjukvårdsväska på insidan men stilren på utsidan!

Art.Nr VT223

Höjd 30 cm

Bredd 40 cm

Djup 17 cm

Vikt 2,6 kg



Hemsjukvård hygien blå

Hemsjukvårdsväska med gott om plats för utrustning. Lätt vikt och kompakt design gör att den lämpar sig för dagligt bruk.

Mycket omtyckt av vårdpersonal som rör sig mellan vårdtagare i samhället då den inte väcker uppmärksamhet!

Professionell sjukvårdsväska på insidan men stilren på utsidan!



Art.Nr VT226

Höjd 26 cm

Bredd 35 cm

Djup 14 cm

Vikt 1,32 kg

Pulsoximeter Ferno spot on

Ferno pulsoximeter från Spiracle är en pålitlig och snabb spot-on pulsoximeter. Extremt lättanvänd och dess smidiga format gör att den alltid finns till hands. Används bland annat i ambulanssjukvården, räddningstjänsten och i akutväskan på sjukhuset.

Grafen på skärmen ger en bra indikation på kontakt och därmed tillförlitliga värden.

Kan fås med silikonskydd som tillval. (art.nr.F1730002-BK)



Art.Nr F10565

Höjd 3,4 cm

Bredd 3,2 cm

Längd 5,8 cm

Vikt 50 g

Packad första hjälpen ryggsäck



En mycket populär och mångsidig packad första hjälpen ryggsäck med genomtänkt innehåll av hög kvalitet. Kan hängas på väggen för att snabbt ryckas med till en olycksplats.

Den färdigpackade ryggsäcken är en bra hjälp för att klara av en första sjukvårdande insats. Passar för enskilda enheter, offentliga miljöer, arbetsplatser och publika arrangemang med mera.

Kan med fördel kompletteras med hjärtstartare, AED (ingår ej).

Vi kan självklart även anpassa packningen utifrån era specifika behov.

Art.Nr VT200PA

Höjd 45 cm

Bredd 21 cm

Längd 37 cm

Vikt 3,8 kg

Packad första hjälpen väska



M2 är en väldigt populär packad väska med ett innehåll som är tänkt att hjälpa till att lösa både enkla och svåra akutsituationer.

Ett praktisk metallfäste ingår för väggmontering.

Skenorna är försedda med ett snabbblås som enkelt kan öppnas för att ta med till den plats där första hjälpen behövs.

Passar för offentliga miljöer, arbetsplatser och i fordon m.m.

Väskan har en axel-/midjerem för att även fungera fältmässigt.

Vi kan självklart även anpassa packningen utifrån era specifika behov.

Art.Nr VT30611PA

Höjd 16 cm

Djup 8 cm

Längd 28 cm

Vikt 280 g (tom)

Stoppa Blödningen, komplett publikt skåp

Komplett skåp för publik tillgång av stoppa blödningsutrustning.

Perfekt för köpcentra, idrottsanläggningar, skolor, hotell och andra offentliga miljöer där man önskar en tydlig tillgång till sjukvårdsmaterial för att kunna stoppa allvarlig livshotande blödning.

Skåpet är komplett med 8 stycken färdigpackade kit för enkel fördelning till första person på plats som kan göra en insats. Sjukvårdskiten sitter överskådligt fast i en "roll out" väska som kan bäras i en hand för att sedan snabbt kunna rullas ut med alla 8 kit tillgängliga. Skåpet är försett med ljus- och ljudalarm så man snabbt blir uppmärksam om skåpet öppnats.

Komplett artikel innehåller 8 kit.

Skåpet går även att beställa tomt och packas enligt egna önskemål. Kontakta oss för råd.

Den som står bredvid när något händer är den som kan göra skillnad och rädda liv när det kommer till en allvarlig livshotande blödning!

Art.Nr 5020236

Höjd 45 cm

Bredd 36 cm

Längd 25 cm

Vikt 9,9 Kg (5,7 Kg endast skåp)



Stoppa allvarlig blödning väska

En mindre väska med färdigpackat stoppa blödning kit som tagits fram för offentliga miljöer och för att hänga framme vid farozoner för allvarlig blödning. Väskan är öppningsbar och god översyn över innehåll. Med utrustningen kommer du kunna stoppa 1-2 större blödningar. Stort "Stoppa Allvarlig Blödning" tryck på framsida av väskan som gör att det inte går att missuppfatta dess innehåll.

Perfekt att ha tillgänglig där många människor rör sig eller i riskzoner.

Att ha ett färdigt kit utrustat för detta är idag lika självklart som att ha en hjärtstartare i offentliga miljöer.

Den som står bredvid när något händer är den som kan göra skillnad och rädda liv när det kommer till en allvarlig livshotande blödning!

Art.Nr SWR480090PA

Höjd 20 cm

Bredd 8 cm

Längd 28 cm

Vikt 600g



Hjärtstartare Powerheart G5 komplett med väska och kit



Hjärtstartare med enkel, intuitiv funktion med tydlig röstguidning gör att även förstagångs räddare agerar snabbt och säkert vid ett plötsligt hjärtstopp. Oerfarna användare kan genomföra alla kritiska steg i en räddningsinsats med Powerheart G5s HLR-feedback i realtid, instruktioner i användarens takt, intuitiv utformning av elektroderna samt automatisk defibrillering.


Hjärtstartaren säljs komplett med väska och beredskapskit. Automatisk självtest av batterier och elektroder. Garanti 8 år. Vi erbjuder olika förvaringsskåp och väggfästen

Tillbehör:
VT9019 Väggskylt 3D
VT9014 Väggfäste

Art.Nr	VT9002
Höjd	9 cm
Bredd	23cm
Längd	30 cm
Vikt	2,5 kg
Certifiering	CE, IP55, IEC 60529



Evakueringsmadrass



Idag är det en självklarhet att våra lokaler ska vara tillgängliga för alla. Vad gör vi när vi måste utrymma skyndsamt som vid ett brandlarm och hissarna ej får användas? Om någon ramlar och skadar sig vid utrymning och inte kan gå för egen maskin? Om en sådan situation inträffar kan situationen snabbt förvärras om man inte har utrustning på plats för att snabbt få ut människor ur lokalerna. Det är därför evakueringsmadrass standardkit är framtagen! En bekväm och lättanvänd evakueringsmadrass som är förberedd och hjälper dig vid evakuering vid brand eller annan händelse. Enkelt och ergonomiskt.

Madrassen levereras komplett med väska och väggskylt!

Art.Nr	5006053
Höjd	7 cm
Bredd	60 cm
Längd	210 cm
Vikt	6,5 kg
Max kapacitet	200 kg

Evakueringslakan Standard 150 kg


I en nödsituation där evakuering är nödvändig vet vi att de som är sängliggande kommer att behöva snabb hjälp och assistans. Utan en evakueringsanordning är detta nästan omöjligt, i synnerhet om det är svårt sjuka eller tyngre vårdtagare.

Under utvecklingen av evakueringslakanet fastställdes tre kärnvärden: hastighet, enkelhet och komfort.

Lakanet placeras permanent under madrassen där man varken ser eller känner det. På grund av sin intuitiva design är patienten redo för evakuering på några sekunder.

Evakueringslakan standard tar en vikt på upp till 150 kg.

Art.Nr	5006050
Höjd	0,5 cm
Bredd	84 cm
Längd	210 cm
Vikt	1,2 kg
Max lastkapacitet	150 kg



Evakueringslakan Bariatrisk 300 kg

I en nödsituation där evakuering är nödvändig vet vi att de som är sängliggande kommer att behöva snabb hjälp och assistans. Utan en evakueringsanordning är detta nästan omöjligt, i synnerhet om det är svårt sjuka eller tyngre vårdtagare.

Lakanet placeras permanent under madrassen där man varken ser eller känner det. På grund av sin intuitiva design är man redo för evakuering på några sekunder.

Evakueringslakan bariatrisk är förstärkt med extra remmar för att klara en lastkapacitet på 300 kg.

Art.Nr	5006051
Höjd	0,5 cm
Bredd	100-125 cm
Längd	216 cm
Vikt	2,5 kg
Max lastkapacitet	300 kg



Retmex® Rescue Standard 250kg



Retmex® Rescue Standard är en praktisk räddningsbår som tar liten plats. För att säkerställa att du kan klara även de kritiska situationerna är räddningsbåren utformat i förstklassigt material av hög kvalitet som håller för tuffa påfrestningar och samtidigt är lätt att hålla ren. Med en mycket kompakt förvaring och en vikt på 900g är Retmex® Rescue Stretcher Standard lätt och smidig utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet!

Den kan alltid finnas med ute på fältet, i fordonet eller i sjukvårdskitet för att enkelt kunna flytta en skadad person.

Få hjälpmedel tar så liten plats men kan göra så stor skillnad!

Art.Nr	5006052
Höjd	80 cm
Längd	205 cm
Vikt	900 g
Max lastkapacitet	250 kg

Retmex® Rescue Bariatric 385 kg



Retmex® Rescue Bariatric är ett självklart hjälpmedel att ha med när man akut behöver förflytta en tyngre individ oavsett var man arbetar. Används idag inom ambulans, räddningstjänst och andra verksamheter.

Det levereras i en liten väska och kan tas fram vid behov. Tål en belastning på upp till 385 kg och med 18 handtag runt om kan många hjälpas åt att lösa uppgiften. Med en fotpåse förhindras patientens fötter att falla ur.

Få hjälpmedel tar så liten plats men kan göra så stor skillnad!

Art.Nr	5006062
Djup	120 cm
Längd	220 cm
Vikt	3,8 kg
Max lastkapacitet	385 kg

Ferno SAFE Evakueringsstol

Ferno SAFE Evakueringsstol är den trygga lösningen för olika evakueringsituationer. Den är specifikt framtagen för att finnas tillhands i evakueringsituationer. Den glider lätt och smidigt ner för trappor med hjälp av larvfötter.

Kan hanteras av endast en person som klarar av att evakuera människor snabbt och enkelt utan tunga lyft.

Fäste för att hänga upp stolen på väggen samt skyddsöverdrag medföljer.



Art.Nr	S2001
Höjd	134 cm (ihopfälld 103 cm)
Bredd	53 cm (ihopfälld 53 cm)
Längd	91,4 cm (ihopfälld 26 cm)
Vikt	11,2 kg
Max lastkapacitet	180 kg

Ferno FAST Evakueringsstol

FAST stolen är en evakueringsstol, bärstol och transportstol i ett! Situationen styr användningsområdet!

Stolen är utrustad med stora svänghjul fram och fasta bakre hjul vilket gör den lättmanövrerad i alla miljöer. Larvbanden möjliggör att stolen enkelt och utan lyft kan glida ner för trappor vid evakuering. Kan fällas ihop och hängas på väggen.

Används idag både som ren evakueringsstol samt varje dag som ett förflytningshjälpmedel inom ambulansen.

Finns även i en POWER version där FAST stolen går upp för trapporna med endast ett knapptryck vilket används av sjuktransport och kommunala korttidsboenden.

Tillbehör F05690 Väggfäste

Art.Nr	F05610/20
Höjd	100 cm
Bredd	54,5 cm
Längd	69,5 cm / ihopfälld 25 cm
Vikt	15 kg
Max lastkapacitet	250 kg



S-CUT QE Skärverktyg



Skärverktyget S-CUT är speciellt utvecklat för dig som har behov av att snabbt och säkert kunna skära i olika material såsom textilier, läder, bälten och rep m m.

Säkerhetsprincipen för S-CUT QE bygger på den patenterade teknik som under flera år använts på motsvarande verktyg avsedda för akutmot-tagningar, ambulanser, räddningstjänster och försvar i stora delar av världen.

I många situationer ersätter S-CUT QE helt saxar, knivar och andra skärande verktyg för att snabbt frilägga skador eller skära av rep utan att behöva ändra den skadades läge och därmed riskera ytterligare skada eller onödigt lidande.

Art.Nr 5097092

Längd 18 cm

Vikt 62 g

Pannlampa ZOOM 580 3x AAA



När ljuset slocknar, det händer något oväntat och du behöver händerna fria, då kommer man på att man skulle ha behövt en pannlampa!

Zoom 580 är den enda pannlampa du någonsin behöver.

580 lumen ljusutgång / 150 meter ljuskägla. Drifttid på upp till 18 timmar.

Tre ljuslägen, alla med zoombar stråle för nära synlighet och blinkande läge för nödanvändning.

Art.Nr NSHTZOOM580

Diameter 4,1 cm

Bredd 4,3 cm

Längd 6,2 cm

Vikt 95 g

Certifiering IP64



Väska utrymning

Vår utrymningsledarväska är framtagen för att fungera som en praktisk väska när era lokaler behöver utrymmas

Väskan har många smidiga fack så att ni kan ha struktur på innehållet.

Väskan säljs tom men kan enkelt kompletteras med det som ni anser är lämpligt för en utrymningsledare hos er.

Art.Nr VT30621

Höjd 6 cm

Bredd 27 cm

Längd 40 cm

Vikt 350 g



Ficklampa Explorer XPL

Lämpar sig både för olika personalkategorier, offentliga miljöer och hushåll. När lampan inte används sätts den i medföljande laddningsstation, alltid redo för användning.

Laddningsstationen har lysdioder som automatiskt tänds vid strömavbrott, detta för att den snabbt ska hittas. Även en röd signalkon ingår som kan användas för ledning eller varning. IK07 stötsäker. En självklar utrustning överallt där det vistas människor!

Vi har även flera andra modeller av ficklampor och pannlampor, se hemsidan.

Art.Nr NSEXPLORER-XPL


Bredd 7 cm

Längd 19 cm

Vikt 280 g

Max kapacitet 1100 lumen

Certifiering IP 65



Reflexväst

Orange väst för utrymningsansvariga.

Kardborrestängning. Ögla för upphängning. Svart text på rygg och bröst: UTRYMNINGSLEDARE

Tvättbara i 40 °C.

Vi har ett stort urval av olika västar.

Västen är perfekt för hotell, arbetsplatser och idrottsanläggningar!

Art.Nr SWRB210171

Höjd 73 cm

Bredd 68 cm

Vikt 200 g

Storlek One size

Certifiering CE, EN ISO 20471 Klass 2



Övningsarm STB komplett



Övningsarm STB för blödningskontroll på övre extremitet med realistiska sår. Övningsarmen har tre olika sår för praktisk träning av blödningskontroll med sårpackning och applicering av avsnörande förband (tourniquet). Det här är den perfekta lösningen för realistisk utbildning på blödningskontroll (STB) på arm. Övningsarmen är utrustad med tre olika sårmodeller. Blödnin- gen av varje sår kontrolleras med ett manuellt pumpsystem som simulerar venös eller arteriell pulserande blödning. Övningsarmen fungerar som en fristående simulator men kan också bäras av en volontär för extra realism i övning.

- Simulerar en hel arm av en vuxen man med mycket realistisk anatomi.
 - Huden är gjord av högkvalitativ SKINlike™ silikon för att simulera mänsklig hud.
 - Appliceringen av tourniqueten kan göras "High and Tight" eller 5–8 cm ovanför såret.
 - Varje sår kan döljas med ett medföljande skydd.
 - Varje sår blöder oberoende av varandra.
 - Lätt att rengöra och transportera i väska (ingår).
 - Stabil blodbehållare (2 liter) med manuellt pumpsystem.
 - 250 ml konstgjort blodkoncentrat för beredning av 2 liter blod.
- Tillbehör: Övningsblod finns att komplettera, se Övningsblod STB 10-pack (art nr. 5050502).

Art.Nr	5050500
Längd	93 cm
Vikt	6,5 kg

Täningsdockor för HLR 4-pack komplett i väska



HLR-dockan är en kompakt, lättanvänd simulatordocka utvecklad för HLR-utbildning på vuxna och barn. Den är mycket smidig att ta med sig då den endast väger ca 1,8 kg/st och 4 dockor inkl. tillbehör får plats i den praktiska väskan.

En indikator med klickljud markerar när man gör korrekta bröstkompressioner och genom en sinnrik konstruktion är det möjligt att blåsa in luft i lungorna endast då huvudet är böjt bakåt i lämplig vinkel. Bröstkorgen är täckt av ett löstagbart "skinn" som också är anpassat för användning med AED-träningselektroder och enkelt kan tas loss och göras rent.

Komplett kit innehåller: 4 st HLR träningsdockor, 20 st engångslungor, 8 st Ventiler, 1 st Väska med axelrem.

Att investera i egna utbildningsdockor för HLR spar både tid och pengar för er verksamhet över tid.

Art.Nr	VT9022
Höjd	55 cm
Bredd	30 cm
Djup	15 cm
Vikt	1,8 kg st

Hygienskåp Ozon a40 Medi Hygio

Hygienskåpet a40Medi är en unik lösning på ett väl beprövat koncept. Att förhindra spridning av olika infektioner är en viktig del av personalens arbete när man arbetar med människor. Det har vi speciellt fått ta del av de senaste åren. Magsjuka, influensa och förkylningar kan spridas snabbt. Det finns många saker som är svåra att rengöra. Hjälpmedel, böcker, telefoner, tangentbord, pysseltillbehör, kuddar med mera eftersom de inte tål höga temperaturer, desinfektionsmedel eller kanske inte ens vattentvätt.


Hygienskåpet a40Medi desinficerar textilier och redskap utan att behöva ta isär dem. Efter ozonbehandlingen kan artiklarna användas direkt.

Hygienskåpet a40Medi används av bland annat sjukvård, polis, räddningstjänst, omsorg, idrottsföreningar och förskolor med mera.

Kontakta oss gärna för mer information om hur ozonprocessen fungerar.

Vi har flera studier och testprotokoll utifrån användningsområde.

Art.Nr	5070100
Höjd	190 cm
Bredd	55 cm
Djup	65 cm
Vikt	105 kg





Vi på Ferno Norden har sedan 1983 arbetat i nära och utvecklande samarbete med våra kunder. Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav på säkerhet, kvalitet och funktion. Våra primära kunder är ambulanssjukvården, räddningstjänsten, polisen, civilförsvaret och Forsvarsmakten. Idag växer vi även inom industrin, offentliga miljöer, vårdinrättningar och den privata marknaden. Företaget är ISO-certifierat inom miljö 14001:2015 och inom kvalitet 9001:2015.

COUNTRY	PHONE	EMAIL	WEB
SWEDEN	+46 520 420 200	fab@fernonorden.com	www.fernonorden.se
NORWAY	+47 33 03 45 00	fno@fernonorden.com	www.fernonorden.no
DENMARK	+45 43 62 43 16	fas@fernonorden.com	www.fernonorden.dk
FINLAND	+358 (0)29 1700 454	foy@fernonorden.com	www.fernonorden.fi