

# IDROTTSANLÄGGNINGAR



 **FERNO**<sup>®</sup>  
Norden

## Evakuering & Sjukvård



**Vi på Ferno Norden har under de senaste 40 åren arbetat nära våra kunder i de nordiska länderna med frågor som rör säkerhet, förflyttning, evakuering och sjukvårdsutrustning. Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav som inom ambulanssjukvård, polis och räddningstjänst.**

### **Första Hjälpen**

Att snabbt och enkelt ha tillgång till ett första hjälpen kit är viktigt för alla idrotter och anläggningar. Men vad är ett bra första hjälpen kit? Det finns inget enkelt svar på det utan man måste utgå ifrån vilken verksamhet / idrott som bedrivs? Vilken kunskapsnivå inom sjukvård har de som sannolikt kommer använda utrustningen? Vi erbjuder färdigpackade sjukvårdsväskor i olika storlekar men anpassar gärna innehållet utefter era behov.

### **PDV/STB**

PDV (Pågående Dödligt Våld) och STB (Stoppa Blödningen) är begrepp som blir mer vanliga. Stora publika sammankomster är en riskfaktor som fler och fler arrangörer uppmärksammar. Att kunna stoppa en allvarlig blödning är en livsavgörande åtgärd som måste ske så snart som möjligt efter en skada. Rätt utrustning som är enkel att använda och samtidigt är effektiv. Vi packar anpassade lösningar till ambulans, polis, räddningstjänst, skolor och idrottsanläggningar/idrottsföreningar.

### **HLR/AED**

Att ha en hjärtstartare (AED) tillgänglig på sin idrottsanläggning eller förening är närmast en standard idag. Vi erbjuder bra lösningar med inbyggda självtest, smart förvaring och tydlig uppmärkning. Att kontinuerligt utbilda sig i HLR är viktigt för att hålla kunskapen vid liv. Att investera i egna utbildningsdockor för HLR spar både tid och pengar för er verksamhet över tid. Vi har prisvärda övningsdockor med både barn och vuxen funktion inbyggd i dockan.

### **Vattenlivräddning**

Att bedriva idrott i vattenmiljö ställer extra krav på utrustning och utbildad personal. Att få upp en medvetlös person över bassängkanten kan vara en utmaning eller att komma fram med utrustningen i avancerade miljöer som äventyrsbad eller vid forsränning. Vi har unika produkter framtagna i samarbete med användarna för dessa situationer.

### **Bårar**

Att kunna förflytta en skada person så skonsamt som möjligt behöver man ofta en bår. Det kan vara allt från en enkel armébår eller spineboard (ryggbräda) till Scoopbårar som är delbara eller våra korgbårar (räddningsbårar). Att välja rätt kan vara svårt, det är viktigt att se över vilka behov man har och vilka begränsningar som finns? Kommer ambulansens bår fram hela vägen? Behöver vi kunna flytta en skadad till en säkrare miljö i väntan på att hjälp kommer?

### **Evakuering**

Idag är det en självklarhet att idrotten och idrottsanläggningar är tillgängliga för alla. Vad gör vi när vi måste utrymma skyndsamt som vid ett brandlarm? Om hissarna ej får användas? Om någon ramlar och skadar sig vid utrymning och inte kan gå för egen maskin? Vi erbjuder flera olika lösningar för att säkert och ergonomiskt kunna transportera personer upp och nedför trappor eller ut ur trånga utrymmen.

## Räddningsbår, PXB Pool Extrication Board

Pool Extrication Board, PXB är framtagen specifikt för livräddare för att utföra snabb, effektiv och säker livräddning i vatten. Den är extra effektiv i pooler där en kant annars kan försvåra möjligheten att snabbt rädda en nödställd ur vattnet. Dess flytförmåga håller den nödställda flytande. Remmar och huvudblock gör att du enkelt vid behov även kan rörelsebegränsa/immobilisera personen.

Den fixerade mattan på baksidan ger en bra stabilitet för räddningspersonal vid poolkanten och är samtidigt ett bra hjälpmedel för att enkelt och ergonomiskt snabbt få upp den nödställda ut vattnet.

**Art.Nr** FGB10776700

**Höjd** 4 cm

**Bredd** 40 cm

**Längd** 182 cm

**Vikt** 10 kg

**Max kapacitet** 182 kg



## Räddningsbår, Ferno XT Floating

Ferno XT Floating är en lätt och smidig vattenlivräddningsprodukt. Låg vikt och smidigt format gör den enkel att få med ut till den nödställda.

Dess lätta konstruktion gör att man enkelt för in XT-Floating under kroppen, fäster remmar och flythjälpmedel i några klick. Sedan kan man enkelt dra den nödställda i land med remmar/öglor på sidan. Utrustningen kan hängas synligt på väggen eller enkelt packas ned i medföljande väska.

Flythjälpmedlen håller huvudet över vattenytan och roterar automatiskt den fastsatta personen om dom skulle hamna med ansiktet nedåt.

**Art.Nr** F126XTFLOAT


**Höjd** 11 cm

**Bredd** 35 cm



**Längd** 120 cm

**Vikt** 3,3 kg

**Max kapacitet** 160 kg



## Spineboard NAJO® Redihold®



NAJO® Redihold® är den mest allsidiga spineboarden/ryggbrädan vi har. De många handtagen runt ryggbrädan gör det enkelt att hitta ett grepp som passar.

NAJO® Redihold® ryggbräda har en flytförmåga på 62 kg och används därför ofta i vattenräddning. Det är en robust konstruktion som tål tuffa tag och har inga öppningar som kan läcka in vatten.

Tillbehör:

F445 - Huvudstöd Universal

GEAS405 - X-Spindel

**Art.Nr** FNAJO10105

**Höjd** 4,5 cm

**Bredd** 41 cm

**Längd** 183 cm

**Vikt** 7 kg

**Max kapacitet** 272 kg

## Scoopbår Ferno SCOOP® EXL



SCOOP® EXL är utan tvekan en av våra mest populära produkter genom tiderna.

Scoopbåren är delbar på mitten så att man kan "Scoopa" upp en skadad person, utan att behöva vända eller lyfta.

Inom ambulanssjukvården och i räddningstjänsten används den nästan dagligen.

Dels som ett förflyttningshjälpmedel men också som rörelsebegränsning (Imobillisering)

Enkel att använda, låg vikt och en stor flexibilitet kännetecknar SCOOP® EXL.

Tillbehör:

F00022 - Huvudstöd B-Lock

GEAS405 - X-Spindel

**Art.Nr** F065EXL

**Höjd** 8 cm

**Bredd** 43 cm

**Längd** 165-201 cm

**Vikt** 8 kg

**Max kapacitet** 227 kg

## Räddningsbår, armébår ihopfällbar

En klassisk bår, även kallad armébår. Armébåren är lätt att använda med en självförklarande design vilket passar utmärkt i idrottsanläggningar och liknande miljöer. Enkel att förvara då den är ihopfällbar både på längden och bredden. Armébåren är klädd med kraftig nylonklädd vinyl vilket gör den tålig och lätt att hålla ren och underhålla i olika miljöer. Sveriges mest sålda bår för industri och idrottsanläggningar.

Tillbehör:

F4312SORT- Svart bälte med plastlås

**Art.Nr** S2108AF206

**Höjd** 103 cm

**Bredd** 55 cm

**Längd** 206 cm

**Vikt** 6 kg

**Max kapacitet** 159 kg



## Räddningsbår Ferno M71 Orange

En av våra mest sålda räddningsbårar/korgbårar genom tiderna. Fördelen med den här typen av räddningsbårar är att den har en skyddande sarg runt om.

Den är enkel att hantera och tål att släpas i terräng eller rullas med de olika hjullösningar som finns.

I botten ligger en mjuk dyna för bättre komfort. Fyra bälten ingår för att kunna säkra den skadade.

Finns även i delbar version F071S

Tillbehör:

F071W-V - Hjul till räddningsbår

**Art.Nr** F071

**Höjd** 20 cm

**Bredd** 61 cm

**Längd** 218 cm

**Vikt** 10 kg

**Max kapacitet** 272 kg



## Splint Ferno Flexsplint



Flex Splint är precis så flexibel som namnet antyder. Flex Splint är alltid klar att användas på alla frakturer som behöver rörelsebegränsas. Tar liten plats i akutväska. Flex Splint är tillverkad i en mjuk och lätt formbar aluminium som kan röntgas igenom och är polstrad på båda sidorna. Man kan även klippa i Flex Splint för att göra en mindre splint. Flex Splint kan rengöras med alla på marknaden förekommande desinfektionslösningar eller tvättas i mild tvällösning. Efter tvätt platta ut Flex Splint, förvara den så eller rulla ihop den och använd den sedan igen.

Flex Splint är lika populär hos ambulanssjukvården som hos friluftsmänniskan. Dess enkelhet och mångsidighet gör den till 1:a handsvalet inom första hjälpen.



**Art.Nr** 5003000

**Bredd** 11 cm

**Längd** 92 cm

**Vikt** 154 g

## Vakuumsplintset Ferno



Vakuumsplintar av hög kvalitet i enkel och lättförståelig design. Vakuumsplintar är avsedda för att stabilisera och fixera frakturer. Utanför den professionella vården används vakuumsplintar även inom första hjälpen i idrotter där arm och benfrakturer förekommer som t.ex. i skidbackar.

Splintarna tillverkas i Sverige och kan även köpas styckvis.



**Art.Nr** GEAS190

**Höjd** 32 cm (väska)

**Längd** 82 cm (väska)

**Vikt** 4.3 kg

## Hjärtstartare Powerheart G5 komplett med väska och kit

Hjärtstartare med enkel, intuitiv funktion med tydlig röstguidning gör att även förstagångsräddare agerar snabbt och säkert vid ett plötsligt hjärtstopp. Oerfarna användare kan genomföra alla kritiska steg i en räddningsinsats med Powerheart G5s HLR-feedback i realtid, instruktioner i användarens takt, intuitiv utformning av elektroderna samt automatisk defibrillering.

Hjärtstartaren säljs komplett med väska och beredskapskit. Automatisk självtest av batterier och elektroder. Garanti 8 år. Vi erbjuder olika förvaringsskåp och väggfästen

Tillbehör:

VT9019 Väggskylt 3D

VT9014 Väggfäste

**Art.Nr** VT9002

**Höjd** 9 cm

**Bredd** 23cm

**Längd** 30 cm

**Vikt** 2,5 kg

**Certifiering** CE, IP55, IEC 60529



## Träningsdockor för HLR 4-pack komplett i väska

HLR-dockan är en kompakt, lättanvänd simulatordocka utvecklad för HLR-utbildning på vuxna och barn. Den är mycket smidig att ta med sig då den endast väger ca 1,8 kg/st och 4 dockor inkl. tillbehör får plats i den praktiska väskan.

En indikator med klickljud markerar när man gör korrekta bröstkompressioner och genom en sinnrik konstruktion är det möjligt att blåsa in luft i lungorna endast då huvudet är böjt bakåt i lämplig vinkel. Bröstkorgen är täckt av ett löstagbart "skinn" som också är anpassat för användning med AED-träningselektroder och enkelt kan tas loss och göras rent.

Komplett kit innehåller: 4 st HLR träningsdockor, 20 st engångslungor, 8 st Ventiler, 1 st Väska med axelrem.

**Art.Nr** VT9022

**Höjd** 55 cm

**Bredd** 30 cm

**Djup** 15 cm

**Vikt** 1,8 kg st



## Packad första hjälpen ryggsäck



En mycket populär och mångsidig första-hjälpen ryggsäck med genomtänkt innehåll av hög kvalitet. Kan hängas på väggen för att snabbt ryckas med till en olycksplats. Den färdigpackade ryggsäcken är en bra hjälp för att klara av en första sjukvårdande insats. Passar för idrottsarenor, offentliga miljöer, arbetsplatser, publika arrangemang. Kan med fördel kompletteras med hjärtstartare, AED (ingår ej).

Vi kan anpassa packningen utifrån era behov.

**Art.Nr** VT200PA

**Höjd** 45 cm

**Bredd** 21 cm

**Längd** 37 cm

## Kampsport Premium, packad sjukvårdsväska



Kampsport Premium är en packad sjukvårdsväska specifikt framtagen för kampsporter med syfte att fungera både i träningslokalen och på tävlingar. En kompakt och genomtänkt sjukvårdsväska. Reflexer på sidorna för bra synlighet. Väskan har gott om stuvfack och flexibla fästen för förbandsmaterial och annan utrustning.

Mycket god överblick och stabil konstruktion som tål tuffa tag. Väskan och innehållet har tagits fram och utvärderats i samarbete med det medicinska rådet inom Svensk Judo.

Kampsportsväskan är väl beprövad och även om den var specifikt framtagen för kampsport så är den lika populär inom ishockey, innebandy, scouterna, lägerverksamhet och andra aktiviteter.

Finns även i en BAS version- VT211KB

**Art.Nr** VT211KP

**Höjd** 25 cm

**Djup** 27 cm

**Längd** 44 cm



## Packad första hjälpen väska

M2 är en väldigt populär sjukvårdsväska vars design och funktion har funnits i nästan 40 år.

Den smidiga väskan rymmer mycket utrustning och är överskådlig. Med ett genomtänkt innehåll som är tänkt att hjälpa till att lösa både enkla och svåra akutsituationer.

Ett praktisk metallfäste ingår för väggmontering.

Skenorna är försedda med ett snabbblås som enkelt kan öppnas för att ta med till den plats där första hjälpen behövs.

Passar för idrottsanläggningar, offentliga miljöer, arbetsplatser och i fordon m.m.

Väskan har en axel-/midjerem för att även fungera fältmässigt

Vi kan självklart packa väskan utifrån era behov.

Komplett innehållsförteckning finns på vår hemsida.



**Art.Nr** VT30611PA

**Höjd** 28 cm

**Bredd** 16 cm

**Längd** 10 cm

## Sjukvårdsväska packad förstahjälpen M3 Grön

M3 är den perfekta väskan för företaget eller idrottslaget som behöver en ordentlig förbandsväska där "allt" får plats. Väskan efterfrågas även av professionella användare som förbandsväska eller barnväska. Kan hängas på väggen, bäras i handtag eller axelrem som medföljer. Fronten fälls ut mycket smidigt efter att man knäppt upp spännena. Väskan har en mycket bra översikt med tydliga fack och fickor. Kompakt men ändå rymlig! M3 kallas ofta för "Coach-Väskan" av våra kunder.

Vi kan självklart packa väskan utifrån era behov.

Komplett innehållsförteckning finns på vår hemsida.



**Art.Nr** VT30613PA

**Höjd** 25 cm

**Bredd** 12 cm

**Längd** 33 cm

## Stoppa Blödningen, komplett publikt skåp



Komplett skåp för publik tillgång av stoppa blödningsutrustning. Perfekt för köpcentra, idrottsanläggningar, skolor, hotell och andra offentliga miljöer där man önskar en tydlig tillgång till sjukvårdsmaterial för att kunna stoppa allvarlig livshotande blödning. Skåpet är komplett med 8 stycken färdigpackade kit för enkel fördelning till första person på plats som kan göra en insats. Sjukvårdskiten sitter överskådligt fast i en "roll out" väska som kan bäras i en hand för att sedan snabbt kunna rullas ut med alla 8 kit tillgängliga. Skåpet är försett med ljus- och ljudalarm så man snabbt blir uppmärksam om skåpet öppnats. Komplet artikel innehåller 8 kit. Skåpet går även att beställa tomt och packas enligt egna önskemål. Kontakta oss för råd.



<b>Art.Nr</b>	5020236
<b>Höjd</b>	45 cm
<b>Bredd</b>	36 cm
<b>Djup</b>	25 cm
<b>Vikt</b>	9,9 Kg (5,7 Kg endast skåp)

## Sjukvårdsväst EMS Molle röd



Vår sjukvårdsväst är perfekt för tävlingar och arrangemang, där man vill att sjukvården ska ha hög synbarhet eller där sjukvårdarna är i rörelse. Utvecklad för att användas i krävande situationer med hög flexibilitet. Tillverkad av meshtyg för att ge en låg vikt samt ha en god ventilation. Västen är designad med ett reflekterande band för hög synlighet.

Sjukvårdsvästen har två stora framfickor, två inre fickor samt ett invändigt fack för en vätskesystem på baksidan.

Allround MOLLE för infästning av ytterligare medicinskt och/eller taktiskt material.

Perfekt för första hjälpen personal, akutläkare/akutsjukvårdare på event och arrangemang. Men även för sjukvård i fältmässiga miljöer med en civil anknypning.



<b>Art.Nr</b>	VT237
<b>Storlek</b>	L/XL 52-56 cm hög/ 100-150 cm i omkrets
<b>Material</b>	MESH, 1000D Polyester
<b>Vikt</b>	1 kg

## Väska utrymning

Vår utrymningsledarväska är framtagen för att fungera som en praktisk väska när era lokaler behöver utrymmas.

Väskan har många smidiga fack så att ni kan ha struktur på innehållet.

Väskan säljs tom men kan enkelt kompletteras med det som ni anser är lämpligt för en utrymningsledare hos er.



**Art.Nr** VT30621

**Höjd** 6 cm

**Bredd** 27 cm

**Längd** 40 cm

**Vikt** 350 g

## Reflexväst

Orange väst för utrymningsansvariga. Kardborrestängning. Ögla för upphängning. Svart text på rygg och bröst: UTRYMNINGSLEDARE  
Tvättbar i 40 °C.

Vi har ett stort urval av olika västar.

Västen är perfekt för hotell, arbetsplatser och idrottsanläggningar!



**Art.Nr** SWRB210171

**Höjd** 73 cm

**Bredd** 68 cm

**Vikt** 200 g

**Storlek** One size

**Certifiering** EN ISO 20471 Klass 2



## Evakueringsmadrass



Idag är det en självklarhet att idrotten och idrottsanläggningar är tillgängliga för alla.

Vad gör vi när vi måste utrymma skyndsamt som vid ett brandlarm? Om hissarna ej får användas? Om någon ramlar och skadar sig vid utrymning och inte kan gå för egen maskin?


Om en sådan situation inträffar kan situationen snabbt förvärras om man inte har utrustning på plats för att snabbt få ut människor ur lokalerna.

Det är därför EVACuation madrass standardkit är framtagen!

En bekväm och lättanvänd evakueringsmadrass som är förberedd och hjälper dig vid evakuering vid brand eller annan händelse. Enkelt och ergonomiskt.

Madrassen levereras komplett med väska och väggskylt!

<b>Art.Nr</b>	5006053
<b>Höjd</b>	7 cm
<b>Bredd</b>	60 cm
<b>Längd</b>	210 cm
<b>Vikt</b>	6,5 kg
<b>Max kapacitet</b>	200 kg



## EEM Evakueringsmadrass



EEM (emergency evacuation mattress), är utformad för nödsituationer som till exempel brand i byggnader, när du snabbt måste evakuera personer som inte kan förflytta sig själva p.g.a.

sjukdom, funktionshinder eller akuta skador. EEM är konstruerad för att vara säker, ergonomisk, hygienisk, snabb och framför allt lätt att använda för icke professionella användare.

EEM är utvecklad utifrån ett beprövat arbetssätt inom ambulanssjukvården som möjliggör snabb förflyttning av människor i framförallt trappor och byggnader.

Tre enkla bälten som spänner över kroppen, stor som liten samt remmar i huvud- och fotände.

<b>Art.Nr</b>	GE24271060000
<b>Höjd</b>	3 cm
<b>Bredd</b>	52 cm
<b>Längd</b>	193 cm
<b>Vikt</b>	3 kg
<b>Max kapacitet</b>	180 kg




## Ferno SAFE Evakueringsstol

Ferno SAFE Evakueringsstol är den trygga lösningen för olika evakueringsituationer. Den glider lätt och smidigt ner för trappor med hjälp av larvfötter. Kan hanteras av endast en person som klarar av att evakuera människor snabbt och enkelt utan tunga lyft.

Fäste för att hänga upp stolen på väggen samt skyddsöverdrag medföljer.

<b>Art.Nr</b>	S2001
<b>Höjd</b>	134 cm (ihopfälld 103 cm)
<b>Bredd</b>	53 cm (ihopfälld 53 cm)
<b>Längd</b>	91,4 cm (ihopfälld 26 cm)
<b>Vikt</b>	11,2 kg
<b>Max kapacitet</b>	180 kg



## Ferno FAST Evakueringsstol

FAST stolen är en evakueringsstol, bärstol och transportstol i ett! Situationen styr användningsområdet!  
Stolen är utrustad med stora svänghjul fram och fasta bakre hjul vilket gör den lättmanövrerad i alla miljöer.  
Larvbanden möjliggör att stolen enkelt och utan lyft kan glida ner för trappor vid evakuering. Kan fällas ihop och hängas på väggen.  
Finns även i en POWER version där FAST stolen går uppför trapporna med endast ett knapptryck.

Tillbehör F05690 Väggfäste

<b>Art.Nr</b>	F05610/20
<b>Höjd</b>	100 cm
<b>Bredd</b>	54,5 cm
<b>Längd</b>	69,5 cm / ihopfälld 25 cm
<b>Vikt</b>	15 kg
<b>Max kapacitet</b>	250 kg



## Retmex® Rescue Stretcher Fire 250kg



Retmex® Rescue Stretcher Fire 250kg är en 2-i-1 räddningsslösning som gör den unik. Den kan användas som en smidig räddningsbår för att rädda och förflytta en person snabbt och kan även användas som ett verktyg för att kväva eld. För att säkerställa att du kan klara även de kritiska situationerna är räddningsfilten utformat i förstklassigt material av hög kvalitet som Nomex® och Kevlar® med reflekterande och avancerade vävband. Samtidigt är den lätt att hålla ren. Med en mycket kompakt förvaring och en vikt på 1,5kg är Retmex® Rescue Stretcher Fire 250kg lätt och smidig utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet!

**Art.Nr** 5006057

**Bredd** 78 cm

**Längd** 200 cm

**Vikt** 1,5 kg

## Retmex® Rescue Standard 250kg



Retmex® Rescue Standard är en praktisk räddningsbår som tar liten plats. För att säkerställa att du kan klara även de kritiska situationerna är räddningsbåren utformat i förstklassigt material av hög kvalitet som håller för tuffa påfrestningar och samtidigt är lätt att hålla ren. Med en mycket kompakt förvaring och en vikt på 900g är Retmex® Rescue Stretcher Standard lätt och smidig utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet! Den kan alltid finnas med ute på fältet, i fordonet eller i sjukvårdskitet för att enkelt kunna flytta en skadad person.

**Art.Nr** 5006052

**Höjd** 80 cm

**Djup** 205 cm

**Längd** 900 g

**Vikt** 250 kg

## Pannlampa ZOOM 580 3x AAA

När ljuset slocknar, det händer något oväntat och du behöver händerna fria, då kommer man på att man skulle ha behövt en pannlampa!

Zoom 580 är den enda pannlampa du någonsin behöver. 580 lumen ljusutgång / 150 meter ljuskägla. Drifftid på upp till 18 timmar. Tre ljuslägen, alla med zoombar stråle för nära synlighet och blinkande läge för nödanvändning.

**Art.Nr** NSHTZOOM580

**Höjd** 4,1 cm

**Bredd** 4,3 cm

**Längd** 6,2 cm

**Vikt** 95 g

**Certifiering** IP64



## Ficklampa Explorer XPL

Den perfekta lampan för receptioner, vaktmästerie eller liknande platser. Laddningsstationen har lysdioder som automatiskt tänds vid strömavbrott, detta för att den snabbt ska hittas. Även en röd signalkon ingår som kan användas för ledning eller varning.

När lampan inte används sätts den i medföljande laddningsstation, alltid redo för användning.

En självklar utrustning överallt där det vistas människor!

Vi har även flera andra modeller av ficklampor och pannlampor. Kolla in vår hemsida.

**Art.Nr** NSEXPLORER-XPL

**Höjd** 7 cm

**Bredd** 19 cm

**Längd** 280 g

**Vikt** 1100 lumen

**Certifiering** IP 65





Vi på Ferno Norden har sedan 1983 arbetat i nära och utvecklande samarbete med våra kunder. Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav på säkerhet, kvalitet och funktion. Våra primära kunder är ambulanssjukvården, räddningstjänsten, polisen, civilförsvaret och försvarsmakten. Idag växer vi även inom industrin, offentliga miljöer, vårdinrättningar och den privata marknaden. Företaget är ISO-certifierat inom miljö 14001:2015 och inom kvalitet 9001:2015.

<b>COUNTRY</b>	<b>PHONE</b>	<b>EMAIL</b>	<b>WEB</b>
<b>SWEDEN</b>	<b>+46 520 420 200</b>	<b>fab@fernonorden.com</b>	<b>www.fernonorden.se</b>
NORWAY	+47 33 03 45 00	fno@fernonorden.com	www.fernonorden.no
DENMARK	+45 43 62 43 16	fas@fernonorden.com	www.fernonorden.dk
FINLAND	+358 29 1700 454	foy@fernonorden.com	www.fernonorden.fi