

SKOLOR



 **FERNO**[®]
Norden

Evakuering & Sjukvård



Vi på Ferno Norden AB har arbetat nära våra kunder i 40 år i de nordiska länderna med frågor som rör säkerhet, förflyttning, evakuering och sjukvård.

Utrymning och evakuering:

Alla skolor har idag en utrymningsplan för sin verksamhet. Skollagen är tydlig i att alla barn och ungdomar ska ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet oavsett var de bor eller deras bakgrund. Sedan 2015 räknas bristande tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning som diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Utrymning och evakuering fungerar ofta bra under övningar om alla kan ta sig ut på egen hand. I takt med att tillgängligheten ökar måste det även finnas en genomtänkt plan för de som inte kan ta sig ut på egen hand. Vilken utrustning som är lämplig hos er styrs av era lokala förutsättningar som antal våningar, typ av trappor, eventuella funktionsnedsättningar hos era besökare med mera. Man måste även ha i åtanke att det kan ske skador på vägen i en akut situation. Hur får man ut en person som inte kan gå själv?

Detta är frågor som vi ofta diskuterar med våra användare och utifrån vår 40-åriga erfarenhet av patienthantering i ambulanssjukvården ser vi det som mycket viktiga frågor.

Första hjälpen:

Att ha tillgång till bra första hjälpen utrustning är viktigt, speciellt där det vistas många barn och ungdomar som är i ständig rörelse. I skolans värld handlar det om allt ifrån skolgårdens aktiviteter till idrotten och utflykter. Vi erbjuder många genomtänkta färdiga lösningar i olika storlekar på väskor men anpassar även ofta innehållet efter önskemål till olika verksamheter.

PDV/STB:

PDV (Pågående Dödligt Våld) och STB (Stoppa Blödningen) är begrepp som blir mer vanliga. Som ni vet är inte skolans värld undantagen tyvärr. Att kunna stoppa en allvarlig blödning är en livsavgörande åtgärd som måste ske så snart som möjligt efter en skada, då krävs rätt utrustning som är enkel att använda och samtidigt är effektiv. Idag arbetar man ofta med inrymning i skolan men även där kan en skada behöva åtgärdas innan hjälp anländer.

Det är också viktigt att komma ihåg att allvarliga blödningar även uppkommer i till exempel slöjdsalar och i köksmiljö. Vi packar idag anpassade lösningar till ambulans, polis, räddningstjänst, skolor och idrottsanläggningar/ idrottsföreningar.

Hjärt- och lungräddning HLR/AED:

Närheten och tillgängligheten till en hjärtstartare blir allt bättre i alla miljöer. Vi erbjuder bra lösningar med inbyggda självtest, smart förvaring och tydlig uppmärkning. Att kontinuerligt utbilda sig i HLR är viktigt för att hålla kunskapen vid liv. Att investera i egna utbildningsdockor för HLR sparar både tid och pengar för er verksamhet över tid. Vi har prisvärda övningsdockor med både barn- och vuxenfunktion inbyggt i dockan.

Hör gärna av Er om ni har några frågor eller om ni undrar över någon annan utrustning som inte finns med i just den här katalogen!

Teamet på Ferno Norden!

Väska utrymning

Vår utrymningsledarväska är framtagen för att fungera som en praktisk väska när era lokaler behöver utrymmas. Väskan har många smidiga fack så att ni kan ha struktur på innehållet. Väskan säljs tom men kan enkelt kompletteras med det som ni anser är lämpligt för en utrymningsledare hos er. Fråga oss, vi hjälper Er gärna.

Art.Nr VT30621

Djup 6 cm

Höjd 27 cm

Bredd 40 cm

Vikt 350 g



Ficklampa Explorer XPL

Lämpar sig både för offentliga miljöer och skolor. När lampan inte används sätts den i medföljande laddningsstation, alltid redo för användning. Laddningsstationen har lysdioder som automatiskt tänds vid strömavbrott, detta för att den snabbt ska hittas. Även en röd signalkon ingår som kan användas för ledning eller varning. En självklar utrustning överallt där det vistas människor!

Vi har även flera andra modeller av ficklampor och pannlampor.

Art.Nr NSEXPLORER-XPL

Bredd 7 cm

Längd 19 cm

Vikt 280 g

Max kapacitet 1100 lumen

Certifiering IP 65, IK07



Reflexväst

Orange väst för utrymningsansvariga. Kardborrestängning. Ögla för upphängning. Svart text på rygg och bröst: UTRYMNINGSLEDARE
Tvättbar i 40 °C.

Vi har ett stort urval av olika västar. Västen är perfekt för hotell, idrottsanläggningar och skolor!

Art.Nr SWRB210171

Höjd 73 cm

Bredd 68 cm


Vikt 200 g

Storlek One size

Certifiering EN ISO 20471 Klass 2



Evakueringsmadrass standard



En bekväm och lättanvänd evakueringsmadrass som är förberedd hängande på väggen. En enkel lösning vilken hjälper dig vid en evakueringssituation vid brand eller annan händelse.

Om en nödsituation inträffar och alla måste skyndsamt utrymma som vid ett brandalarm och hissen inte fungerar eller någon ramlar och skadar sig, hur hanterar ni det?

Det är därför evakueringsmadrass standardkit är framtagen!

Enkel och ergonomisk!

Madrassen levereras komplett med väska och väggskylt.

Art.Nr 5006053

Höjd 7 cm

Bredd 60 cm

Längd 210 cm

Vikt 6,5 kg

Max kapacitet 200 kg

Retmex Rescue standard 250kg



Retmex® Rescue Standard är en praktisk räddningsbår som tar liten plats. För att säkerställa att du kan klara även de kritiska situationerna är räddningsbåren utformat i förstklassigt material av hög kvalitet som håller för tuffa påfrestningar och samtidigt är lätt att hålla ren. Med sin mycket kompakta förvaring och låga vikt på 900g är den perfekt att ha exempelvis hängande tillsammans med en sjukvårdsväska vid en expedition.

Kan tvättas i 60 grader C.

Art.Nr 5006052

Bredd 80 cm

Längd 205 cm

Vikt 900 g

Max kapacitet 250 kg

Ferno SAFE Evakueringsstol

FERNO SAFE Evakueringsstol är den trygga lösningen för olika evakuerings-situationer. Den glider lätt och smidigt ner för trappor och säkerställer att man klarar av att evakuera människor snabbt och enkelt utan tunga lyft. Kan hanteras av endast en person som klarar av att evakuera människor snabbt och enkelt utan tunga lyft.

Fäste för att hänga stolen på väggen samt skyddsöverdrag medföljer.



Art.Nr	S2001
Höjd	134 cm (ihopfälld 103 cm)
Bredd	53 cm (ihopfälld 53 cm)
Längd	91,4 cm (ihopfälld 26 cm)
Vikt	11,2 kg
Max kapacitet	180 kg

Ferno FAST Evakueringsstol

FAST stolen är en trappstol, bärstol och transportstol i ett! Situationen styr användningsområdet! Stolen är utrustad med stora sväng-hjul fram och fasta bakre hjul vilket gör den lättmanövrerad i alla miljöer. Larvbanden möjliggör att stolen enkelt och utan lyft kan glida ner för trappor vid evakuering.

Kan fällas ihop och hängas på väggen.

Finns även i en POWER version där FAST-stolen går uppför trapporna men endast ett knapptryck.

Väggfäste finns som tillbehör. (Art.nr. F05690)



Art.Nr	F05610/20
Höjd	100 cm
Bredd	54,5 cm
Längd	69,5 cm / ihopfälld 25 cm
Vikt	15 kg
Max kapacitet	250 kg

Arctic Saana Multimover



Arctic Saana multimover är en färdig evakueringsatts för nödsituationer, utformad för den nordiska miljön. En högpresterande och isolerande utrustning både för snabb förflyttning ifrån olycksplatser samt minska nedkylning. Har en stängbar poncho med Orve + wrap®.

- 12 handtag för enkla lyft.
- Testad för 260 kg lyft.



Art.Nr 5006007

Bredd 82 cm

Längd 190 cm

Vikt 1,1 kg

Max kapacitet 260 kg

Räddningsbår, armébår ihopfällbar



En klassisk bår, även kallad armébår. Armébåren är lätt att använda med sin självförklarande design vilket passar utmärkt från skolor till industrier. Enkel att förvara då den är ihopfällbar både på längden och bredden. Armébåren är klädd med kraftig nylonklädd vinyl vilket gör den tålig och lätt att hålla ren i alla miljöer.

Sveriges mest sålda bår för industri och idrottsanläggningar.

Tillbehör:

F4312SORT- Svart bälte med plastlås



Art.Nr S2108AF206

Höjd 103 cm

Bredd 55 cm

Längd 206 cm

Vikt 6 kg

Max kapacitet 159 kg

Packad första hjälpen väska M2

M2 är en väldigt populär packad väska med ett innehåll som är tänkt att hjälpa till att lösa både enkla och svåra akutsituationer. Den smidiga väskan rymmer utrustning och är överskådlig.

Ett praktiskt metallfäste ingår för väggmontering. Skenorna är försedda med ett snabbblås som enkelt kan öppnas för att ta med till den plats där första hjälpen behövs.

Väskan har en axel-/midjerem för en enkel hantering.

Vi kan självklart packa väskan utifrån era behov.

Komplett innehållsförteckning finns på vår hemsida.



Art.Nr VT30611PA

Höjd 28 cm

Bredd 16 cm

Djup 10 cm

Sjukvårdsväska packad förstahjälpen M3

M3 är en populär väska i idrottsammanhang så som inom offentliga miljöer. Det är en ordentlig väska där "allt" får plats. Väskan kan hängas på väggen, bäras i handtag eller axelrem som medföljer. Fronten fälls ut mycket smidigt efter att man knäppt upp spännena vilket gör att man får en mycket bra översikt med tydliga fack och fickor. Kompakt men ändå rymlig!

Vi kan självklart packa väskan utifrån era behov.

Komplett innehållsförteckning finns på vår hemsida.



Art.Nr VT30613PA

Höjd 25 cm

Djup 12 cm

Bredd 33 cm

Packad första hjälpen ryggsäck



En mycket praktisk och mångsidig första hjälpen ryggsäck med genomtänkt innehåll av hög kvalitet. Kan hängas på väggen för att snabbt ryckas med till en olycksplats. Den färdigpackade ryggsäcken är en bra hjälp för att klara av en första sjukvårdande insats. Passar för offentliga miljöer, skolor och andra publika arrangemang m.m.
Kan med fördel kompletteras med hjärtstartare, AED (ingår ej).

Vi kan självklart packa väskan utifrån era behov.

Art.Nr	VT200PA
Höjd	45 cm
Djup	21 cm
Bredd	37 cm

Hjärtstartare Powerheart G5 komplett med väska och kit



Hjärtstartare med enkel, intuitiv funktion med tydlig röstguidning gör att även förstagångs räddare agerar snabbt och säkert vid ett plötsligt hjärtstopp. Oerfarna användare kan genomföra alla kritiska steg i en räddningsinsats med Powerheart G5s HLR-feedback i realtid, instruktioner i användarens takt, intuitiv utformning av elektroderna samt automatisk defibrillering. Hjärtstartaren säljs komplett med väska och beredskapskit. Automatisk självtest av batterier och elektroder. Vi erbjuder olika förvaringskåp och väggfästen. Garanti 8 år.

Tillbehör: Väggskylt (art nr. VT9019)
Väggfäste (art nr. VT9014)

Art.Nr	VT9002
Höjd	9 cm
Bredd	23cm
Längd	30 cm
Vikt	2,5 kg
Certifiering	CE, IP55, IEC 60529

Övningsarm STB komplett

Övningsarm STB för blödningskontroll på övre extremitet med realistiska sår. Övningsarmen har tre olika sår för praktisk träning av blödningskontroll med sårpackning och applicering av avsnörande förband (tourniquet). Det här är den perfekta lösningen för realistisk utbildning på blödningskontroll (STB) på arm. Övningsarmen är utrustad med tre olika sårmodeller. Blödningen av varje sår kontrolleras med ett manuellt pumpsystem som simulerar venös eller arteriell pulserande blödning. Övningsarmen fungerar som en fristående simulator men kan också bäras av en volontär för extra realism i övning.

- Simulerar en hel arm av en vuxen man med mycket realistisk anatomi.
 - Huden är gjord av högkvalitativ SKINlike™ silikon för att simulera mänsklig hud.
 - Appliceringen av tourniqueten kan göras "High and Tight" eller 5–8 cm ovanför såret.
 - Varje sår kan döljas med ett medföljande skydd.
 - Varje sår blöder oberoende av varandra.
 - Lätt att rengöra och transportera i väska (ingår).
 - Stabil blodbehållare (2 liter) med manuellt pumpssystem.
 - 250 ml konstgjort blodkoncentrat för beredning av 2 liter blod.
- Tillbehör: Övningsblod finns att komplettera, se Övningsblod STB 10-pack (art nr. 5050502).

Art.Nr 5050500

Längd 93 cm

Vikt 6,5 kg



Träningsdockor för HLR 4-pack komplett i väska

HLR-dockan är en kompakt, lättanvänd simulatordocka utvecklad för HLR-utbildning på vuxna och barn. Den är mycket smidig att ta med sig då den endast väger ca 1,8 kg/st och 4 dockor inkl. tillbehör får plats i den praktiska väskan.

En indikator med klickljud markerar när man gör korrekta bröstkompressioner och genom en sinnrik konstruktion är det möjligt att blåsa in luft i lungorna endast då huvudet är böjt bakåt i lämplig vinkel. Bröstkorgen är täckt av ett löstagbart "skinn" som också är anpassat för användning med AED-träningsselektroder och enkelt kan tas loss och göras rent.

Komplett kit innehåller: 4 st HLR träningsdockor, 20 st engångslungor, 8 st ventiler, 1 st väska med axelrem.

Art.Nr VT9022

Höjd 55 cm

Bredd 30 cm

Djup 15 cm

Vikt 1,8 kg st



Stoppa allvarlig blödning väska



En mindre väska med färdigpackat stoppa blödning kit som tagits fram för offentliga miljöer och för att hänga framme vid farozoner för allvarlig blödning. Väskan är öppningsbar och god översyn över innehåll. Med utrustningen kommer du kunna stoppa 1-2 större blödningar. Stort "Stoppa Allvarlig Blödning" tryck på framsida av väskan som gör att det inte går att missuppfatta dess innehåll. Perfekt att ha hängande i träslöjdsalar så som vid skolsköterskeexpedition.

Den som står bredvid kan rädda liv när det kommer till en allvarlig livshotande blödning. Att ha ett färdigt kit utrustat för detta är idag lika självklart som att ha en hjärtstartare i offentliga miljöer.

Se hemsida för detaljerad beskrivning.

Art.Nr SWR480090PA

Höjd 20 cm

Djup 8 cm

Bredd 28 cm

Vikt 600g

Stoppa Blödningen, komplett publikt skåp



Komplett skåp för publik tillgång av stoppa blödningsutrustning. Perfekt för köpcentra, idrottsanläggningar, skolor, hotell och andra offentliga miljöer där man önskar en tydlig tillgång till sjukvårdsmaterial för att kunna stoppa allvarlig livshotande blödning.

Skåpet är komplett med 8 stycken färdigpackade kit för enkel fördelning till första person på plats som kan göra en insats. Sjukvårdskiten sitter överskådligt fast i en "roll out" väska som kan bäras i en hand för att sedan snabbt kunna rullas ut med alla 8 kit tillgängliga. Skåpet är försett med ljus- och ljudalarm så man snabbt blir uppmärksam om skåpet öppnats. Komplet artikel innehåller 8 kit.

Skåpet går även att beställa tomt och packas enligt egna önskemål. Kontakta oss för råd.

Art.Nr 5020236

Höjd 45 cm

Bredd 36 cm

Djup 25 cm

Vikt 9,9 kg (5,7 kg endast skåp)

Hygienskåp Ozon a40 Medi Hygio

Hygienskåpet a40Medi är en unik lösning på ett väl beprövat koncept. Att förhindra spridning av olika infektioner är en viktig del av personalens arbete när man arbetar med barn. Det har vi speciellt få ta del av de senaste åren. Magsjuka, influensa och förkylningar sprids snabbt inom barnomsorgen. Det är svårt att rengöra leksaker, böcker, pysseltillbehör, kuddar med mera eftersom de inte tål höga temperaturer, desinfektionsmedel eller till och med vattentvätt. Hygienskåpet a40Medi desinficerar textilier och redskap utan att behöva ta isär dem. Efter ozonbehandlingen kan artiklarna användas direkt.

Hygienskåpet a40Medi används av bland annat sjukvård, polis, räddningstjänst, omsorg, idrottsföreningar och förskolor med mera.

Kontakta oss gärna för mer information om hur ozonprocessen fungerar.

Vi har flera studier och testprotokoll utifrån användningsområde.


Art.Nr 5070100

Höjd 190 cm

Bredd 55 cm

Djup 65 cm

Vikt 105 kg





Vi på Ferno Norden har sedan 1983 arbetat i nära och utvecklande samarbete med våra kunder. Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav på säkerhet, kvalitet och funktion. Våra primära kunder är ambulanssjukvården, räddningstjänsten, polisen, civilförsvaret och försvarsmakten. Idag växer vi även inom industrin, offentliga miljöer, vårdinrättningar och den privata marknaden. Företaget är ISO-certifierat inom miljö 14001:2015 och inom kvalitet 9001:2015.

COUNTRY	PHONE	EMAIL	WEB
SWEDEN	+46 520 420 200	fab@fernonorden.com	www.fernonorden.se
NORWAY	+47 33 03 45 00	fno@fernonorden.com	www.fernonorden.no
DENMARK	+45 43 62 43 16	fas@fernonorden.com	www.fernonorden.dk
FINLAND	+358 29 1700 454	foy@fernonorden.com	www.fernonorden.fi