



Liksäck, Absorbent XL



Längd	255 cm
Bredd	114 cm
Vikt	1,7 kg
Färg	Rödbrun
Lastkapacitet	max 180 kg
Absorption	4-6 liter
Artikelnummer	5001009

Absorbent Extra Large / bisättningsäck / body bag med en absorberande insida. Tillverkad av Polyeten och utrustad med kraftiga handtag med en lastkapacitet på 180kg. Miljöanpassad vilket innebär att säcken kan begravas i sin helhet och även användas vid förbränning eftersom plasten omvandlas till vattenånga. Hållbar för förvaring i flera år så länge den inte utsätts för direkt solljus.

hygienisk – lätthanterlig – miljövänlig.

- Helt öppningsbar
- Förslutning i ett moment
- Återförslutningsbar
- Bärhandtag
- Minimerar smittorisk
- Absorberar kroppsvätska
- Låg vikt
- Tar liten plats
- Miljövänlig vid förbränning
- Lättöppnad förpackning med handtag
- Dokumentficka
- Förpackningsstorlek 40x30x10 cm
- Material: Polyeten 100% tjocklek 200 μ , superabsorbent polymer, PP nonwoven hydrofil

