



NEO-Mate Infant Restrain System



Längd	53 cm
Bredd	27 cm
Vikt	1,18 kg
Färg	Röd
Lastkapacitet	2,3-6,4 kg
Artikelnummer	5003050

Neo-Mate Pediatric Restraint System är designat för pediatrika patienter med en patientvikt på 2,3-6,4 kg. Den ger på ett snabbt och effektivt sätt möjlighet att säkert säkra de minsta patienter till nästan vilken ambulansbår som helst utan att behöva köpa extra utrustning eller specialstolar.

Neo-Mate är helt justerbar med ett fempunkts selesystem som säkert håller patienten, vilket ger en bekväm fasthållning vid transport.

Tre remmar fäster enkelt Neo-Mate på Viper och en Halo Pad håller barnets huvud stabilt.

