

PRODUKTINFORMATION

Public Acces Cabinet STB/MASCAL complete kit

Productno: 5020236



Public Acces Cabinet STB/MASCAL complete kit

Komplett skåp för publik tillgång av stoppa blödningsutrustning. Perfekt för köpcentra, idrottsanläggningar, skolor, hotell och andra offentliga miljöer där man önskar en tydlig tillgång till sjukvårdsmaterial för att kunna stoppa allvarig livshotande blödning.

Skåpet är komplett med 8 stycken färdigpackade kit för enkel fördelning till första person på plats som kan göra en insats. Sjukvårdskiten sitter överskådligt fast i en "roll out" väska som kan bäras i en hand för att sedan snabbt kunna rullas ut med alla 8 kit tillgängliga.

Skåpet är försett med ljus -och ljudalarm så man snabbt blir uppmärksam om skåpet öppnats.

Skåpet går även att beställa tomt och packas enligt egna önskemål. Kontakta oss för råd.

Varje kit innehåller:

- 1- C-A-T Tourniquet
- 1- Trauma bandage
- 2- Komprimerad gasväv
- 2- Nitril engångshandskar
- 1- Universal Sax
- 1- Foliefilt
- 1- Kraftig tejp

Product information:

- Larmat med ljus och ljud
- 8 kompletta kit för att stoppa allvarig blödning
- Smart «Roll out» förvaring

Attributes

Weight: 9,9 Kg (5,7 Kg endast skåp)

Color: White

Djup: 25cm

Höjd: 45 cm

Bredd: 36 cm