

SWEDISH

Detta dokument innehåller generaliserad säkerhets- och varningsinformation som är tillämplig på Ferno-produkter. Kontakta Ferno eller din Ferno-distributör för hjälp.

Varning

Varnings meddelanden tyder på en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till personskador eller dödsfall.

VARNING

Otränade operatörer kan orsaka personskador eller skadas. Tillåter endast utbildad personal för att hantera bären.

Felaktig användning av bären kan orsaka skador. Använd bären endast för ändamålet som beskrivs i denna manual.

Felaktig operation kan orsaka skada. Kör bären endast som beskrivs i denna handbok.

En oönskad patient kan skadas. Stanna med patienten hela tiden.

En obältad patient kan skadas. Använd bälten för att säkra patienten på bären.

Felaktigt underhåll kan orsaka skada. Serva bären endast som beskrivs i denna handbok.

Felaktiga reservdelar och service kan orsaka skada. Använd endast Ferno delar.

Ändringar av bären kan orsaka skador. Använd bären endast som den är designad av Ferno.

Obs

Viktiga meddelanden betonar viktig information användning eller underhåll. Underlåtenhet att följa viktiga meddelanden kan leda till skada på produkten eller egendomsskador.

OBS

Desinfektionsmedel och rengöringsmedel som innehåller blekmedel, fenoler, eller jod kan orsaka skada. Använd inte produkter som innehåller dessa kemikalier.