



SCOOP EXL ATRAUMATISK BÅR

PRODUCT INFO

- Varenr F065EXL

Produktlivslängd

SCOOP EXL HAR INGET FAST UTGÅNGSDATUM. PRODUKTETS LIVSLÄNGD ÄR TILLSTÅNDS- OCH ANVÄNDNINGSBEROENDE.

Scoop EXL har inget fast utgångsdatum. Produktets faktiska livslängd är tillstånds- och användningsberoende och påverkas bland annat av användningsmönster, belastning, miljöpåverkan, underhåll och inspektionsrutiner. Livslängden kan därför variera avsevärt mellan användare och användningsområden.

Vid frekvent eller daglig användning kommer Scoop EXL naturligt att ha en kortare livslängd än utrustning som används mer sporadiskt. Baserat på tillverkarens erfarenheter kan Scoop EXL och liknande produkter vid daglig användning ha en **förväntad livslängd på upp till cirka 7 år eller mer**, förutsatt att följande krav uppfylls:

- korrekt användning i enlighet med bruksanvisningen
- regelbunden och dokumenterad inspektion
- korrekt och ändamålsenligt underhåll

Vid mindre intensiv användning kan livslängden vara längre, förutsatt att produkten vid varje tillfälle är **intakt, funktionell och säker att använda**.

Inspektion och underhåll

Bruksanvisningen för Scoop EXL anger att:

- bårn ska inspekteras **före och efter varje användning**
- bårn ska **tas ur bruk** om tecken på betydande slitage, skada eller funktionsfel upptäcks
- **underhålls- och inspektionsjournal** ska föras i enlighet med formuläret i bruksanvisningen för att säkerställa korrekt och spårbar uppföljning

Produktens fortsatta användning ska alltid baseras på resultaten av inspektionerna samt en fackmässig bedömning av bårens skick.

