

F1001 AMBULANSBÅR FERNO VIPER POWER



Ferno VIPER är en elektrisk bårlosning som kombinerar europeisk design med globala funktioner. Användarvänlighet, driftsäkerhet och funktion tillsammans gör Ferno VIPER till en nordisk favorit avseende elektriska bårar. Med en lastkapacitet på hela 320 kilo i kombination med Ferno's sidoarmstöd gör att du får en bår som klarar även de lite större patienterna. Ferno VIPER är enkel att lära sig, enkel att hantera, enkel att lasta i och ur ambulansen och trots sin höga lastkapacitet kan enkelt manövreras i trånga utrymmen. VIPER är en stabil bår som står/rullar stadigt även i sin högsta position.

- Steglös höjdjustering
- Upp till 95 cm lasthöjd
- 320 kilos lastkapacitet
- Steglöst ryggstöd
- I-och urlastning på ojämna underlag
- Steglöst chockläge / knä-läge
- 360 graders svängradie med 4 svängbara hjul
- Kan kortas ned till 160 cm för trånga utrymmen
- Automatisk laddning av batteriet med integrerat underhåll
- Enkelt och smidigt underhåll där du har all data i en app.
- Stora gummihjul som underlättar vid ojämna underlag

Längd: 200 cm (160 cm)

Bredd: 60 cm

Höjd: 133 cm (38 cm)

Vikt: 82 kg / (92 kg inkl madrass, bälten mm)

Hjul. 15 cm / 5 cm

Ryggstöd: Steglöst 90 grader

Chockläge: steglöst 30 grader

Lastkapacitet: 320 kg

Inlastningshöjd: >95 cm

Skydd: IP66

Compliance: EN1789, EN 1865-2, EN1865-3, MDR17/745

F1002 AMBULANSSLÄDE / LÅSSYSTEM FERNO VLS



Ferno VLS (Viper Loading System) är ett ergonomisk i- och urlastningssystem och bårslås för Ferno VIPER ambulansbår. Ferno VLS är ett lätthanterat och flexibelt system som tillåter dig att lasta in båren från varierande vinkel och höjd på under 20 sekunder. VLS kommer automatiskt centrera båren inför inlastningen. VLS är en marknadens lättaste system vilket ger en lägre totalvikt i ambulansen. VLS är stabil och ergonomisk, mekanisk konstruktion med en inbyggd smart laddning för VIPER båren.

- Upp till 95 cm lasthöjd
- 400 kilos lastkapacitet
- I-och urlastning på ojämna underlag
- Låg vikt
- Automatisk laddning av batteriet med integrerat underhåll
- Snabb och enkel i -och urlastning

Längd: 200 cm

Bredd: 57 cm

Höjd: 133 cm (38 cm)


Vikt: 69kg

Lastkapacitet: 400 kg

Inlastningshöjd: >95 cm

Skydd: IP66

Compliance: EN1789, EN1865 & IEC 60601-1-2



F1000 AMBULANSBÅR & LÅS FERNO VIPER / VLS



Komplett paket med Ferno VIPER och VLS! Färdig paketlösning med Ferno VIPER ambulansbår och VLS låssystem

Ferno VIPER är en elektrisk bårlosning som kombinerar europeisk design med globala funktioner. Användarvänlighet, driftsäkerhet och funktion tillsammans gör Ferno VIPER till en nordisk favorit avseende elektriska bårar. Med en lastkapacitet på hela 320 kilo i kombination med Ferno's sidoarmstöd gör att du får en bår som klarar även de lite större patienterna. Ferno VIPER är enkel att lära sig, enkel att hantera, enkel att lasta i och ur ambulansen och trots sin höga lastkapacitet kan enkelt manövreras i trånga utrymmen. VIPER är en stabil bår som står/rullar stadigt även i sin högsta position.

- Steglös höjdjustering
- Upp till 95 cm lasthöjd
- 320 kilos lastkapacitet
- Steglöst ryggstöd
- I-och urlastning på ojämna underlag
- Steglöst chockläge / knäläge
- 360 graders svängradie med 4 svängbara hjul
- Kan kortas ned till 160 cm för trånga utrymmen
- Automatisk laddning av batteriet med integrerat underhåll
- Stora gummihjul som underlättar vid ojämna underlag

Ferno VLS (Viper Loading System) är ett ergonomisk i- och urlastningssystem och båråls för Ferno VIPER ambulansbår. Ferno VLS är ett lätthanterat och flexibelt system som tillåter dig att lasta in båren från varierande vinkel och höjd på under 20 sekunder. VLS kommer automatiskt centrera båren inför inlastningen. VLS är en marknadens lättaste system vilket ger en lägre totalvikt i ambulansen. VLS är stabil och ergonomisk, mekanisk konstruktion med en inbyggd smart laddning för VIPER båren.

- Upp till 95 cm lasthöjd
- 400 kilos lastkapacitet
- I-och urlastning på ojämna underlag
- Låg vikt, 69 kg
- Automatisk laddning av batteriet med integrerat underhåll
- Snabb och enkel i -och urlastning