

HOVERBOARD XBASE VIPER PNEUMATIC - LATERAL

HOVERBOARD XBASE MED PNEUMATISK SIDOFÖRFLYTTNING EN PLATTFORM FÖR FERNO VIPER

Ergonomi och komfort för både patienten och vårdpersonalen.

Funktion:

Genom ett enkelt knapptryck frikopplas XBASE så länge du håller inne knappen. Du kan nu sidoförskjuta XBASE i 13 olika positioner (41 cm). När du släpper knappen låser sig XBASE automatisk i nästa position. Då funktionen är pneumatisk behövs ingen kraft för detta moment.

Tekniska data:

- + Pneumatisk = flytande sidoförflyttning.
- + 13 x 31,5 mm steg = 410mm totalt
- + Solit rostfritt stål med reptålig yta.
- + Helt underhållsfritt, lätt att rengöra och desinficera.
- + Det krävs ingen årlig kontroll, därför inga uppföljningskostnader på lång sikt
- + Integrerad laddning för Ferno VLS/VIPER

PRODUCT INFO

Art. Nr	F1020
Färg	STÅL
Lastkapacitet	500 kg
Vikt	88 kg
Höjd	9,5 cm
Längd	200 cm
Bredd	60,6 cm

CERTIFIKAT:

EN 1789:2020

EN 1865-5:2015

ECE R17 (TEST 20G)

