



FERNO HANDSUG

Manuell, komplett

En manuell handsug som smidigt får plats i akutväskan för snabb och effektiv luftvägshantering vid akut insats. Den manuella handsugen består av en återanvändbar enhet och en utbytbara engångsbehållare. Ferno handsug har en ergonomisk design och kan skapa ett vakuumtryck på 550 mmHg.

Effekten kan enkelt justeras till 50 % för patienter med känsliga luftvägar, såsom barn och äldre, med ett handgrepp. Levereras som ett komplett kit med utbytbara 300 ml behållare och kateter som tillbehör. Fri från latex.

Art. Nr. FT60540

Höjd 16,9 cm

Djup 7,4 cm

Bredd 19,8 cm

Vikt 285 g

