



# Evakueringsmadrass, Sjögår



<b>Längd</b>	223 cm
<b>Bredd</b>	103 cm
<b>Höjd</b>	6,5 cm
<b>Vikt</b>	10,5 kg
<b>Färg</b>	Svart
<b>Lastkapacitet</b>	max 200 kg
<b>Flythjälp</b>	max 140 kg
<b>Artikelnummer</b>	GE22201811410
<b>Certifiering</b>	CE

Sjögårn är en väl beprövad högkvalitativ räddningsutrustning för evakuering och förflyttning i marin miljö.

Sjögårn är andra generationens marina räddningsmadrass som nu är ett uppdaterat och förbättrat räddningsverktyg.

Dess ursprungliga modell har använts i svenska flottan i mer än 30 år.

Sjögårn är en kombinerad produkt som möjliggör evakuering i trånga miljöer i marina fartyg samtidigt som det skyddar personen som förflyttas.

Med många handtag kan man enkelt få bra grepp och hjälpas åt med förflyttningen.

Med förbättrad flytkapacitet kan man också enklare hantera en person som eventuellt hamnar i vattnet vid evakuering mellan fartyg, upp till 140 kg.

Baksidan är förstärkt för mindre slitage.

