



Maritim redningsbåre



Lengde	223 cm
Bredde	103 cm
Høyde	6,5 cm
Vekt	10,5 kg
Farge	Orange/Svart
Lastekapasitet	Max 200 kg Flytehjelp 140 kg
Certifisering	CE
Artikkelnummer	GE22201811410

Maritim redningsbåre er et velprøvd redningsutstyr av høy kvalitet for evakuering og forflytning i et maritimt miljø.

Maritim redningsbåre er andre generasjon maritime redningsmadrass, som nå er et oppdatert og forbedret redningsverktøy.

Den opprinnelige modellen har vært brukt i den svenske marinen i over 30 år. Sjøbåren er et kombi produkt som gjør det mulig å evakuere i trange miljøer i marine fartøy samtidig som den beskytter personen som flyttes.

Maritim redningsbåre er utstyrt med syv håndtak på begge langsiden og tre håndtak i hodet og fotenden. Med mange håndtak kan du enkelt få et godt grep og hjelpe hverandre med bevegelsen.

* Den er også utstyrt med fire fargekodede pasientbelter med Fix Lock låsespenner.

* På innsiden er den utstyrt med en innfestingsanordning for pasientens føtter, som kommer opp over pasienten så vel som sidemonteringsbeskyttere, alle med børrelåsfeste.

* Med forbedret oppdriftskapasitet er det lettere å håndtere en person som kan havne i vannet ved evakuering mellom skip.

* Maksimal kapasitet som oppdriftshjelp 140 kg.

* Baksiden er forsterket med glassfiber for mindre slitasje og lengre holdbarhet.

