



# EVAKUERINGSMADRASS EEM KIT

Komplett Kit madrass med väska  
för placering på vägg.

Art. Nr GE24271060001

Märke Germa

Certifieringar CE

Färg Grey/Red


Lastkapacitet 180 Kg

Vikt 3 Kg

Höjd 3,4 cm

Längd 190 cm

Bredd 50 cm



EEM är utformad för nödsituationer som till exempel brand i byggnader, när du snabbt måste evakuera personer som inte kan förflytta sig själva p.g.a. sjukdom, funktionshinder eller akuta skador. EEM är konstruerad för att vara säker, ergonomisk, snabb och framför allt lätt att använda för icke professionella användare. EEM är utvecklad utifrån ett beprövat arbets sätt inom ambulanssjukvården som möjliggör snabb förflyttning av människor i ffa byggnader. Tre enkla bälten som spänner över kroppen, stor som liten. Tydliga remmar i både huvud- och fotända för flexibel användning i många olika miljöer.