

**VAKUUMSPLINTSET BLUE LINE KOMPLETT KIT R2G**.....**PRODUCT INFO**

- Varunnr GE272708000
- Certifieringar MDR 2017/745 Class 1, EN1865
- Färg Blå/svart
- Vikt 4 kg
- Längd 75 cm
- Bredd 37 cm
- Djup 18 cm

**Vakuumsplintset Blue Line komplett kit R2G**

Germa's nya Blue Line vakuumsplintar, vårt uppdaterade mellansegment av splintar. Trots den lägre kostnaden har vi inte kompromissat med den höga kvalitet och hållbarhet som du förväntar dig av Germa's svensktillverkade vakuumsplintar.

Blue Line är designad med flexibilitet i åtanke för att möta dina specifika behov. Det är därför vi erbjuder ett splintsett R2G "Ready to Go" som gör det enkelt för dig att välja en färdig lösning.

Vakuumsplintar från Germa är kända för sin höga kvalitet och användarvänliga design. Germa's vakuumsplintar är bland de mest sålda i världen och tillverkas i Sverige, vilket säkerställer hög kvalitet och funktion. De är speciellt designade för att stabilisera och fixera frakturer hos patienter under transport.

Det kompletta vakuumsplintsetet inkluderar tre splintar i olika storlekar: fullt ben, arm/underben och arm. Dessutom medföljer en praktisk förvaringsväska, en vakuumpump samt ett reparations set.

- Tillverkade av slitstarkt PVC-tyg, vilket gör dem hållbara och lätta att rengöra
- Alla sömmar är helt svetsade för bästa hygien
- Splintarna håller ett vakuum i minst 15 timmar, vilket säkerställer stabilisering under längre perioder
- Designade för att vara röntgengenomträngliga
- Tre års garanti gäller för produktionsfel och kvalitet



## VAKUUMSPLINTSET BLUE LINE KOMPLETT KIT R2G INNEHÅLLER:

Art: Vacuum Splint Full Leg

Art no: 272701000

Immobilisation of full leg, hip or shoulder injuries to adults.

Also works as a vacuum mattress for small children or babies.

Length: 135 cm

Width: 74 cm

Thickness: 3 cm

Weight: 1.6 kg



Art: Vacuum Splint Arm

Art no: 272703000

Immobilisation of arm, forearm and wrist fractures.

Length: 70 cm

Width: 40 cm

Thickness: 3 cm

Weight: 0.75 kg



Art: Vacuum Splint Forearm

Art no: 272707000

Immobilisation of wrist fractures

Length: 48 cm

Width: 37 cm

Thickness: 3 cm

Weight: 0,5 kg



Art: Bag for Blue Line Splintset

Art no: 271000708

Length: 136 cm

Width: 73 cm

Thickness: 3 cm

Weight: 0,3 kg



Art: Vacuum HandPump

Art no: 272000701

One-hand-operated

Vacuum Pump.

Weight: 0,6 kg

