



LCSU4 300ML SUG

Komplett

Art. Nr.	L88006140
Höjd	8,12 cm
Längd	18,5 cm
Bredd	26,2 cm
Vikt	1,53 kg
Certifieringar	MDD/EC/CE
Färg	Gul

Laerdals LCSU 4 är Laerdals mest avancerade kompakta sugenhet.

Den väger bara 1,5 kg och har ett flöde på 30 l/min, vilket gör LCSU 4 perfekt för räddningspersonal och akutsjukvårdare. Engångsbehållaren klickas enkelt på plats och eliminerar allt krångel med externa slangar som kan påverka räddningsinsatsen. Med en effekt från 50 till 550 mmHg kan denna bärbara sug användas på alla patienter, från nyfödda till vuxna.

LED-indikatorn, i kombination med det stora inställningsvredet, ger större kontroll och gör det möjligt för vårdpersonalen att ge adekvat vård även med handskar på. Laerdal Compact Suction Unit 4 erbjuder stor flexibilitet och uppfyller alla sugbehov. LCSU 4 har en batteritid på 45 minuter vid fritt flöde.

CE-märkt – denna produkt uppfyller de nödvändiga kraven i rådets direktiv för medicinska enheter 93/42/EEG, ändrat genom rådets direktiv 2007/47/EG, klass IIa.

Kat.nr 880052/880062:

Uppfyller RTCA/DO-160G – sektion 21, kategori M (endast batteridrift, kommersiella flygplan, luftburen utrustning).

- Prestanda
- Högt vakuum/högt flöde
- Luftflöde vid vakuumingång: generellt 30 l/min (fritt flöde)
- Vakuum – max: 550+ mmHg (73,3 kPa)
- Vakuum – intervall: 50–550+ mmHg (6,7–73,3 kPa)



Funktioner

- Enhandsgrepp
- Liten och lätt
- 300 ml-behållare som klickar på plats, ingen vakuumslang behövs
- 800 ml-behållare som tillval när det behövs extra volym
- Engångsbehållarsystem
- Enkelt att byta mellan 300 ml och 800 ml behållare
- Interna integrerade filtersystem för alla behållare
- Högeffektivt filtersystem (för 800 ml-versionen)
- HEPA-godkänt bakteriellt filter
- Latexfri
- Stort vakuumregleringsvred med klickljud
- LED-indikator synlig både i ljus och mörker
- Batterinivåindikator
- Vakuumintervall för barn (markerat i blått) på kontrollpanelen
- Pilar anger vakuumflödesriktningarna
- Stålstativ ger stabilitet (finns för båda versionerna)
- Bärväska av högdensitetsplast
- Batteribyte kräver inga verktyg och kan utföras var som helst
- Laddningsbart batteri, NiMH 12 volt 1,6 Ah
- Batteritid: cirka 45 minuter (fritt flöde)
- Laddare med AC/DC-adapter (100–240 V)
- Extern batteriladdare
- 12 V DC-kabel för anslutning till fordon
- 2 års begränsad garanti (gäller inte behållarna, slangsystemet eller batteriet; garanti för batteriet = 90 dagar)
- Flerspråkig bruksanvisning (19 språk)

