



V-VAC HANDSUG

Startkit

Art. Nr.	L985300
Höjd	6,4 cm
Längd	34,3 cm
Bredd	12,2 cm
Vikt	300 g
Certifieringar	MDR

V-VAC handsug är en praktisk sug för prehospitalt bruk.

Enkel att använda, hygienisk med engångsbehållare samt en grov öppning som tillåter användaren att skapa fri luftväg vid till exempel kräkningar. Möjlighet att justera sugtrycket med en enkel spärr samt adapter och nippel för att ansluta sugkatetrar.

V-VAC Start-Kit är en komplett uppsättning inklusive 2 stycken engångsbehållare.



- Justering för sugning med högt och lågt tryck
- Effektiv: Maximal sugförmåga överstiger 380 mmHg. Maximalt luftflöde över 70 liter/minut
- En unik funktion som inte täpper till spetsen (insugsventil)
- Smidig kateteranslutning
- Återanvändbart handtag
- Vakuumområde: 170 - 380 mmHg (23-51 kPa)
- Toppflöde: 70 liter/minut
- Kapacitet: 425 ml behållare
- Innehåller inte latex