

GLIDBRÄDA

EASYGLIDE Glidbräda

EasyGlide är en smått genialisk liten uppfinning. Den hjälper till vid förflyttningar från rullstol till säng, toalett, bilsäte och många andra ställen där man kan vilja sätta sig en stund. Den är speciellt lämplig för att jämna ut höjdskillnader eller för att överbrygga kortare avstånd. Glidbrädans kanter kan böjas och därför smidig att placera framför rullstolens hjul som skydd mot smuts och annat. Den glatta ovansidan gör att det är lätt att förflytta sig medan antiglidtejp på undersidan gör att den inte halkar undan vid förflyttning. Den är lätt och praktisk att ta med sig och finns i olika storlekar.



- Glatt ovansida för komfortabel förflyttning.
- Långsidan på EasyGlide kan vikas upp som skydd mot rullstols hjulet.
- Antiglid på undersidan ger säkerhet och trygghet.
- Ytan på produkten kan rengöras med varmt vatten eller tvållösning. Vid behov av desinficering kan 70 % etanol, 45 % isopropanol eller liknande användas.

TEKNISK SPECIFIKATION

Material:
Polyeten

Färg:
Svart

Mått:
EASYGLIDE lång:
75 x33 cm

EASYGLIDE kort:
60 X 33 cm

Artikelnr:

EASYGLIDE lång: SWR131640

EASYGLIDE kort: SWR131641

Förvaringsficka blå för:
Alfa Europa: ALE131419