

ÖGONDUSCH

Sprayflaskor för ögonskölj

Steril ögondusch vätska med 7 min spoltid. Förblir steril trots upprepade duschningar. Munstycket är konstruerat för att ge en snabb och effektiv genomsköljning och neutralisera den främmande substansen.

Ger en god och behaglig genomsköljning av ögat. Enkla instruktioner finns illustrerade på flaskan.



TEKNISK SPECIFIKATION

Material:

Stålbehållare med 40 alt. 200ml vätska
0,9% koksaltlösning
Drivgasen är kvävgas

Färg:

Vätskan är färglös

Mått: på flaskan:

Höjd: 117mm
Diameter: 35 mm
200ml:
218mm
50mm

Vikt:

266g (200ml)
71g (40 ml)

Artikelnr:

SWRE21236 (40ml)
SWR480020 (200ml)

- **7 minuters spoltid**
- **Konstruerad för användning i olika vinklar**
- **CE-märkt**
- **Klar att använda direkt**
- **Finns i två olika storlekar**