

mindray

BeneHeart C1A/C2

AED Trainer

Smartare & Snabbare



C1A/C2 AED Trainer

C1A/C2 AED Trainer är specifikt utvecklad för utbildning av personal inom första hjälpen och HLR som förberedelse inför användning av hjärtstartare. Trainern simulerar fullt ut hjärtstartarens talade instruktioner och handhavande. Det är mycket värdefullt att öva med en trainer innan man ställs inför en akut situation där en skarp hjärtstartare skall användas.



Högnivåsimulering

- Samma utseende, handhavande och användarsekvens som i den skarpa C-serien hjärtstartare.
- Förinställt 6 händelser och 4 simuleringsscenarier för olika utbildningsbehov.
- Uppfyller senaste AHA/ERC guidelines
- Stödjer semiauto och helauto versionerna

Enkelt underhåll

- AED trainern är utrustad med elektroder. Dessa högkvalitativa elektroder kan användas flera gånger.
- AED trainern använder vanliga batterier som är enkla att få tag i.

Specifikationer

AED Trainer	
Storlek (L x B x H)	21.0 cm x 28,6 cm x 7,8 cm
Vikt	1,4kg (C1A AED trainer utan skärm, med batterier) 1,7kg (C2 AED trainer, med skärm med batterier)
Batteri *	DC !1V 8 AA batterier
Skärm	7 tum, färg (endast C2 AED trainer)
Knappar	Språkval (upp till 26 språk), vuxen/barnläges knapp, stöt knapp
HLR Metronom	30:2, 15:2
Fjärrkontroll	
Batterier*	DC 3V, 2 AAA batterier
Standard scenario	6
Elektroder anslutna	Ja, Nej
Stöt rekommenderas	Ja, Nej
Versioiner	Semi-auto, helauto

* Obs Batterier ingår ej..

www.mindray.com

P/N:ENG-C1A/C2 AED Trainer-210285X2P-20200221

©2020 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd. All rights reserved.

Svensk återförsäljare:
ViTri Medical AB
08-7477660
info@vitri.se
www.vitri.se

mindray
healthcare within reach