
FERNO
Norden Funeral

FERNO M24MM

Varenummer	F024MM
L x B x H	196 x 60 x 85,4 cm
Höjdjustering	30-86cm, 7 positioner
Vikt	34 kg
Maxbelastning	454 kg
Hjul	Integrerad lås

Förstärkt bår för transport av avlidna

Ferno M24MM är en robust och ergonomiskt utformad transportbår för säker och värdig hantering av avlidna, även vid hög kroppsvikt. Den förstärkta konstruktionen har en maximal belastningskapacitet på 454 kg. Båren har individuellt justerbara ben vid huvud- och fotändan samt flera höjdlägen för kontrollerad hantering. Stora hjul med låsfunktion underlättar förflyttning och ger stabilitet vid lastning och lossning. Standard ingår även ett fällbart fotstöd som förhindrar den avlidne att glida när bår hanteras i uppställt läge.







- ✓ **Hög belastningskapacitet för tyngre transporter**
- ✓ **Förstärkt ram och bredare liggyta**
- ✓ **Individuell höjdjustering vid huvud- och fotända**
- ✓ **Stora hjul (diameter 15cm) med integrerade lås. Två av hjulen har vridfunktion för enklare manövrering och 2 hjul är riktningsspärrade för att underlätta styrning vid längre transporter.**
- ✓ **Levereras med madrass och säkerhetsremmar**
- ✓ **Bårens plana yta och med flertalet höjdinställningar medger detta en smidig förflyttning utav den avlidne från säng, bår och mottagande ytor.**

TILLBEHÖR:

SIDOSTÖD, PAR (F0821997)

Två sidostöd, fällbara, som monteras med klämfästen utan komplicerad installation. Ger extra sidostöd och bidrar till säker och värdig transport. Anpassade för Ferno M24MM och M24MAX.